Oscilloscope 5228

Manuel de Maintenance

U0841301

Schlumberger Technologies

Division Instruments 5, rue Daguerre, 42030 Saint Etienne Cedex 2, France. Téléphone : 77 25 22 64, Télex : SCHL 300796 F, Télécopieur : 77 25 24 94

Oscilloscope

5228

Manuel de Maintenance

A partir du n° 500

Edition novembre 1989

TABLE DES MATIERES

MANUEL DE MAINTENANCE

	PLANCHES
P1	Vue avant
P2	Vue de dessus
Р3	Vue de dessous
P4	Vue de droite
P5	Vue de gauche
P6	Vue arrière
	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
PAGES	3 DESCRIPTION DES CIRCUITS
40	3.1 Généralités
41	3.2 Alimentation basse tension
42	3.3 Haute tension - Allumage
	3.3.1 Convertisseur
	3.3.2 Tension de cathode et régulation
	3.3.3 Post-accélération
	3.3.4 Polarisation du wehnelt
43	3.3.5 Quadripole - Géométrie - Concentration
	3.3.6 Amplificateur d'allumage
44	3.4 Clavier de commande
	3.5 Logique de choix des fonctions
	3.5.1 Choix du mode X
45	3.5.2 Expansion x10
	3.5.3 Réduction de la bande passante à 20 MHz
46	3.5.4 Choix du mode Y
	3.5.5 Choix "Alterné" ou "Commuté"
	3.5.6 Alimentation - Sauvegarde du panneau avant et
	des mémorisations M1 et M2
47	3.5.7 Choix du filtre synchro B1
	3.5.8 B2 "Libre" ou "Synchronisé"
	3.5.9 B1 "Automatique", "Déclenché", ou "Monocoup"
48	3.6 Logique de synchronisation
	3.6.1 Choix de la source synchro B1
	3.6.2 Logique de commutation des voies de synchro B1
49	3.6.3 Choix et commutation de la source synchro B2
50	3.7 Mémorisation des fonctions du clavier
50	3.8 Logique de commutation des voies Y
F1	3.8.1 Programme de commutation
51	3.8.2 Modes de commutation
	3.8.3 Commandes assurées par les PROM
	3.8.4 Calibrateur

PAGES	
53	3.9 Commutation de la synchronisation
	3.9.1 Synchro B1
	3.9.2 Synchro B2
	3.9.3 Entrée synchro extérieure
	3.9.4 Sortie signal Y
54	3.10 Synchronisation B1 - B2
	3.10.1 Filtres synchro B1
	3.10.2 Mise en forme et polarité
	3.10.3 Fonctionnement du seuil B1 en Automatique et
	en Déclenché
55	3.10.4 Bascule "Automatique"
	3.11 Base de temps B1
	3.11.1 Générateur de dent de scie
56	3.11.2 Commande du balayage
	3.11.3 Temps mort du balayage
58	3.11.4 Monocoup
	3.11.5 Retardateur de B2
	3.12 Base de temps B2
	3.12.1 Générateur de dent de scie
59	3.12.2 Commande du balayage
	3.12.3 Balayage B2 libre ou resynchronisé
	3.12.4 Tension d'appui de B2
	3.13 Commutation X - Commande d'allumage
61	3.14 Amplificateur horizontal
	3.15 Fonction voltmètre - Δt - Δ DIV
	3.15.1 Principe de la mesure
62	3.15.2 Choix "Volt", "\(\Div'' \)
	3.15.3 Convertisseur analogique/numérique
63	3.15.4. Recherche automatique de gamme
	3.15.5 Entrée en mode "Volt"
64	3.15.6 Mode At
65	3.15.7 Mode △ Div
	3.16 Affichage
	3.17 Entrées et préamplificateurs voies A et B
	3.17.1 Entrée
66	3.17.2 Atténuateurs
67	3.17.3 Préamplificateurs
68	3.18 Amplificateurs Y voies A et B
	3.19 Voie C
	3.19.1 Entrée et atténuateur
69	3.19.2 Amplificateurs
	3.20 Amplificateur commun Y
	3.21 Amplificateur final Y
70	3.22 Somme Y - Séparation de trace
	3.22.1 Maintien du point de fonctionnement en
	somme "A + B"
	3.22.2 Séparation de trace

4.1 Entretien de la platine 4.2 Accès aux organes internes 4.2.1 Démontage des capots et de la poignée 4.2.2 Démontage du sous-ensemble Y 4.2.3 Démontage du sous-ensemble X 4.2.4 Démontage du sous-ensemble X 4.2.5 Démontage du sous-ensemble Alimentation 4.2.5 Démontage du tube cathodique 4.2.6 Remontage du tube cathodique 4.2.7 Démontage de l'ensemble post-accélération 4.2.8 Démontage de l'ensemble éclairage tube 4.3 Matériel nécessaire pour le dépannage et le réglage 4.4.1 Alimentation 4.4.2 Déviation verticale 4.4.3 Synchronisation 4.4.4 Amplificateur horizontal 4.4.5 Base de temps 4.4.6 Voltmètre 4.4.7 Mode Δt 4.4.8 Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS Interconnexion Ampli d'allumage - THT - P.A Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique yy Commutation synchro Commundes panneau avant Parker P.A	
4.2.3 Démontage du sous-ensemble X 4.2.4 Démontage du sous-ensemble Alimentation 4.2.5 Démontage du tube cathodique 4.2.6 Remontage du tube cathodique 4.2.7 Démontage du l'ensemble post-accélération 4.2.8 Démontage de l'ensemble post-accélération 4.2.9 Démontage de l'ensemble éclairage tube 4.3 Matériel nécessaire pour le dépannage et le réglage 4.4 Réglage 4.4.1 Alimentation 82	
4.2.5 - Démontage du tube cathodique 4.2.6 - Remontage du tube cathodique 4.2.7 - Démontage de l'ensemble post-accélération 4.2.8 - Démontage de l'ensemble post-accélération 4.2.8 - Démontage de la carte Z8 4.2.9 - Démontage de l'ensemble éclairage tube 4.3 - Matériel nécessaire pour le dépannage et le réglage 4.4.1 - Alimentation 4.4.2 - Déviation verticale 4.4.3 - Synchronisation 4.4.4 - Amplificateur horizontal 4.4.5 - Base de temps 4.4.6 - Voltmètre 4.4.7 - Mode Δt 4.4.8 - Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS Interconnexion Ampli d'allumage - THT - P.A Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique Y Commutation synchro Commutation synch	
4.2.6 Remontage du tube cathodique 4.2.7 Démontage de l'ensemble post-accélération 4.2.8 Démontage de la carte Z8 4.2.9 Démontage de l'ensemble éclairage tube 4.3 Matériel nécessaire pour le dépannage et le réglage 80 4.4 Réglage 4.4.1 Alimentation 82 4.4.2 Déviation verticale 84 4.4.3 Synchronisation 4.4.4 Amplificateur horizontal 4.4.5 Base de temps 86 4.4.6 Voltmètre 4.4.7 Mode Δt 4.4.8 Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS 1 Interconnexion 2 Alimentation basse tension 3 Ampli d'allumage - THT - P.A 4 Mémoire 5 Logique (1) 6 Logique (2) 7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro	
4.2.8 Démontage de la carte Z8 4.2.9 Démontage de l'ensemble éclairage tube 4.3 Matériel nécessaire pour le dépannage et le réglage 80 4.4 Réglage 4.4.1 Alimentation 82 4.4.2 Déviation verticale 84 4.4.3 Synchronisation 4.4.4 Amplificateur horizontal 4.4.5 Base de temps 86 4.4.6 Voltmètre 4.4.7 Mode Δt 4.4.8 Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS 1 Interconnexion 2 Alimentation basse tension 3 Ampli d'allumage - THT - P.A 4 Mémoire 5 Logique (1) 6 Logique (2) 7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro	
<pre>79 80 4.3 Matériel nécessaire pour le dépannage et le réglage 4.4 Réglage 4.4.1 Alimentation 82 84 4.4.2 Déviation verticale 85 86 4.4.3 Synchronisation 4.4.4 Amplificateur horizontal 4.4.5 Base de temps 4.4.6 Voltmètre 4.4.7 Mode Δt 4.4.8 Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS 1 Interconnexion 2 Alimentation basse tension 3 Ampli d'allumage THT P.A 4 Mémoire 5 Logique (1) 6 Logique (2) 7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro</pre>	
80 4.4 Réglage 4.4.1 - Alimentation 4.4.2 - Déviation verticale 84 4.4.3 - Synchronisation 4.4.4 - Amplificateur horizontal 4.4.5 - Base de temps 4.4.6 - Voltmètre 4.4.7 - Mode Δt 4.4.8 - Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS 1 Interconnexion 2 Alimentation basse tension 3 Ampli d'allumage - THT - P.A 4 Mémoire 5 Logique (1) 6 Logique (2) 7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro	
82 4.4.2 - Déviation verticale 84 4.4.3 - Synchronisation 4.4.4 - Amplificateur horizontal 4.4.5 - Base de temps 86 4.4.6 - Voltmètre 4.4.7 - Mode Δt 4.4.8 - Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS 1 Interconnexion 2 Alimentation basse tension 3 Ampli d'allumage - THT - P.A 4 Mémoire 5 Logique (1) 6 Logique (2) 7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro	
4.4.4 - Amplificateur horizontal 4.4.5 - Base de temps 4.4.6 - Voltmètre 4.4.7 - Mode Δt 4.4.8 - Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS Interconnexion Alimentation basse tension Ampli d'allumage - THT - P.A Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique Y Commutation synchro	
4.4.5 Base de temps 4.4.6 Voltmètre 4.4.7 Mode Δt 4.4.8 Mode Δ DIV FIG. 5 SCHEMAS 1 Interconnexion Alimentation basse tension Ampli d'allumage - THT - P.A Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique Y Commutation synchro	
FIG. 5 SCHEMAS 1 Interconnexion 2 Alimentation basse tension 3 Ampli d'allumage - THT - P.A 4 Mémoire 5 Logique (1) 6 Logique (2) 7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro	
FIG. 5 SCHEMAS 1 Interconnexion 2 Alimentation basse tension 3 Ampli d'allumage - THT - P.A 4 Mémoire 5 Logique (1) 6 Logique (2) 7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro	
Interconnexion Alimentation basse tension Ampli d'allumage - THT - P.A Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique Y Commutation synchro	
Interconnexion Alimentation basse tension Ampli d'allumage - THT - P.A Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique Y Commutation synchro	
Alimentation basse tension Ampli d'allumage - THT - P.A Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique Y Commutation synchro	
Ampli d'allumage - THT - P.A Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique Y Commutation synchro	
Mémoire Logique (1) Logique (2) Logique synchro Logique Y Commutation synchro	
6 Logique (2) 7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro	
7 Logique synchro 8 Logique Y 9 Commutation synchro	
8 Logique Y 9 Commutation synchro	
9 Commutation synchro	
10 Commandes nanneau avent	
The state of the s	
11 Synchro B1 - B2 12 Base de temps B1	
13 Base de temps B2	
14 Commutateur balayage B1	
15 Commutateur balayage B2	
16 Commutation X et allumage	
17 Ampli horizontal 18 Voltmètre	
19 Affichage voltmètre	
20 Entrée Y voies A et B	


TABLE DES MATIERES 5228

21	Préampli Y voies A et B
22	Ampli Y voies A et B
23	Voie C
24	Ampli commun Y
25	Ampli final Y
26	Somme Y - Séparation trace
PAGES	6 NOMENCLATURE MECANIQUE
6-1	6.1 Vue arrière
6-2	6.2 Vue avant
6-4	6.3 Coté gauche
6-5	6.4 Coté droit
6-6	6.5 Vue de dessus
6-8	6.6 Vue de dessous
	7 NOMENCLATURE GENERALE



VIEW

FRONT



VUE AVANT




TOP VIEW

DES


MAINTENANCE

Britishan



VUE DE DESSUS

P2





RIGHT VIEW

- R260 R303 R277 R262 R413 R265 C82 C79 C84 R193 R76 990 C61 R196 C117 C46 R360 R329 R371 R372 R346 R342 96 Circuit Z2 R325-R181-R356 R178-R179

VUE DE DROITE


P4

and and to

MAINTENANCE

VUE DE GAUCHE

P5



REAR VIEW

b6

VUE ARRIERE

MAINTENANCE

3.- DESCRIPTION DES CIRCUITS

3.1.- GENERALITES

Les circuits de l'oscilloscope sont répartis principalement sur 3 grandes cartes :

- la carte plancher Z1 comporte :

- . l'alimentation basse tension
- . l'alimentation haute tension et l'amplificateur d'allumage (la liaison au tube cathodique est assurée par un circuit souple)
- . la logique de choix des fonctions de commutation des voies, de commutation des voies de synchro, la logique de mise en mémoire des fonctions
- . la voie de synchronisation externe

- la carte latérale Z2 (coté droit) comporte :

- . les amplificateurs de synchronisation
- . la base de temps principale B1
- . la base de temps retardée B2
- . les circuits de commutation horizontale
- . l'amplificateur final X
- . le voltmètre et le circuit de mesure de Δt

- la carte latérale Z7 (coté gauche) comporte : les voies A, B et C de déviation verticale.

Des cartes situées derrière le panneau avant comportent :

- l'entrée des voies A, B et C (Z6)
- le clavier de commande (Z4)
- les commandes du voltmètre et du circuit de mesure Δt (Z3)

Un petit circuit Z8 situé près du tube cathodique comporte l'amplificateur final Y.

L'interconnexion entre les diverses cartes est donnée sur la figure 1.

MAINTENANCE

3.2.- ALIMENTATION BASSE TENSION (Z1 - fig. 2)

Les alimentations basse tension sont fournies à partir du réseau par le transformateur T201. Un répartiteur situé dans le bloc FL201 permet d'adapter l'oscilloscope à la tension du réseau : 110 V, 127 V, 220 V ou 240 V. Le fusible F201 protège l'appareil (0,63 A pour 220 V ou 240 V, 1,2 A pour 110 V ou 127 V).

Le transformateur comporte 4 enroulements secondaires destinés à fournir les tensions régulées ou non, et un enroulement à fort isolement assurant le chauffage du tube cathodique.

. + 15 V : redressement par les diodes CR9 - CR10, et régulation par le circuit U3 qui commande le ballast Q2 par l'intermédiaire du suiveur Q1. U3 possède sa propre référence de tension, ainsi qu'un dispositif limiteur d'intensité utilisant la résistance R16. Le + 15 V est ajustable par le potentiomètre R12. La tension non régulée + 20 V, prélevée avant régulation du + 15 V, est protégée par le fusible F1. Elle est destinée à l'alimentation haute tension (fig. 3) et à l'éclairage du réticule (commandé via Q7).

- 15 V : cette alimentation, obtenue à partir du même enroulement que le + 15 V, est redressée par les diodes CR11 - CR12, et régulée par le comparateur U4 qui commande le ballast Q5 via le suiveur Q4; limitation d'intensité assurée par la résistance R25 et le transistor Q3.
- . + 5 V : redressement par le pont CR13 à CR16 et régulation par U5 qui commande le ballast Q6. Cette tension étant destinée à alimenter des circuits ECL est ajustable par R31 à une valeur qui ne doit jamais être inférieure à + 5 V. R26 et R27 sont des résistances fusibles protégeant l'enroulement du transformateur.
- . + 40~V : redressement par le pont CR5 à CR8, régulation par U2, et ajustage de la tension par R7.
- + 120 V : redressement par le pont CR1 à CR4 qui s'appuie sur le + 40 V, régulation par U1 et ajustage par R3. Protection de l'enroulement du transformateur par R1.

3.3.- HAUTE TENSION - ALLUMAGE (Z1 - fig. 3)

3.3.1.- Convertisseur

Les hautes tensions d'alimentation du tube cathodique sont élaborées à partir d'un oscillateur fonctionnant à une fréquence de 25 kHz environ. Il est constitué par le transistor Q8 associé au transformateur T1 dont les deux enroulements primaires sont situés : l'un dans le circuit collecteur, et l'autre dans le circuit de base.

3.3.2.- Tension de cathode et régulation

La tension de cathode (- 1750 W) est obtenue à partir de la sortie 7 du secondaire de T1, par le doubleur de tension C23 - CR25 - CR24 - C24. L'amplificateur de régulation U6 permet de comparer une fraction de cette tension (ajustable par R44) à une tension de référence appliquée sur l'entrée, et d'asservir ainsi la haute tension en commandant via R39 le courant de base de Q8. La source de référence étant elle-même produite par U6 (sortie 6), la THT est indépendante des autres alimentations. Une limitation en courant de l'oscillation est faite en prélevant aux bornes de R42 une tension proportionnelle au courant de l'oscillateur. Cette tension est appliquée après filtrage (R40 - C19) sur l'entrée limitation de U6.

3.3.3.- Post-accélération

La tension de post-accélération (+ 17 kV environ) est élaborée dans les cellules multiplicatrices C1 - CR1 à C20 - CR20 (bloc P.A. moulé).

3.3.4.- Polarisation du wehnelt


Principe

Pour appliquer le créneau d'allumage (élaboré et commandé à un niveau voisin de la masse) au wehnelt (dont le potentiel est voisin de celui de la cathode : - 1750 V) le procédé consiste à emprunter comme signal porteur celui fourni par le convertisseur. Cette porteuse est d'abord modulée en amplitude par le créneau à transmettre, puis décalée au niveau HT par transmission capacitive. Le créneau est alors détecté à ce niveau pour assurer la polarisation du wehnelt.

Réalisation

Prélevée sur le secondaire du transformateur T1 (sortie 6) la tension à 25 kHz du convertisseur est appliquée, via C22 - R52, aux diodes d'écrêtage CR23 - CR34 qui calent les crêtes hautes du signal (CR23) sur un seuil ajusté via Q9 par R81, et les crêtes basses (CR34) sur le créneau d'allumage fourni par Q17 - Q18.

On obtient donc au point commun CR23 - CR34 un signal module qui a la forme suivante :



Ce signal, transmis par C27, référencé au potentiel de cathode via CR32, est détecté par CR33 - C30 - R56. Le condensateur de détection C30 est relié au créneau d'allumage pour assurer une meilleure transmission des fronts d'allumage au wehnelt. Le réglage de R81 permet de tenir compte de la tension d'extinction variable selon les tubes.

3.3.5.- Géométrie - Concentration

Le redressement monoalternance en positif par CR26 permet d'alimenter la chaîne de diodes Zener CR27 à CR31. Sur celle-ci est prélevée la tension de Castigmatisme, ajustable sur le panneau avant par R61).

Le redressement monoalternance en négatif par CR37 permet d'obtenir la tension de G5 (géométrie, ajustable par R72) et la tension d'écran Y (ajustable par R71).

La tension de G3 (concentration) est obtenue par le doubleur C28 - CR36 - CR35 - C29. La tension d'appui du doubleur est réglable par le potentiomètre R45b "concentration". La concentration est également corrigée en fonction du réglage de luminosité par l'intermédiaire des transistors Q10 et Q11 réagissant aux variations du courant de G2 dans R69.

3.3.6.- Amplificateur d'allumage

Le créneau d'allumage issu de la base de temps, les signaux d'effacement de trame provenant de la logique Y, et les éventuels signaux de l'entrée J19 "Modulation extérieure", sont appliqués au transistor Q12 (monté en base commune) dont ils modulent le courant.

Le potentiomètre R45a "Lumière" permet de prélever une fraction variable du signal délivré par Q12. Ce signal est transmis via le suiveur Q14 à un amplificateur constitué par Q15 - Q16 - Q17 - Q18. Celui-ci est contre-réactionné par la boucle R105 - R104 - R88. Il délivre en sortie des créneaux d'allumage dont l'amplitude est comprise entre 50 V et 100 V. Le potentiomètre R79 permet d'ajuster le niveau haut de ces créneaux, et R95 en ajuste le niveau bas.

3.4.- CLAVIER DE COMMANDE (Z4 - fig. 10)

Sur ce schéma sont récapitulées les diverses touches de recherche de fonctions situées sur le clavier du panneau avant (circuit Z4) ainsi que les voyants signalant les fonctions sélectionnées.

La liaison de Z4 au circuit Z1 est assurée par un circuit souple (connecteur J5).

3.5.- LOGIQUE DE CHOIX DES FONCTIONS (Z1 - fig. 5 et 6)

Niveau TTL 1: +5 V Niveau ECL 1: +4.2 V 0: 0 V 0: -3,2 V

3.5.1.- Choix du mode X (fig. 5)

Un appui sur la touche S14 (nivez 0 en 42 de J5) envoie, par l'intermédiaire de la bascule U18/4 - U18/3, un nivez 1 sur l'entrée 10 du circuit U19 qui fonctionne alors en compteur. Inversement un appui sur la touche S13 positionnera U19 en décompteur.

A chaque appui sur \$13 ou \$14, une impulsion (inversée dans U18/10 et retardée par R126 - C59) est appliquée à l'entrée horloge (15) du compteur U19 dont les sorties binaires 6, 11, 14 s'incrémentent dans un sens ou dans l'autre. Ces sorties sont reliées au démultiplexeur U20 qui aiguille la tension V2 (+ 15 V environ) vers l'une de ses 6 sorties (13, 14, 15, 12, 1, 5) selon le code binaire d'entrée. Lorsqu'une sortie est ainsi validée elle assure d'une part la mise en oeuvre du mode sélectionné (XY, B1, B1+B2, B2, Mixé, ou Alt.) et d'autre part l'éclairage (sur Z4, fig. 10) du voyant correspondant.

Le rôle de la diode CR55 est de servir de butée en position "comptante" (S14) : lorsque le mode Alt est atteint, un état 1 est imposé à l'entrée 8 de U18 ce qui arrête l'incrémentation. De même en position "décomptante" la diode CR54 sert de butée lorsque le mode XY est atteint.

Prise en mémoire de la commande

A tout instant le mode choisi, disponible en code binaire sur les sorties de U19, peut être transmis par les lignes M16, M17, M18 pour être stocké dans des circuits mémoires (fig. 4) en appuyant sur l'une des deux touches "M1" ou "M2" du clavier de commande.

Inversement cette information stockée peut être rappelée par l'intermédiaire des lignes R16, R17, R18 reliées aux entrées "précompte" de U19 : dès qu'une commande "Rappel Mémoire" (Ligne R20 = 1) arrive en 1 de U19 les sorties du compteur sont chargées à la valeur du précompte sélectionnant ainsi le mode qui avait été mis en mémoire.

3.5.2.- Expansion x10 (fig. 5)

Les impulsions issues de la touche S12, inversées dans U22/4, sont appliquées à l'entrée horloge de la bascule U21a (type D). Elles permettent d'obtenir alternativement un niveau 1 ou un niveau 0 sur la sortie (1) commande, via l'amplificateur inverseur U24/15, le relais K1 situé sur (fig. 17), ainsi que le voyant "x10" (Z4 - fig. 10).

A tout instant l'information disponible sur la sortie de U21, transmisse par la ligne M9, peut être mise en mémoire. Le retour de cette information stockée s'effectue dès qu'arrive sur la ligne R20 une commande "Rappel mémoire (niveau 0). La bascule, alors commandée sur son entrée R (4), reproduit essortie l'information amenée par la ligne R9.

3.5.3.- Réduction de la bande passante à 20 MHz (fig. 5)

Le dispositif est presque identique au précédent. Il comprend : la tour S11 "BP 20 MHz" et la bascule U26 qui commande un interrupteur analogique sit dans le boîtier U27. Celui-ci commute (ou non) la tension V2 pour aliente d'une part (sur Z7 - fig. 24) le relais K1 commandant la réduction de la bade 20 MHz, et d'autre part sur le panneau avant (Z4 - fig. 10) le correspondant.

La mise en mémoire s'effectue par la ligne M19, et le retour mémoire (R20 = 0) par la ligne R19.

3.5.4.- Choix du mode Y (fig. 5)

Les bascules U31a et U31b associées à la porte U32/11 reçoivent via U22/8 des impulsions d'horloges issues de la touche S2. Un état 1 est délivré à tour de rôle sur la sortie 1 de U31a, sur la sortie 13 de U31b et sur la sortie 11 de U32. Les niveaux délivrés sur les lignes M2 et M3 permettent de sélectionner (voir fig. 8) les modes Y suivants :

M2	M3	And the same of th
1	10	mode A, B, C
0	1 1	mode A+B, C
0	10	mode A, A+B, B, C

L'éclairage du voyant sélectionné (sur 74, fig. 10) s'effectue par l'intermédiaire des amplificateurs U33. La prise en mémoire se fait par les lignes M2 - %3, et le retour mémoire (ligne B20 = 0) par les lignes R2 - R3.

3.5.5.- Choix "Alterné" ou "Commuté" (fig. 5)

Les impulsions issues de la touche S1, transmises via U28/10 et U25/10 font chaque fois changer d'état la bascule U21b. Celle-ci commande sur ses sorties 12 et 13 deux interrupteurs analogiques du boîtier U29 commutant la tension V2 sur la sortie 8 ou sur la sortie 11. Ces sorties sont rebouclées sur la porte d'entrée U28/10.

La sortie 8 commande le mode "Alterné" à l'état haut, et le mode "Commuté" à l'état bas.

En mode XY la bascule U21b est maintenue en position "Commuté". La prise en mémoire s'effectue via la ligne M1 et le retour mémoire (Ligne R20 = 0) via la ligne R1, la bascule étant alors commandée par ses entrées "S" et "R".

3.5.6.- Alimentation - Sauvegarde du panneau avant et des mémorisations M1 et M2 (fig. 5)

Les tensions V1 et V2 alimentant les circuits logiques sont fournies par le + 15 V via les diodes CR61 et CR60. Un dispositif comprenant notamment une pile alcaline 9 V et le transistor Q19 permet, lorsque l'appareil n'est plus sous tension, de sauvegarder les commandes du clavier du panneau avant en maintenant la tension V1 à une valeur suffisante (environ 2,2 V) pour préserver les informations mémorisées et l'état des bascules.

3.5.7.- Choix du filtre synchro B1 (fig. 6)

Les deux bascules U34 sont associées de telle sorte que recevant (via U25/4) des impulsions d'horloge issues de la touche S5 (Z4 - fig. 10), elles délivrent sur leurs sorties 1 et 13 des informations binaires, par séquences de 4 :

	1 de U34	13 de U34
impulsion n	1	1
impulsion n + 1	0	1
impulsion n + 2	0	0
impulsion n + 3	1	0
inpulsion n + 4	1	1
etc		

Ces informations sont appliquées au démultiplexeur U35 qui, selon le code binaire d'entrée, aiguille la tension V2 (transmise via U33/10) vers l'une des 4 sorties (12, 13, 14 ou 15). Ces sorties commandent le choix (sur Z2 - fig. 11) du filtre synchro B1 $(\overline{\sim}, \sim, \wedge, \wedge)$ ainsi que l'éclairage du voyant correspondant (Z4 - fig. 10).

En mode XY la tension transmise par U33/10 étant nulle, aucune sortie n'est validée, et les voyants sont tous éteints.

La prise en mémoire s'effectue par les lignes M6 - M7, et le retour mémoire (R20 = 0) par les lignes R6 - R7, les bascules étant alors commandées (via U23/4 et U23/10 par leurs entrées S et R.

3.5.8.- B2 "Libre" ou "Synchronisé" (fig. 6)

Le dispositif est presque identique à celui du choix "Alt. COM. (paragraphe 3.5.5). Il comprend la bascule U36 et les interrupteurs U29/2 et U29/3 dont les sorties (rebouclées sur la porte d'entrée U28/11) commandent le choix du mode B2 "Libre" ou "Synchronisé" (Z2 - fig. 13).

La prise en mémoire s'effectue via la ligne M8, et le retour mémoire via la ligne R8.

3.5.9.- B1 "Automatique", "Déclenché", ou "Monocoup" (fig. 6)

Le dispositif est analogue à celui du choix de mode Y (paragraphe 3-5-1 Il comprend les deux bascules U37 et la porte U30/3 délivrant un état 1 e sortie chacune à tour de rôle, ainsi que les interrupteurs analogiques aiguillant sur le voyant sélectionné la tension issue de U24/2.

U37/1 (ligne M4)	U37/13 (ligne M5)	U30/3
0	0	1
1	0	0
0	The same	0

Mode Automatique (2 de J6 = 1)
Mode Déclenché (2 de J6 = 0)
Mode Déclenché Monocoup
(ligne M5 = 1 1 de J2 = 0)

En mode "Mono" la touche "Réarm" permet de transmettre, via 25 de J5 et C71 une brève impulsion positive en 1 de J2 qui réarme le balayage. Dans l'attente du réarmement une tension positive arrivant en 2 de J2 libère un oscillateur constitué par U25/12 - R156 - C73. Celui-ci soumet (via Q20) l'alimentation du voyant à des interruptions basse fréquence qui le font clignoter.

La prise en mémoire s'effectue via les lignes M4-M5, et le retour mémoire (ligne R20 = 0) via les lignes R4-R5, les bascules U37 étant alors commandées par leurs entrées R et S.

3.6.- LOGIQUE DE SYNCHRONISATION (Z1 - fig. 7)

3.6.1.- Choix de la source synchro B1

Le dispositif, analogue à celui du choix de mode X (paragraphe 3.5.1) est commandé en 15 et 16 de J5 par les impulsions provenant des touches S3 et S4 du clavier. Il comprend le compteur/décompteur U45 et le démultiplexeur U46 qui aiguille la tension V2 vers l'une de ses 6 sorties en fonction de la source synchro choisie (Alternée, A, B, C, Extérieure ou Secteur). Les diodes de butée sont CR75 en comptage, et CR74 en décomptage. La prise en mémoire en code binaire est transmise par les lignes M10 - M11 - M12, et le retour mémoire (ligne R20 = 0) s'effectue via les lignes R10 - R11 - R12 reliées aux entrées "précompte" de U45.

3.6.2.- Logique de commutation des voies de synchro B1

Deux cas sont à considérer :

a) la source synchro n'est pas "alternée" (entrée AO de U43 = 0)

La voie de synchro choisie est validée par l'une des 6 sorties de U46, par l'intermédiaire de U44 qui est un translateur de niveau MOS en niveau TTL, et du multiplexeur U43.

b) la source synchro est "alternée" (entrée AO de U43 = 1)

Pour valider les voies de synchro, le multiplexeur U43 n'est plus commandé par les sorties de U46, mais par les signaux de commutation des voies T A, B ou C.

La sortie 7 de U47 permet, lorsque la voie Y est en somme "A+B", de bloquer la voie B de synchro pour ne garder que la voie A.

3.6.3.- Choix et commutation de la source synchro B2

Le dispositif est identique au précédent, mais sans la commande synchro "Secteur". Il comprend : les touches S15-S16 du clavier, le compteur/décompteur U39, le démultiplexeur U40, les translateurs U41, et le multiplexeur U42. Les diodes CR71, CR72, CR73 inhibent les sorties de U40 pour les modes XY, B1 seul, et B2 libre.

3.7.- MEMORISATION DES FONCTIONS DU CLAVIER (Z1 - fig. 4)

Les circuits U7 à U11 d'une part, U12 à U16 d'autre part constituent deux ensembles distincts permettant chacun de stocker en mémoire les informations définies à un instant quelconque sur le clavier de commande, et de restituer ces informations au moment voulu.

Lorsque un niveau 0 est appliqué en 9 et 10 de ces circuits ("commande entrée") les informations présentes sur les lignes de mise en mémoire M1 à M19 (entrées 11 à 14) sont transférées dans des bascules internes (ce transfert s'effectuant sur un signal d'horloge reçu en 7).

Dans les autres cas les entrées des boîtiers sont déconnectées, et les bascules rebouclées sur elles-même conservent les informations reçues.

De même en sortie, lorsqu'un niveau 0 est appliqué en 1 et 2 ("commande sortie") les informations stockées sont sorties sur les lignes de retour mémoire RM1 à RM20 (sorties 3, 4, 5, 6), alors que dans les autres cas les sorties 3 états, déconnectées des mémoires internes, sont à haute impédance.

Un appui sur la touche "M1" (ou "M2") du clavier commande le transfert en mémoire par mise à 0 des entrées 10.

Le retour mémoire est commandé par un appui sur "Rappel" (qui met à 0 les entrées 1 via l'inverseur U18/11 et la bascule U36), suivi d'un appui sur "M1" (ou "M2") pour mettre à 0 les entrées 2. Le temps séparant ces deux manoeuvres est limité par la contante R107-C56 qui définit la durée de basculement de U36 (maintien à 0 de l'entrée 10).

Récapitulatif des lignes de mise en mémoire et de retour mémoire :

M1	RM1	Alterné-Commuté
M2-M3	RM2-RM3	Mode Y
M4-M5	RM4-RM5	Auto-DéclMono
M6-M7	RM6-RM7	
M8	RM8	B2 libre ou synchronisé
M9	RM9	Gain horizontal x1 ou x10
M10-M11-M12	RM10-RM11-RM12	Source synchro B1
M13-M14-M15	RM13-RM14-RM15	Source synchro B2
M16-M17-M18	RM16-RM17-RM18	Mode X
M19	RM19	Bande passante 20 MHz

La ligne RM20, chargée par une résistance (9114) 10 fois plus faible que les autres lignes, permet d'adresser aux divers circuits une commande "Retour mémoire", avant que ne leur parviennent les informations mémorisées.

3.8.- LOGIQUE DE COMMUTATION DES WOIES Y (Z1 - fig. 8)

3.8.1.- Programme de commutation

Les mémoires PROM U52 et U53 constituent avec les bascules U49a et U49b un ensemble permettant de commander par les sorties 9 à 12 de U53 la commutation séquentielle des voies Y ainsi que l'affection du retard (R1 ou R2) pour le départ du balayage B2. Le programme de commutation est défini par l'état des enttrées adresses A0 à A7 des circuits mémoires, dont les fonctions sont les suivantes :

AO-A1 :

indiquent l'état des bascules U49a et b. Ces bascules sont montées en diviseur par 2, 3 ou 4 selon le nombre de voies utilisées, le mode de commutation, et le mode Y choisi.

Valeur de la sortie Q2 (10) de U52 suivant les adresses AO et A1

Diviseur par 2 : Q2 = AO par 3 : Q2 = AO.AI par 4 : Q2 = AI

A2 :

reçoit la fonction "Alt" (état 1) ou "Com" (état 0)

A3-A4-A5 :

reçoivent l'état de validation (0) ou de suppression (1) issu des interrupteurs "Marche" des voies A, B et C (fig. 20 et 23)

A6-A7 :


reçoivent en code binaire le mode Y choisi transmis par les lignes M2 et M3 (voir paragraphe 3.5.4)

3.8.2.- Modes de commutation

Les diviseurs U49 a et b peuvent recevoir sur leurs entrées horloge deux sortes de signaux :

- soit en mode Y "alterné" (via 4 de J2 et U51/8) un bref signal positif correspondant à la fin du balayage B1, dont la fréquence peut être B1 ou B1/2 selon que le mode X est normal ou alterné)
- soit en mode Y "commuté" (via U48/11 et U48/8) un signal à fréquence fixe = 1 MHz. L'oscillateur fournissant ce signal est constitué par U48/6 et U48/3. Un rapport cyclique très différent de 1 permet d'obtenir de brefs créneaux positifs. Ceux-ci sont également utilisés, via Q13, pour l'effacement de trame.

B1 en 9 de J2 assure sur l'entrée 12 de U48 le blocage du signal "commuté" en l'absence du balayage B1. Les signaux commutés n'apparaissent en sortie 8 de U48 qu'après le départ de B1, pour éviter de synchroniser B1 sur le signal "Commuté".



3.8.3.- Commandes assurées par les PROM

- Sorties de U52

QO : Alterné ou monovoie (commuté > 1 voie = 1)

Q1 : Maintien à zéro du compteur (arrêt du comptage) en monovoie

Q2 : Impose l'état d'horloge du compteur (en division par 2, 3 ou 4)

Q3 : Commande de la fonction "Somme" (A + B). Etat significatif : 0

- Sorties de U53

QO: Commande voie A état significatif 1

Q1 : Commande voie B état significatif 1

Q2 : Commande voie C état significatif 1

Q3 : Affectation du retard en mode Y alterné et en plusieurs voies


(1 = retard 1 - 0 = retard 2)

En mode "Commuté" ou en monovoie, Q3 est maintenu à 1. U51/11 transmet un changement de retard à chaque basculement de U50 (B1 ou B1/2 selon que le mode X est normal ou "Alterné")

3.8.4.- Calibrateur

Le signal 1 kHz fourni par l'oscillateur U17/12 est utilisé d'une part pour le réglage des sondes (J801, panneau avant), d'autre part comme signal l'arloge pour la mémorisation des commandes du clavier (fig. 4).

AFFECTATION DES RETARDS 1 ET 2 (voir fig. 8)



Note:

^{1 -} pas d'affectation de retard en mode commuté

^{2 -} en mode Alt. avec voie C : R1 sur voie C. R2 sur voies A et B sans voie C : R1 sur voie A. R2 sur voie B

3.9.- COMMUTATION DE LA SYNCHRONISATION (Z1 - fig. 9)

3.9.1.- Synchro B1

Les commandes issues de la logique synchro (fig. 7) permettent de prélever comme source de synchronisation du balayage B1 le signal issu :

- . de la voie A, via Q26 et CR81 (CR80 étant coupée)
- . de la voie B, via Q30 et CR86 (CR84 étant coupée)
- . de la voie C, via Q28 et CR83 (CR82 étant coupée)
- . de l'amplificateur de synchro extérieure, via Q24 et CR79 (CR78 étant coupée)
- . de l'alimentation réseau, via Q22 et CR77 (Q21 étant bloqué)

En somme algébrique (A+B) seule la voie A est utilisée pour la synchro, la voie B étant coupée par la diode CR85.

Le signal ainsi commuté est amplifié dans le circuit hybride Al contre réactionné par R211, et appliqué avec une sensibilité de 100~mV/div.: d'une part à la synchro Bl (Z2 - fig. 11) et d'autre part à l'amplificateur horizontal en mode XY (Z2 - fig. 16).

3.9.2.- Synchro B2

Identique au précédent, le dispositif comprend notamment : Q25 et CR90 (Voie A), Q29 et CR95 (Voie B), Q27 et CR93 (Voie C), Q23 et CR88 (Voie Ext.), ainsi que les diodes de commande qui sont respectivement : CR91, CR94, CR92 et CR89.

Le signal est amplifié par le circuit hybride A2.

3.9.3.- Entrée synchro extérieure

Le signal issu de la prise J901 "Synchro Ext", avant d'être transmis à la commutation synchro, est d'abord atténué (ou non) par 10 dans R221-R222, puis appliqué, via le TEC Q33, à un amplificateur constitué par Q34 et Q35.

3.9.4.- Sortie signal Y

Le signal de la voie B est également prélevé avant la commutation synchro pour être sorti, après amplification dans le circuit hybride A3, sur la prise J902 du panneau arrière "Sortie signal Y".

3.10.- SYNCHRONISATION B1 - B2 (Z2 - fig. 11)

3.10.1.- Filtres synchro B1

Le signal synchro B1, avant d'être amplifié et mis en forme, emprunte un double canal : le transistor Q3 en constitue la branche HF, et l'amplificateur U1 la branche BF.

En liaison " \sim " et " \sim " les deux canaux sont utilisés ; en liaison \sim la composante continue est éliminée par la capacité C4 en série dans le canal BF, alors qu'en liaison " \sim " cette capacité est court-circuitée par le transistor Q2.

En liaison BF "\lambda" le canal HF n'est pas utilisé car Q3 est bloqué via Q4, et la capacité C4 est également court-circuitée pour passer le continu.

En liaison HF " $^{\prime\prime}$ " c'est le canal BF qui est éliminé par mise à la masse de R4, via Q1.

3.10.2.- Mise en forme et polarité

Les signaux synchro B1 et B2 sont amplifiés et mis en forme ECL dans deux circuits hybrides identiques : A1 et A2. Pour chacun d'eux l'une des entrées (2) reçoit le signal synchro et l'autre (3) reçoit la tension variable issue du potentiomètre de seuil.

En sortie 7 et 6 un inverseur (commandé par l'axe du potentionètre de seuil) permet de déclencher le balayage sur le front montant du signal, ou sur le front descendant.

3.10.3.- Fonctionnement du seuil B1 en Automatique et en Déclenché

La plage d'action du potentiomètre de seuil B1 (R57) est définie par les tensions de sortie des deux suiveurs U3/1 et U3/7.

En mode "DECL" (2 de J6 à l'état 0) les interrupteurs Q5 et Q11 sont fermés : les tensions délivrées par U3/1 et U3/7 sont fixes (respectivement 0 V et + 5 V).

En mode "AUTO" (2 de J6 à l'état 1) Q5 et Q11 sont coupés. Les tensions délivrées par U3/1 et U3/7 ne sont plus fixes, mais suivent en permanence : l'une la valeur crête négative, et l'autre la valeur crête positive des signaux synchro. Ceci est obtenu d'un côté par la capacité mémoire C15 chargée aux crêtes négatives par les transistors U2/1 - U2/5 - Q7 - U2/14, et de l'autre par la capacité mémoire C16 chargée aux crêtes positives par U2/8 - U2/11 - Q8.

Ainsi la synchronisation est-elle vraiment automatique puisque la course du seuil est toujours limitée à l'amplitude crête à crête des signaux.

Les transistors Q9-Q10 permettent d'utiliser le potentiomètre de seuil R57 pour affiner la synchronisation de certains signaux HF, en agissant légèrement sur le temps mort du balayage.

3.10.4.- Bascule "Automatique"

La bascule U5 associée à Q6 fonctionne comme un monostable déclenchable par les signaux de synchro B1. Sa durée de basculement est définie par la constante R35 - C13, et son réarmement (entrée R = 0) s'effectue après un délai défini par R38 - C13.

En présence de signaux synchro, les créneaux disponibles sur la sortie 2 de U5 sont soumis à une détection crête : CR7 - C14.

La capacité mémoire C14, en se chargeant positivement, commande le fonctionnement "Déclenché" de la base de temps B1.

En l'absence de signaux synchro (ou si leur fréquence est inférieure à 25 Hz) C14, déchargée dans R33, commande le fonctionnement "Relaxé" du balayage.

3.11.- BASE DE TEMPS B1 (Z2 - fig. 12 et 14)

3.11.1.- Générateur de dent de scie

La dent de scie est fournie par un intégrateur de Miller comprenant le TEC Q18, l'amplificateur Q19 chargé par Q17, ainsi que les éléments RC (connectés au point L). Ces éléments sont sélectionnés par le commutateur S1a "Durée/div. B1" et par le multiplexeur U17 (fig. 14). Une tension constante appliquée aux bornes de la résistance R constitue avec Q39 un générateur de courant constant qui charge la capacité C. La pente de cette rampe (vitesse du balayage) est définie par la constante de temps RC sélectionnée (Réseau RR5 - R187 - R176 - R177 et capacités C46 à C52) et aussi par la valeur de la tension Miller. Le point bas de cette tension, transmis par le suiveur U18/1 est ajustable selon les gammes par R178, R179 ou R181.

Le vernier R122 permet également de faire varier cette tension avant de l'appliquer au générateur de courant U18/7 - Q39.

3.11.2.- Commande du balayage

Le balayage s'effectue lorsque le double bistable U9 bascule à l'état bas (sortie 15 : niveau ECL 0). Il reçoit cette commande :

- . soit, en mode relaxé, sur son entrée 13 (R = 1 commande la remise à 0)
- . soit, en mode déclenché, lorsqu'un signal synchro arrive sur l'entrée horloge 11 (à condition d'avoir été armé préalablement en 9).

Départ du balayage

U9 étant à l'état bas fait conduire Q15 dans R102 ce qui bloque les diodes CR13 - CR14 : l'amplificateur Miller charge la capacité C et fournit expoint H une tension décroissante.

Fin du balayage

Lorsque cette rampe descendante atteint + 4 V (seuil bas) elle déclerche le trigger U7/2 : une brève impulsion positive en 5 de U9 remet cette bascule à l'état 1. Q15 se bloque et libère les diodes CR13 - CR14. La capacité Miller se décharge : c'est le retour de la dent de scie.


Retour à la tension d'appui

L'amplificateur différentiel U10 compare la dent de scie reçue sur son entrée 6 à une tension d'appui fixe de + 12 V (définie par le pont diviser R85 - R86, et appliquée via le suiveur U8/6 sur l'entrée 9 de U10). Lorsque en fin de retour la dent de scie atteint cette valeur, le transistor Q14 se met à conduire dans R102 et reboucle ainsi l'intégrateur de Miller dont la sortie reste asservie à la tension d'appui.

3.11.3.- Temps mort du balayage

A la fin du balayage le rebasculement de U9 et le blocage de Q15 commande aussi (via Q26 - Q25 - Q24 et Q23) le trigger de réarmement U7/15 (seuil haut). Mais cette commande est transmise avec un certain retard provoqué (au niveau de la base de Q23) par une capacité de temps mort. Celle-ci est sélectionnée par le multiplexeur U16 (C54 à C58 - fig. 14) selon la vitesse de balayage choisie. Elle est associée à R124, R123 et au potentiomètre R122 qui permet de faire varier le temps mort après le retour du balayage.

- A la fin de ce temps mort U7/15 bascule à l'état 0 ce qui a pour effet :
- . en mode "déclenché", d'armer la double bascule U9 par la commande d'horloge commune (9); elle basculera (sortie 15 = 0) dès l'arrivée en 11 d'un signal synchro.
- . en mode "relaxé", de commander (via U7/14 alors sensibilisé par son entrée 11 = 1) le basculement immédiat de U9 par son entrée RAD 13 = 1



BALAYAGE B1 EN "DECLENCHE"

3.11.4.- Monocoup

En mode "MONO" le transistor Q22 est bloqué par un missa de Sa tension de collecteur est abaissée de telle sorte qu'ares le balayage, même lorsque la capacité de temps mort est chargée le compans de suffit pas à faire rebasculer U7/15 : le réarmement du balayage pas.

Une pression sur la touche "Réarm" envoie (via C71 et U25/2 - fig. 5) me brève impulsion positive sur l'émetteur de Q22 qui commande la retombée de T715 et le réarmement du balayage (pour un coup seulement).

Lorsque U7/15 est en attente de réarmement, sa sortie 15 commande via Q20 et Q21, par un état haut en 7 de J7 (2 de J2, fig. 6) le clignotement de voyant "MONO" (voir paragraphe 3.5.9).

3.11.5.- Retardateur de B2

L'amplificateur différentiel U11 a pour fonction de commander le retard du balayage B2 par rapport au départ de B1. Il compare la dent de scie B1 appliquée sur son entrée (9) à une tension continue appliquée sur son autre entrée (6). Cette tension est réglable : soit par le potentiomètre "Retard 1" (fig. 19) via le suiveur U28/1 (fig. 18), soit par les deux potentionètres "Retard 1" et "Retard 2", selon une commutation assurée par les interrupteurs analogiques U12/2 (R1) et U12/3 (R2).

Le comparateur U11, lorsque ses deux entrées arrivent en coîncidence délivre en (8) un front négatif. C'est ce signal retardateur qui, transmis par Q16, va armer ou déclencher le balayage B2 (fig. 13).

3.12.- BASE DE TEMPS B2 (Z2 - fig. 13 et 15)

3.12.1.- Générateur de dent de scie

Comme pour la base de temps B1 c'est un intégrateur de Miller qui comprend : le TEC Q35, l'amplificateur Q36 chargé par Q33, ainsi que les éléments RC (point F) commutables par S1b et le multiplexeur U19 (fig. 15).

La tension Miller, ajustable par R196 ou R197, est transmise via U20/7. U20/1 et Q40.

3.12.2.- Commande du balayage

Le départ du balayage est commandé par le double bistable U14 (sortie 15 = 1) qui bloque (via Q34) les diodes CR21 - CR22.

Le rebasculement, en fin de balayage est commandé par une impulsion due au courant de Q29 qui met à 1 les entrées 4 et 13 (RAO) de U14.

Le créneau B2 est transmis à la prise J1301 du panneau arrière via Q37 - Q38.

3.12.3.- Balayage B2 libre ou resynchronisé

Le signal issu du comparateur (via U13/14 et U13/3) fait basculer à 1 la sortie 2 de U14 (l'entrée D étant à 1 pendant le créneau B1).

- . En mode "libre (5 de J7 = 1) U13/2 transmet un état 0 à l'entrée 12 (RA1) de U14, d'où basculement (sortie 15 = 1) et départ immédiat du balayage.
- . En mode "Synchronisé" U13/2 est bloqué. Il faudra attendre un signal synchro arrivant sur l'entrée horloge (11) pour que le balayage B2 parte.

3.12.4.- Tension d'appui de B2

L'asservissement de la sortie du Miller à la tension d'appui est réalisé par l'amplificateur différentiel Q31 - Q32 alimenté par Q30. Cette tension, appliquée sur la base de Q31, est fixe (+ 12 V) sauf en mode "Mixé" où elle suit la dent de scie de B1. La commutation est assurée par Q27 et les interrupteurs analogiques U12/9 et U12/10. En "Mixé", tant que B2 n'a pas été déclenché, la sortie du Miller (point G) reproduit la dent de scie B1. Dès le départ de B2 l'asservissement à la tension d'appui n'est plus maintenu, et la pente de la rampe est alors définie par les éléments RC de B2.

La bascule U15 a pour fonction, en mode "Mixé" (entrée D=1) de commander l'extinction de la trace dès la fin de B2.

3.13.- COMMUTATION X - COMMANDE D'ALLUMAGE (Z2 - fig. 16)

Les portes des boîtiers U22, U23, U25, ainsi que les deux bascules U24 permettent, en fonction du choix de mode X issu de la logique (via le connecteur J6), de commuter vers l'amplificateur horizontal le signal convenable, et d'assurer simultanément la commande de l'amplificateur d'allumage.

Les signaux à commuter peuvent provenir : soit de la base de temps B1, soit de la base de temps B2, soit (en mode XY) de la voie Y sélectionnée pour la synchro B1. Leur transmission est assurée par l'un des 3 TEC : Q46, Q48 ou Q50. Les transistors Q45, Q47 et Q49 dérivent vers la masse les signaux non utilisés.

Le mélange des créneaux d'allumage est réalisé dans le circuit U21 fonctionnant en source de courant commandée : les 4 amplificateurs de ce circuit sont bloqués ou libérés par les entrées 5, 6, 11 et 12. Ils sont commandés en courant (montage base commune) par les signaux reçus sur les sorties 2, 3, 14 et 15. Leurs courants respectifs s'additionnent au niveau de l'alimentation commune de U21 (broche 1) et c'est ce courant résultant qui, via Q76, va commander l'amplificateur d'allumage.

Mode B1 : (Cde RAO de U24) U24/13 = 0 et U24/12 = 1. Le TEC Q46 transmet la dent de scie B1. Les amplificateurs U21/2 et U21/3 en fonctionnement alimentent le créneau d'allumage B1.

Mode B2: (Cde RA1 de U24) U24/13 = 1 et U24/12 = 0. Le TEC Q48 transmet la dent de scie B2. L'amplificateur U21/14 alimente le créneau d'allumage B2.

Mode B1 + B2 : c'est la dent de scie B1 qui est transmise (via Q46). Le créneau d'allumage B1 est alimenté par U21/2, mais en outre, pendant le balayage B2, U21/15 également en fonctionnement commande la surbrillance.

Mode Mixé: Q48 transmet d'abord la dent de scie B1 (servant d'appui à B2), l'allumage étant alimenté par U21/2. Lorsque le retard est atteint, Q48 transmet la dent de scie B2, la luminosité étant alors augmentée par U21/14. Le transistor Q42 a pour fonction de commander l'extinction de la trace dès la fin du balayage B2.

Mode XY: validation de R41 et R40 en même temps; les sorties 12 et 13 de U24 sont toutes les deux à l'état 1, bloquant la transmission des dents de scie B1 et B2. Le TEC Q50 aiguille vers l'amplificateur horizontal le signal transmis par Q78. Ce signal provient de la voie Y sélectionnée pour la synchro B1 (2 de J8 - Z1 - fig. 9). Q13 assure la commande d'allumage par mise à la masse de R221.

Mode Alt X : La bascule U24b est alors commandée par son entrée horloge (11). Elle reçoit de U24/a de brèves impulsions positives correspondant à la fin du créneau B1 transmis par Q44, et fonctionne en diviseur par 2 : les sorties 12 et 13 de U24b s'inversent à chaque balayage commutant alternativement le balayage B1 (avec surimpression fournie par U21/15) et le balayage B2.

Le potentiomètre R208 du panneau avant "A Lumière B1" est mis en service via l'interrupteur analogique U26/11, pour permettre de réduire (à volonté) la lumière de la trace B1 en dérivant une partie du courant de U21/2.

Les portes U25/10, U25/3 et U25/4 envoient vers la logique Y (Z1 - fig. 8) un bref signal positif à la fréquence "B1", sauf en mode "X Alt" où cette fréquence est divisée par 2 ("B1/2").

3.14.- AMPLIFICATEUR HORIZONTAL (Z2 - fig. 17)

Le signal issu de la commutation X est transmis à l'étage Q51 - Q53 (Q53 recevant sur sa base la commande de cadrage horizontal). Il est ensuite appliqué à l'étage différentiel Q54 - Q56 alimenté en courant par Q52, et équilibré par R260. Le gain de cet étage est ajustable par R262 ; il peut être multiplié par 10 en branchant R265 - R266 en parallèle sur les résistances d'émetteurs, grâce au relais K1 commandé par la logique (fig. 5). Le gain "x10" est alors ajustable par R265.

Le signal est transmis à l'amplificateur de sortie par l'intermédiaire de l'étage différentiel Q55 - Q57.

Q55 est suivi d'un amplificateur composé de Q58 - Q59 - Q63 - Q64 contre réactionné en tension par une boucle comprenant : R290 - R291 - R292, le suiveur Q65, et R296.

Symétriquement Q57 est suivi de l'amplificateur Q61 - Q62 - Q67 - Q68 contre réactionné par la boucle R304 - R301 - R302, Q66, et R299.

Les deux transistors Q59 - Q61 étant de type opposé (pour améliorer la transmission de la dent de scie), leurs émetteurs sont décalés en tension. Les diodes CR25 - CR26, en compensant ce décalage, permettent d'appuyer ces émetteurs sur un point commun dont le potentiel est fixé par le transistor Q60.

En sortie, le signal est envoyé, via R289 et R306 aux plaques ${\tt X}$ du tube cathodique.

3.15.- FONCTION VOLTMETRE - Δt - Δ DIV (Z2 - fig. 18)

3.15.1.- Principe de la mesure

Un convertisseur analogique/numérique reçoit une tension continue reflétant :

- . soit (en mode "volt") la tension d'entrée à mesurer
- soit (en mode "∆t") l'écart de tension défini par les potentiomètres "Retard 1" et "Retard 2"
- . soit (en mode "△ Div") la tension par rapport à la masse définie par le potentiomètre "Séparation Trace".

La commutation de ces 3 tensions est assurée par les interrupteurs analogiques U31.

La conversion consiste à rétablir un équilibre rompu par la tension d'entrée, en intégrant des charges électriques élémentaires successives. Ces charges sont fournies par des impulsions d'horloge. Un compteur enregistre le nombre d'impulsions nécessaire au rééquilibrage : c'est ce nombre qui va traduire, en sortie du convertisseur, la valeur de la tension d'entrée. Une fois la conversion terminée, avant la remise à zéro pour un nouveau cycle de mesure, le contenu du compteur est mis en mémoire pour être transmis, par des sorties multiplexées, à un décodeur BCD/7 segments en vue de l'affichage. Le nombre affiché exprime directement la valeur de tension (en mesure "Volt"), l'écart de temps (en mesure "Δt"), ou l'écart entre les traces B1 et B2 sur l'écran (en mesure "Δ div").

3.15.2.- Choix "Volt", "At", ou "A DIV"

Les bascules U33a et U33b associées à la porte U34/4 reçoivent des impulsions d'horloge provenant de la touche S1 (Z3 - fig. 19). Un niveau 1 délivré à tour de rôle aux points suivants, permet de définir le mode choisi :

1 de U33 = 1 : Cde " Δ DIV" 13 de U33 = 1 : Cde " Δ t" 4 de U34 = 1 : Cde "Volt"

La saturation de Q74 interdit le mode " Δ t" lorsque certaines conditions (Mode B2 libre, vernier B1 étalonné...) ne sont pas réunies.

3.15.3.- Convertisseur analogique/numérique

La tension à convertir est appliquée en 3 du convertisseur U39.

La sensibilité propre de ce convertisseur est définie par une tension référence appliquée en 2. Cette sensibilité peut être de 2 V ou de 200 mV selon l'état des interrupteurs analogiques U37/4 et U37/2 commandés en 5 et 6 de U38 par le circuit de recherche automatique de gamme. En sensibilité 2 V la référence est ajustable par R371 et la durée d'intégration est définie par la constante R364 - C96. En sensibilité 200 mV la référence est ajustable par R372, et R364 est shuntée par R363.

Le convertisseur engendre lui-même ses impulsions d'horloge, leur fréquence étant définie par la résistance R365 (broches 10, 11).

Le résultat du comptage est disponible en code BCD sur les sorties multiplexées Q0 à Q3 (20, 21, 22, 23).

3.15.4.- Recherche automatique de gamme

Le mesure étant cyclique, à la fin de chaque cycle de comptage le convertisseur U39 délivre sur sa sortie 14 un créneau positif (niveau 1) d'environ 5 µs. Pendant la durée de ce créneau les sorties Q0 et Q3 du convertisseur indiquent si le contenu du compteur est : normal, en dépassement (> 1999), ou en sensibilité insuffisante (< 180)

QO 0 gamme normale 1 dépassement ou sous-gamme

Q3 0 dépassement 1 sous gamme

Ces données vont permettre, après chaque cycle de comptage de commuter automatiquement les atténuateurs d'entrée et la sensibilité du convertisseur, jusqu'à ce que la gamme convenable soit trouvée.

Le dispositif de recherche est constitué par les bascules U35b, U35a et U36a (recevant sur leurs horloges le créneau différencié par C98 - R362) ainsi que par les portes U34. La commande automatique est assurée en sortie par les signaux a' et b' (en 13 et 1 de U35).

Logique de commande

```
Gamme 1 (la plus sensible) : a' = 0 b' = 0

Gamme 2 : a' = 1 b' = 0

Gamme 3 : a' = 1 b' = 1

Gamme 4 (la moins sensible): a' = 0 b' = 1
```

En dépassement : à chaque cycle de comptage il y a commutation sur la gamme suivante jusqu'à ce que la gamme convenable soit trouvée.

En sous-gamme : il y a d'abord commutation sur la gamme la plus sensible ; ensuite le processus est ramené au cas d'un dépassement.

3.15.5.- Entrée en mode "Volt"

La tension d'entrée (J1901, fig. 19) est appliquée à un atténuateur par 10, 100 ou 1000 dont la branche haute est R14 (fig. 19). Les interrupteurs analogiques du boîtier U37 commandés sur leurs entrées 12 et 6 par le circuit de gamme automatique (a' et b') commutent à la masse les branches basses de l'atténuateur qui peuvent être :

R355 (atténuation 1/10) R355//R356-357 (atténuation 1/100) R355//R356-357//R360-361 (atténuation 1/1000) La tension atténuée est transmise via U31/2 à l'entrée 3 du convertisseur U39.

Commandes		Atténuation	Sensibilité du	Gamme		
a'	b'		convertisseur	Gamme		
0	0	1/10	0,2 V	1,999 V		
1	0	1/10	2 V	19,99 V		
1	1	1/100	2 V	199,9 V		
0	1	1/1000	2 V	1999 V		

3.15.6.- Mode At

Commutation des tensions de retard

Les suiveurs U29/1 et U28/7 délivrent deux tensions (VR1 et VR2) définies respectivement par les potentiomètres "Retard 1" et "Retard 2" (fig. 19). En mode Δt , le transistor Q77 étant bloqué la porte U40/3 permet, selon la commande d'affectation des retards transmise via Q75 et U40/4, de commander le départ du balayage B2 soit par le retard 1 (U40/3 = 1) soit par le retard 2 (U40/11 = 1) - Voir sur la figure 12 les commutateurs analogiques U12/13 et U12/5).

Circuit d'entrée

Les tensions VR1 et VR2 sont également transmises au comparateur U30 par l'intermédiaire d'un étage différentiel constitué par U29 et les transistors Q69 à Q73. Le comparateur U30 délivre en sortie une tension continue proportionnelle à la différence algébrique "VR1 - VR2". Cette tension est alors appliquée à un atténuateur par 1, 2 ou 4 dont la branche haute est R330. Deux interrupteurs analogiques du boîtier U26, commandés sur leurs entrées 13 et 5 par le commutateur "Durée/Div B1" (positions 2, 1, 5) commutent à la masse la branche basse de l'atténuateur qui peut être :

R331 (positions 1 : atténuation 1/2) R334 (positions 5 : atténuation 1/4)

Sur les positions 2 les interrupteurs sont bloqués : il n'y a pas d'atténuation.

La tension est alors transmise via U31/9 à l'entrée du convertisseur U39.

Nota : la prise en compte des rapports 1/10, 1/100, 1/1000 etc... du commutateur "Durée Div." s'effectue au niveau de l'affichage par déplacement de la virgule et choix du voyant unité (ms, μ s, ns).

3.15.7.- <u>Mode ΔDiv.</u>

La tension définie par le potentiomètre R344 "Séparation Trace", adaptée par U32/1 à la sensibilité du convertisseur, est appliquée à celui-ci via l'interrupteur analogique U31/10. Cette tension est transmise une fois tous les 2 balayages à l'amplificateur Y (fig. 26), via U32/7, grâce à l'interrupteur analogique U26/8 commandé en 6 par les signaux B1/2. Cela permet en mode "X Alt" de décadrer la trace pendant le balayage B1, et de ne pas la décadrer pendant le balayage B2.

3.16.- AFFICHAGE (Z3 - fig. 19)

Les sorties multiplexées du convertisseur transmettent le contenu du compteur en code BCD au circuit U6 qui est un décodeur BCD/7 segments.

Les 4 chiffres de l'afficheur : U1, U2, U3, U4 sont allumés à tour de rôle par les commandes issues des sorties 16, 17, 18, 19 de U39 (fig. 18) par l'intermédiaire des amplificateurs tampons du boîtier U5.

Les segments sont alimentés par le BUS de sortie du décodeur U6. La barre verticale du signe + est commandée (via Q1) par la sortie 22 de U34.

Le positionnement de la virgule (alimentée via Q2) ainsi que le choix du voyant d'unité sont assurés par un circuit PROM situé sur Z2 (U42 - fig. 18). Celui-ci est commandé sur ses entrées adresses :

- . par le choix "Volt", "△t", ou "△ DIV." (A7)
- . par la commande de multiplexage des afficheurs (AO, A1)
- . par les commandes a' b' de recherche automatique de gamme (A2, A3)
- . par les positions du commutateur "Durée Div." (A4, A5, A6).
- 3.17.- ENTREES ET PREAMPLIFICATEURS VOIES A ET B (Z6 Z7 fig. 20 et 21)
 Les voies A et B étant identiques, seule la voie A est ici décrite.
 - 3.17.1.- Entrée (Z6 fig. 20)
 - Choix d'impédance d'entrée

L'interrupteur S3 permet de commuter à la masse les résistances R2//R3 ; la résistance d'entrée passe alors de 1 M Ω à 50 Ω .

- Liaison d'entrée

Le signal appliqué sur la prise d'entrée J2001 est transmis par le commutateur S2 : soit directement (position ≅) soit par l'intermédiaire de la capacité C1 (position ≈). En position 0 l'entrée de l'atténuateur, déconnectée de J2001, est mise à la masse.

3.17.2.- Atténuateurs (fig. 20 et 21)

Les diverses combinaisons de contacts du commutateur S1 permettent de définir le coefficient de déviation verticale "V/DIV".

L'atténuateur d'entrée à haute impédance Sla (Z7, fig. 20) permet de définir les rapports 1/1, 1/10 et 1/100.

L'atténuateur à basse impédance S1b, à la sortie du préamplificateur permet de définir les rapports 1/1, 1/2 et 1/5. Il est suivi du vernier de sensibilité R59b.

En outre le gain du préamplificateur peut être multiplié par 2 ou par 5 ce qui permet, à partir de la sensibilité 10 mV/div. (rapport 1/1) d'obtenir les sensibilités 5 mV/div. et 2 mV/div.

Le tableau ci-après indique l'état des contacts du commutateur selon la sensibilité choisie (x = contact fermé).

			S1a								5	51b			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6
2 mV	X	X							X						X
5 mV	X	X						X						X	
10 mV	X	X								X			X		
20 mV	X	X									Х		X		
50 mV	X	X										X	X		
. 1 V			X	X	X					X			X		
. 2 V			X	X	X						X		X		
. 5 V			X	X	X							X	X		
1 V			X			X	X			X			X		
2 V			X			X	X				X		X		
5 V			X			X	X					X	X		

3.17.3.- Préamplificateur (Z7, fig. 21)

Il est constitué par un amplificateur HF et par une boucle asservissant la sortie sur l'entrée, pour éviter les dérives tout en assurant la transmission en continu et en BF.

Amplificateur HF

Le signal d'entrée est appliqué via la capacité C17 au TEC Q1 qui assure une très haute impédance d'entrée. Q1 est alimenté en courant par le transistor Q2. C'est l'intensité de ce courant qui, en agissant sur la polarisation de Q1, détermine le niveau continu en sortie de l'étage HF.

Le signal est ensuite appliqué via le suiveur Q3 à l'amplificateur A1 réalisé en technologie hybride. Le gain HF de l'ensemble est de 1 (ajustable par R36) sur toutes les sensibilités, sauf sur 5 mV/div. où il est x2 (ajustable par R38) et sur 2 mV/div. où il est x5 (ajustable par R40).

Asservissement :

La boucle d'asservissement est constituée par les deux résistances identiques R24 et R28 permettant de comparer la tension d'entrée et la tension de sortie (en opposition de phase), et par l'amplificateur d'erreur U1. U1 agit via Q2 sur la polarisation de Q1 et asservit ainsi la sortie de l'amplificateur A1 qui reproduit fidèlement les variations continues et BF de l'entrée.

Sur les positions 5 mV/div. ou 2 mV/div., le gain étant multiplié par 2 ou par 5, la tension de sortie est divisée préalablement par 2 (R49 - R51) ou par 5 (R49 - R52) avant d'être comparée à celle d'entrée.

Prélèvement de synchro

Le signal destiné à la synchronisation interne, prélevé via R61, est appliqué à l'amplificateur hybride A2.

3.18.- AMPLIFICATEURS Y VOIES A ET B (Z7, fig. 22)

Les voies A et B étant identiques, seule la voie A est ici décrite. Un premier amplificateur symétrique à double étage est constitué par les transistors Q7 - Q8 montés en générateur de courant, suivis d'un étage à contreréaction shunt : Q9 - Q10. C'est à ce niveau qu'intervient la commande de cadrage de voie (R59a). La commande d'inversion de voie n'intervient que sur la voie B, mais le commutateur (non utilisé) est aussi cablé sur la voie A pour garantir une parfaite symétrie entre les deux voies.

Un deuxième amplificateur similaire comprend d'une part l'étage bas Q11 - Q12 générateur de courant et d'autre part l'étage haut à contre-réaction qui est commun à toutes les voies (voir Q29 - Q30, fig. 24). C'est entre ces deux étages que se situe la commande de commutation de voie appliquée sur la base de Q13 : un niveau haut dérive le signal dans Q13 via CR7 et CR9 (CR8 et CR10 étant alors coupées). Un niveau bas bloque Q13 : les diodes CR7 - CR9 sont coupées et le signal est transmis via CR8 et CR10 à l'étage commun (fig. 24).

3.19.- VOIE C (fig. 23)

3.19.1. - Entrée et atténuateur (Z6)

Le choix de liaison d'entrée est identique à celui des voies A et B. L'atténuateur S9 n'a que 2 positions : la liaison directe 1, et l'atténuation 1/10 par R10/R11.

3.19.2.- Amplificateurs (Z7)

Le double transistor à effet de champ Q21 à haute impédance d'entrée transmet le signal à l'étage symétriseur Q24 - Q25. A ce niveau intervient la commande de cadrage de la voie C.

L'amplificateur suivant est identique à celui des voies A et B : il comprend d'une part l'étage bas générateur de courant Q26 - Q27, et d'autre part l'étage haut commun aux 3 voies (Q29 - Q30, fig. 24). La commutation de voie est assurée par le réseau de diodes CR18 à CR21 commandées par Q28.

Le signal destiné à la synchronisation interne est prélevé à la sortie de Q21 et amplifié par Q22 - Q23.

3.20.- AMPLIFICATEUR COMMUN Y (Z7 - fig. 24)

L'étage Q29 - Q30 reçoit le signal provenant, selon la commutation Y, de la voie A, de la voie B, ou de la voie C.

Il est suivi d'un amplificateur à double étage analogue à ceux précédemment décrits : Q31 - Q32 - Q33 - Q34.

Les résistances R287 - R288 assurent l'adaptation de la sortie de l'amplificateur à l'impédance de la ligne à retard.

Le relais K1 permet, en position "BP 20 MHz", de connecter la capacité C116 pour réduire la bande passante à 20 MHz.

Le circuit U3 compare les deux sorties pour commander (sur Z6) l'allumage des diodes CR5 ou CR6 indiquant le décadrage de la trace.

3.21.- AMPLIFICATEUR FINAL Y (Z8 - fig. 25)

Le signal transmis par la ligne à retard est appliqué à l'amplificateur à double étage Q1 - Q2 - Q3 - Q4 analogue à ceux précédemment décrits. Les diodes CR1 et CR2, montées en varicap et associées à la résistance CTN RT1, assurent une correction de la réponse HF en fonction de la température.

CR3 et CR4 sont des diodes de déconnexion qui, dans le cas de signaux de grande amplitude, créent une fenêtre en dehors de laquelle le signal est écrêté. Ceci permet d'éviter la saturation des transistors de l'étage final Q7 - Q8 (qui serait préjudiciable à une bonne réponse) tout en gardant une dynamique de fonctionnement importante.

L'étage final Q5 - Q6 - Q7 - Q8 est un cascode classique qui fournit aux plaques Y du tube cathodique les signaux de déviation verticale.

3.22.- SOMME Y - SEPARATION DE TRACE (Z7 - fig. 26)

3.22.1.- Maintien du point de fonctionnement en somme "A + B"

Le réseau des diodes CR22 à CR25 (commandées via Q35) permet de maintenir constant le point de fonctionnement de l'amplificateur Y (Q29 - Q30,fig. 24) lorsque la commutation passe de l'état de voie unique à l'état de somme "A+B".


En monovoie Q35 bloque CR22 et CR24 ; les diodes CR23 - CR25 conduisent et fournissent à l'amplificateur un courant qui s'ajoute à celui délivré par la voie en fonctionnement (A, B, ou C).

En somme "A+B", pour compenser l'accroissement de courant ainsi occasionné, un état 0 en 11 de J1 fait conduire Q35, et bloque les diodes CR23-CR25 dont le courant est ainsi déduit. Le courant d'entrée de l'amplificateur commun Y reste ainsi constant.

3.22.2.- Séparation de trace

En mode X "ALT", pendant la durée du balayage B2 (qui alterne avec le balayage B1) l'amplificateur différentiel Q36-Q37 reçoit une tension continue définie par le potentiomètre "SEPARATION TRACE" (voir R344, Z2, fig. 18). Cette tension appliquée entre les deux entrées de l'amplificateur Y commande un décalage vertical de la trace B2 par rapport à la trace B1+B2.

Réseau de vente et service clients Schlumberger Instruments en France



- Agence technico-commerciale
- Service clients (réparations, assistance technique)

4.- MAINTENANCE

Cet appareil mettant en oeuvre des tensions élevées, agir avec précautions une fois le capot enlevé, pour prévenir tout accident.

Le présent chapitre a pour but de fournir à l'utilisateur quelques renseignements lui permettant de dépanner ou de retoucher les réglages de son appareil en cas de nécessité (échange d'un composant par exemple).

Toutes les 1000 heures de fonctionnement environ, contrôler les divers étalonnages de l'appareil.

4.1.- ENTRETIEN DE LA PLATINE

La platine avant peut se ternir au cours des manipulations. Pour la nettoyer, dévisser les boutons de commande des potentiomètres et des contacteurs et laver les plaques photogravées, soit à l'eau savonneuse, soit au pétrole. Pour cette opération proscrire tous les produits à base d'acétone, de trichlore, de benzine ou d'alcool qui attaquent la peinture et les inscriptions sérigraphiées.

4.2.- ACCES AUX ORGANES INTERNES

4.2.1. Démontage des capots et de la poignée


Le capot supérieur peut être retiré en dévissant les 4 vis latérales de fixation. Le capot inférieur est en outre fixé au châssis par 4 vis qu'il faut également dévisser.


La poignée de l'oscilloscope est solidaire du capot inférieur, chaque oreille d'articulation étant fixée par 2 vis à 6 pans creux.

4.2.2. Démontage du sous-ensemble Y (Z7, coté gauche)

- Retirer tous les boutons de commande de la partie gauche du panneau avant. Enlever les 7 vis de fixation de la platine et retirer la platine sérigraphiée.
- Enlever les 2 vis de fixation du circuit face avant.
- Dessouder le fil de la prise "SYNCHRO EXT" ainsi que la masse.








- Débrancher le fil bleu reliant J18 ("CAL") du circuit Z1 à la sortie calibrateur du panneau avant.
- Débrancher de la carte 27, le boîtier noir d'arrivée des 3 câbles coaxiaux "Synchro".
- Déconnecter les barrettes (prise J1) reliant 27 à la carte Z1.
- Retirer les 6 vis de fixation repérées (1) sur la vue 1 (page 72).
- Retirer la carte Z10 après avoir ôté la vis repérée ② (vue 1) puis dévisser le pilier fixé à Z7.
- Dégager alors la carte 27 en la retirant vers l'arrière. Veiller à ne pas égarer les petites plaquettes blanches encadrant les leviers " $\overline{\sim}$ 0 \sim ".


4.2.3.- Démontage du sous ensemble X (Z2, coté droit)

- Après avoir ôté leur capuchon retirer les boutons de commande de la partie droite du panneau avant ; dévisser les 5 vis de fixation de la platine sérigraphiée (4 cruciformes dans les angles et 1 à tête ronde).
- Derrière le panneau avant et la carte, dévisser l'écrou de fixation de la douille de masse et dessouder de l'entrée "Voltmètre" la résistance 9 $M\Omega$.
- Retirer la platine sérigraphiée.
- Nota : Eviter de débloquer les intravis de serrage du cylindre sur la tige du commutateur de durées, car ce réglage est minutieux.
- Déconnecter le fil blanc/vert reliant la "sortie AR B2" de Z2 à la sortie "B2" du panneau arrière.
- Déconnecter le fil noir reliant Z2 à la sortie "B1" du panneau arrière puis les 2 fils noirs de liaison au circuit Z1.
- Débrancher derrière le potentiomètre de mise en marche, la prise blanche (vue 2) de liaison au réseau.
- Déconnecter les 6 barrettes repérées © (vue 2) de liaison à la carte Z1 : J6 (2 x 5 broches), J7 (2 x 5 broches), J8 (5 broches) et J15 (5 broches).
- Dévisser les 7 vis de fixation de la carte repérées d (Vue 2)
- Déconnecter avec précaution les broches X1 et X2 du méplat de liaison au tube cathodique en soulevant la carte.

Vue 3



Vue 4



Dessouder le bifilaire reliant les plaques horizontales au circuit Z2 (repéré x1, x2 sur Z2).

- Enlever la carte Z2 associée au circuit avant Z3 en la retirant vers l'arrière.

4.2.4.- Démontage du sous-ensemble Alimentation (Z1, carteinférieure)


La carte Z1 ne peut être retirée que solidairement avec le panneau arrière.

- Retirer du panneau avant les boutons "Lumière" et "Concentration".
- Dévisser, derrière le panneau avant, les 2 vis cruciformes de fixation à la carte clavier et dégager celle-ci par l'arrière.
- Dévisser les 5 vis de fixation repérées ① sur la vue 3.
- Déconnecter le boîtier noir d'arrivée des 3 câbles coaxiaux "Synchro", ainsi que le fil bleu de liaison à la prise "√.5 V" du panneau avant.
- Déconnecter les 3 câbles noirs issus de Z2 et le fil blanc/vert reliant Z2 au panneau arrière.
- Déconnecter (côté Z2) les barrettes J6 (2 x 5 broches), J7 (2 x 5 broches), J8 (5 broches) et J15 (5 broches), ainsi que (côté Z7) les barrettes J1 (2 x 5 et 1 x 3 broches).
- Débrancher à l'arrière du potentiomètre de mise en marche, la prise blanche de liaison au réseau (en (a) vue 2)
- Retirer l'ensemble flasque + ligne à retard (6 vis repérées a) vue 4)
- Enlever les 2 vis fixant le support du culot du tube.
- Retirer l'ensemble culot + support du tube et le désolidariser.
- Dévisser les 2 vis à tête fraisée situées sur la tranche supérieure du panneau arrière (repérées e sur la vue 4), les 2 vis situées de chaque côté du radiateur (à l'intérieur, en haut) et les 2 vis situées à l'extérieur dans le radiateur.
- Débrancher le connecteur berg venant du tube cathodique.
- Débrancher le fil rouge issu du boîtier de post-accélération.

- Dévisser la vis 3 (vue 1) de la cornière de fixation du circuit Z1.
- Dessouder les fils reliant la carte Z1 à l'entrée "Syn. Ext." et à la borne "CALIBRATEUR" (fil bleu) du panneau avant.
- Débrancher le connecteur arrivant sur Z8.
- Retirer par l'arrière l'ensemble Z1 + panneau arrière.

4.2.5.- Démontage du tube cathodique

- Retirer du panneau avant le cache noir de l'écran (1 vis située sous le cache) ainsi que le neutral bleu.
- A partir de l'avant de l'appareil débloquer les contre-écrous des 4 vérins de centrage, puis dévisser les vérins.



- Oter les 2 vis (repérées 🕞 vue 4) maintenant l'éclairage du tube, enlever la vis (repérée 🕞 vue 4) maintenant la barre transversale (repérée 🖨 vue 4) et retirer l'ensemble.
- Oter les 6 vis (repérées a vue 4) et retirer l'ensemble flasque + ligne à retard.
- Déconnecter les plaques verticales Y de la carte Z8.
- Dessouder sur la carte base de temps le bifilaire des plaques horizontales X. Ce bifilaire est rattaché au tube.
- Enlever les vis de fixation du support du culot du tube.
- Tirer légèrement le tube vers l'avant.
- Désassembler le support du culot du tube cathodique.
- Enlever le connecteur J17 de Z1 situé à l'arrière du tube.
- Débrancher le connecteur raccordant le boîtier post-accélération au tube cathodique (attention à la charge résiduelle du tube).
- Sortie l'ensemble tube plus blindage par l'avant.

4.2.6.- Remontage du tube cathodique

- Mettre en place le tube dans son blindage en le positionnant correctement en fonction des sorties des plaques horizontales et verticales.
- Faire sortir les fils de la bobine rotation trace vers l'arrière du tube en évitant leur passage près des sorties plaques.
- Connecter les plaques X au bifilaire collé sur le blindage.
- Positionner le culot du tube dans le support arrière du tube (l'ergot du culot du tube vers le haut).
- Mettre en place l'ensemble tube blindage par l'avant de l'appareil. Enficher l'ensemble culot du tube + support à l'arrière du blindage.
- Connecter J17 sur Z1.
- Positionner le support tube sur le châssis et mettre les 2 vis prévues sans les bloquer.
- Passer les fils de liaison des plaques horizontales, au travers du châssis vers la carte base de temps Z2 et souder les fils sur les sorties X1, X2 de Z2.
- Connecter les plaques verticales Y du tube sur Z8.
- Enficher le connecteur du boîtier post-accélération.
- Replacer l'ensemble éclairage réticule du tube (3 vis).
- Positionner le cadre avant et pousser le tube vers l'avant en butée sur le cadre. A l'aide des 4 vérins, centrer le tube par rapport au cadre avant. Bloquer les vérins et les vis de fixation du support du culot du tube.
- Replacer le cadre avant ainsi que le neutral et fixer la vis.
- Fixer l'ensemble flasque + ligne à retard (6 vis)

4.2.7.- Démontage de l'ensemble post-accélération

- Retirer les 4 vis fixant le boîtier post-accélération au châssis de l'appareil.
- Débrancher le fil rouge et le connecteur du boîtier post-accélération.

4.2.8.- Démontage de la carte Z8

- Retirer les 3 vis fixant Z8 au châssis.
- Déconnecter les 2 fils blancs de liaison au tube.

4.2.9.- Démontage de l'ensemble éclairage tube

- Retirer du panneau avant le cache noir de l'écran (1 vis sous le cache), ainsi que le neutral bleu.
- A partir de l'avant, débloquer les contre-écrous, puis les vérins de centrage, de chaque coté et sous le tube.
- Enlever les 2 vis ((b) vue 4) et retirer l'ensemble éclairage tube.
- Pour échanger les ampoules, soulever le diffuseur de lumière transparent. Dessouder les ampoules et ressouder les nouvelles.

4.3.- MATERIEL NECESSAIRE POUR LE DEPANNAGE ET LE REGLAGE

APPAREILS	CARACTERISTIQUES
- Oscilloscope de contrôle avec sonde	Bande passante 100 MHz
- Multimètre numérique	2000 points
- Générateur de fonction type 4430	
- Générateur étalon de temps	Durées 0,5 s à 1 ns
- Générateur d'impulsions rapides type GI 634 B avec adaptateur 50 Ω	Amplitude 20 mV, 50 mV, 100 mV Temps de montée < 1 ns + Plateau plat Fréquence de récurrence 100 Hz à 1 MHz
- Générateur de signaux rectangulaires calibrés en amplitude	Z int. 50 Ω ou 1 $M\Omega$; amplitude 50 mA à 20 V ; précision 1% ; fréquence de récurrence : 1 kHz environ
- Générateur d'impulsions grande amplitude	Amplitude 500 mV à 20 V ; durée 10 µs environ
- Générateur de tension étalon	Tension max.: 1000 V
- Dérouleur de fréquence à niveau de sortie très stable	0 à 250 MHz

4.4.- REGLAGE

Les opérations sont à effectuer dans l'ordre logique et fonctionnel indiqué ci-après. Pour toutes les vérifications de conformité, se reporter au chapitre "Spécifications Techniques" du manuel d'utilisation.

4.4.1.- Alimentation

- Basses tensions (Z1 fig. 2 Planche P3)
 - . Régler le + 15 V par R12
 - . Contrôler le 15 V (+ 2%)
 - . Régler le + 5 V par R31
 - le + 45 V par R7
 - le + 120 V par R3
 - . Contrôler le + 20 V non régulé (sur le fusible F1)
 - . Contrôler les tensions de sauvegarde :
 - V1 (sur la cathode de CR61) = + 15 V V diode
 - V2 (sur la cathode de CR60) = + 15 V V diode
 - L'appareil étant arrêté, vérifier que V1 = + 2 V
 - Vérifier la tension entre anode et cathode de CR62 : 0,5 V
- . Contrôler le bruit de fond des alimentations régulées : \leq 10 mV etvérifier la régulation secteur selon les spécifications.
- Haute tension et Allumage (Z1 fig. 3 Planche P3)
- . Régler (sur la broche "K" de J11) la tension de cathode du tube cathodique à 1755 V par R44.
- . En balayage B1, LUMIERE au minimum, observer sur R100 le créneau d'allumage et en régler le pied à + 5 V par R95.
- . En mode "Déclenché" sans balayage, LUMIERE au maximum, régler le pied du créneau d'allumage à +20 V par R79. Amener le point de déclenché à la limite d'apparition sur l'écran par R81.
- . En mode "Auto" "B1 + B2", LUMIERE au maximum, observer le créneau d'allumage sur l'anode de CR23 et vérifier que l'amplitude du créneau d'allumage ne dépasse pas la limite du courant grille (altération du plateau B2).
- . Vérifier l'allumage aux vitesses rapides sur les modes B1, B1+B2, B2 et Mixé.
- . En mode X "ALT", vérifier l'action du potentiomètre " Δ Lumière B1" (panneau avant).

- Tube cathodique (Z1 fig. 3 planche P3)
- . Rotation de trace : régler l'horizontalité du balayage par R74 ("ROT", panneau avant)
- . Tensison d'écran : régler la tension (broche 1 de J16) à 28 volts par R71.
- . Concentration et astigmatisme : régler R70 (face avant) pour obtenir la meilleure finesse de la trace en tout point de l'écran.
- . Géométrie : appliquer un signal sinusoīdal couvrant verticalement tout l'écran et horizontalement une sinusoīde par division. Régler R72 pour obtenir la forme sinusoïdale la plus correcte.

4.4.2.- Déviation verticale (Z7 - planche P5)

- Voie A

- . Sur 2 mV/div, en liaison $\overline{\bigcirc}$, équilibrer le courant d'entrée par R27 (fig. 21) : en court-circuitant l'entrée à la masse et en retirant le court-circuit, la trace ne doit pas se déplacer.
- . Equilibrer le vernier par R126 (fig. 22) : la manoeuvre du vernier ne doit entrainer aucun déplacement de la trace.
- . Centrer la course du potentiomètre de cadrage vertical (panneau avant) ainsi que celle de l'ajustable R120 et amener la trace au centre du réticule par R131 (fig.22).
- . Appliquer un créneau 1 kHz sur l'entrée A et régler le gain BF de façon à obtenir un plateau horizontal :

sur 10 mV par R36 (fig. 21) sur 5 mV par R38 (fig. 21) sur 2 mV par R40 (fig. 21)

. Avec un signal calibré à l'entrée (sur 1 M Ω et 10 mV/div) régler le gain de la voie A par R149 (fig. 22).

- Voie B

Les réglages sont analogues à ceux de la voie A.

- . Equilibrage du courant d'entrée par R73 (fig. 21)
- . Equilibrage du vernier par R170 (fig. 22)
- . Equilibrage entre position normale et position "Inversée" par R164 (fig. 22)
- . Centrage voie B par R175 (fig.22)
- . Gain BF sur 10 mV par R82 (fig.22)

sur 5 mV par R84 (fig.22)

sur 2 mV par R86 (fig.22)

. Gain voie B par R193 (fig.22)

- Voie C

Avec un signal calibré à l'entrée (sur 0,1 V/div) régler le gain de la voie C par R236 (fig.23).

- Réponse en impulsion

Note: les réglages ci-après s'effectuent par retouches successives. Ils sont délicats et nécessitent une bonne expérience technique. Appliquer à l'entrée (vernier étalonné) des impulsions de fréquence 10 kHz (GI 634 B). Régler les constantes ci-après pour obtenir une impulsion présentant le minimum d'irrégularités du palier (ordre de grandeur indicatif pour les aberrations : + 5%)

Préamplificateur voie A (50 Ω - 10 mV/div) (fig. 21 et 22)	R44 R136-C54 C58
Préamplificateur voie B (50 Ω - 10 mV/div) (fig. 21 et 22)	R90 R180-C67 C71
Préamplificateur voie C (0,1 V/div) (fig. 23)	R224-C86 C139 C89
Amplificateur commun Y: (fig. 24)	R264-C101 R265-C103 R266-C104 R261-C99 R301-C138
Adaptation de la ligne	L1-L2 G1
Amplificateur final (Z8 - fig. 25 - planche P2)	R15-C6 C10

- Correction des atténuateurs (planche P5)

Connecter à l'entrée le générateur d'impulsions de grande amplitude (fréquence 1 kHz, largeur 20 μs) et effectuer les réglages suivants pour éliminer les défauts du créneau sur l'écran.

Sensibilité	Voie A (Z7-fig.20)	Voie B (Z7-fig.20)	
0,1 V/div	C3	C11	(rapport 1/10 : 0,1V à 0,5V/div)
1 V/div	C5	C14	(rapport 1/100 : 1 V à 5 V/div)

[.] Voie C : sensibilité 1 V/div, régler C5 (Z6 - fig.23).

4.4.3.- Synchronisation

- Centrage des voies de synchro

Brancher un voltmètre sur l'arrivée du coaxial de synchro B1 (Z2 - Point repéré b sur la planche P4) et effectuer les réglages ci-après pour obtenir $0\ V$:

- . En synchro voie A : R68 (Z7 fig. 21 planche P5) . En synchro voie B : R114 (Z7 - fig. 21 - planche P5)
- . En synchro voie C : R214 (Z7 fig. 23 planche P5)
- . En synchro Ext. : R227 (Z1 fig. 9 planche P3)

- Centrage synchro B1 ∼/~

En synchro B1, ∼, B1 DECL : faire apparaître sur l'écran une sinusoïde et, par la commande "Seuil B1", amener le début du balayage au centre du réticule. Puis passer en synchro ≂ et ramener au centre par R9 (Z2 - fig. 11 - planche P4).

- Centrage sortie signal Y

Aucun signal n'étant appliqué sbr la voie B régler R203 (Z1 - fig. 9 - planche P3) pour avoir 0 V sur la sortie J902 du panneau arrière.

4.4.4. - Amplificateur horizontal (Z2 - planche P4)

. Centrage de l'amplificateur final X :

En "x10", brancher les deux sondes de l'oscilloscope de contrôle sur les plaques x1 et x2 et centrer les deux signaux en opposition de phase par R277 (fig. 17).

. Gain x1

En x1, B1+B2, B2 libre, mode !t, tourner le Retard 1 à fond à gauche et le retard 2 à fond à droite. Régler l'écart entre les retards 1 et 2 à 10,5 divisions par R262 (fig. 17).

Régler le gain en XY par R413 (fig. 16).

4.4.5.- Base de temps (Z2 - Planche P4)

En utilisant le générateur étalon de temps régler les différentes vitesses de balayage (une impulsion par division) dans l'ordre indiqué.

Balayage B1

- . Régler la vitesse 10 µs/div par R181 (fig. 14)
- . Sur la même vitesse régler le gain x10 par R265 (fig. 17)
- . Centrage x1/x10 : en x10, le générateur étant sur 10 μ s, cadrer horizontalement le balayage en amenant la 6ème impulsion exactement au centre du réticule. Passer en x1 et amener la 6ème impulsion au centre en réglant R260 (fig. 17).
 - . Régler la vitesse 50 ns/div par C49 (fig. 14)
 - . Régler la linéarité sur les vitesses rapides par touches successives :

5 ns/div (50 ns en x10) : C79 et C84 (fig. 17) 2 ns/div (20 ns en x10) : C82 (fig. 17) 1 ns/div (10 ns en x10) : R303 (fig. 17)

. Régler la vitesse 0,1 μs/div par C46 (fig. 14)

Note : tous les réglages précédents doivent être repris par retouches successives (R181, C49, linéarité, C46)

- . Vérifier les vitesses 10-20-50 ns/div 0,1-0,2-0,5 μs/div 1-2-5-10-20-50 μs/div
- . Régler les vitesses 0,1-0,2-0,5-1-2-5 ms/div par R178 (fig. 14)
- . Régler les vitesses 10-20-50 ms et 0,1-0,2-0,5 s/div par R179 (fig. 14)
- . Régler le temps mort minimum :

sur 10 ns/div, observer la dent de scie sur l'oscilloscope de contrôle et, la commande "Temps mort" étant à fond à gauche sur "Etal", ajuster R123 (fig. 12) pour laisser un temps mort minimum.

Balayage B2

. Régler la vitesse 10 μ s/div par R197 (fig. 15) et vérifier les vitesses 20-50 μ s et 0,1-0,2-0,5 ms/div.

. Régler la vitesse 50 ns/div par C66 (fig. 15)

20 ns/div par R193 (fig. 15)

10 ns/div par R76 (fig. 15)

Reprendre ces réglages par retouches successives.

- . Régler la vitesse 0,1 μ s/div par C61 (fig. 15) et vérifier de 0,2 μ s à 5 μ s/div.
- . Régler la vitesse 10 ms/div par R196 (fig. 15) et vérifier de 1 ms à 50 ms/div.

4.4.6.- Voltmètre (Z2 - fig. 18 - Planche P4)

Appliquer sur l'entrée voltmètre les tensions issues d'un standard étalon, et obtenir l'affichage correct de la tension injectée en se référant au tableau suivant :

Tension appliquée	Réglage
19,99 V	R371
1,999 V	R372
199,9 V	R356
1000 V	R360

4.4.7.- Mode Δt (Z2 - fig. 18 - planche P4)

En mode Δt , B1+B2 (B2 libre), B1 : 10 $\mu s/div$ - B2 : 0,1 $\mu s/div$. Appliquer le signal du générateur étalon de temps (10 μs)


- . Par les potentionètres "Retard 1" et "Retard 2" amener les deux surbrillances en superposition sur l'impulsion centrale. Utiliser le mode "B2" pour avoir plus de précision.
- Régler R329 pour obtenir 0,000 sur l'affichage
- . Par le retard 1 amener la surbrillance sur la 2ème impulsion et par le retard 2 amener l'autre surbrillance sur la 10ème impulsion (8 divisions entre les deux surbrillances).


Régler R325 pour obtenir 80,0 µs sur l'affichage. Reprendre ces deux réglages.


4.4.8.- Mode △ DIV


- . En mode ΔDIV , mode X: ALT, agir sur le potentiomètre "Séparation Trace" et régler R298 (Z7 fig. 26 planche P5) pour que la déviation maximum ait une amplitude de 9 divisions.
 - . Appliquer un signal de 50 mV (5 div. sur calibre 10 mV) sur l'entrée A
- . Superposer les deux signaux "B1+B2" et "B2" et régler R342 (Z2 fig. 18 planche P4) pour obtenir 0.00 sur l'afficheur.
- . Décaler les 2 balayages B1+B2 et B2 de 5 divisions correspondant à l'amplitude du signal et régler R343.


Vérifier le fonctionnement en + et -.

































CAO 23-1-86








2 190 207 206 - R75 FIG.3 201 74L500 EFF. TRAME +5V U51 74LS00 188 189 193 U48 U51 U48 74LS!32 74LS00 741 MPS2369 74LS!32 C86 INF 169 +54 U48 U48 74LS!32 13 14 5 198 176 180 VK200 +16 V 281 MASSE +16V U17 7 8 U29 FIG 5 ALT.COM. 1 U54 MASSE +6V U48 [13 UI2 FIG 4 M2 -7 14 14 U49 L CI30 IONF 14 U50 L 14 12 UI2 FIG4 M3 8 16 U52 C92 IONF 16 U54 8 1 Z1 5






SY.EXT. VOIE A COL 035 R180 CR77 IN 4244 C96 27 PF 373 373 37 42 37 42 12 U43 FIG 7 IS U44 FIG.7 SY.EXT. S U46 FIG 7 374 Clo6 Clo6 SVEXT. 4 U42 FIG 7 SY.EXT. 909K C122 I,8PF Z 1


2


3


4

5












FRONT PANEL KEYBOARD


Z4-COMMANDES PANNEAU AVANT


Fig10




























3 CAO kīs 27-3-86 0.5 0.2 0.1 50 20 0.5 0.2 0.1 50 20 10 0.5 0.2 0.1 50 5























R319 A91+ R321 - NH+ BC214 070 VERS 1U12 FIG 12 **D**₀₁₃ R324 24,9K BC214 BC214 R318 24.9K PZ VERS 4012 FIG 12 R352 R353 VERS 5-19035 VERS 2-9035 8RR7 VERS 13012 F1G12 VERS 5U12 FIG12 VERS TUSE VERS 2038


ı


2

3

4

5





CAO 23-1-86

ENERTEC chlumberger

5228

CAO

23-1-86

E APPUIE BI

J2 >1

JI >8

RETARD 2

RETARD 1

J1902 >1

J2 >11

J190! >1_

J2 >10

r

1





Fig 19




US 11

U6 16 8

IX IX


5





Schlumberger


5228


C A D









































Schlumberger


5228


CAO <u>KI</u> 23-1-96












6.- NOMENCLATURE MECANIQUE


6.1.- VUE ARRIERE

Repère	Désignation	Référence ENERTEC	
1	Pieds standard	864 241 002	
2	Plaquette obturatrice compteur horaire	867 522 484	
3	Platine arrière sérigraphiée	868 708 031	
4	Radiateur arrière extérieur	876 024 048	
5	Butée caoutchouc	876 500 002	




6.2.- VUE AVANT

Repère	Désignation	Référence ENERTEC	
1	Bouton 14,5 gris clair	219 623 331	
	Capuchon 14,5 gris clair	219 614 516	
2	Bouton 15 gris	219 621 344	
3	Bouton 10 gris clair	219 621 231	
	Capuchon 10 rouge	219 614 592	
4	Bouton 14,5 gris clair	219 621 331	
	Capuchon 14,5 gris clair	219 614 516	
5	Bouton 14,5 gris clair	219 621 351	
	Capuchon 14,5 gris clair	219 614 516	
6	Bouton 10 gris clair	219 621 231	
	Capuchon 10 gris	219 614 590	
7	Bouton 10 gris	219 623 231	
	Capuchon 10 gris	219 614 590	
8	Bouton Base de temps complet	752 120 500	
9	Bouton commutateur	874 041 026	
10	Vis M4 x 8	309 104 008	
11	Axe prolongateur	862 554 105	
12	Neutral pour tube 8 x 10	859 541 005	
13	Plaquette cache inter voie B	867 542 141	
14	Plaquette cache inter courte voies A et C	867 542 272	
15	Plaquette cache inter V/DIV voie C	867 542 279	
16	Cache avant de tube	877 541 007	
17	Platine avant Y - version française	866 700 253	
	version anglaise	866 700 262	
18	Platine avant X - version française	866 700 256	
	version anglaise	866 700 265	
19	Platine avant synchro - version française	866 700 259	
	version anglaise	866 700 268	




6.3.- COTE GAUCHE

Repère	Designation	Référence ENERTEC	
1	Equerre blindage arrière	841 012 252	
2	Equerre blindage entrée Y voies A et B	841 012 266	
3	Equerre blindage sur CI Y	841 012 267	
4	Equerre blindage entrée Y voies A B C	841 112 088	
5	Anneau pas-fil	253 507 450	
6	Equerre support CI alimentation	841 112 078	
7	Platine avant	868 209 008	
8	Ressort lame	877 132 001	
9	Anneau pas-fil	253 507 460	
10	Transformateur TA69450	889 600 183	




6.4.- COTE DROIT

Repère	Désignation	Référence ENERTEC
1	Manchon raccord axe	859 024 001
2	Axe rallonge	862 554 106
3	Plaquette blindage pour CI Z2	867 532 091
4	Protecteur secteur	875 022 007
5	Manchon raccord pot.	859 024 005
6	Axe rallonge pot. marche + réticule	862 524 023




6.5.- VUE DE DESSUS

Repère	Désignation	Référence ENERTEC	
1	Pas-fil oblong 33 x 19	253 500 201	
2	Boîte PA	752 280 603	
3	Equerre support de tube	841 222 021	
4	Blindage de tube	871 512 053	
5	Support arrière du blindage	201 400 052	
6	Support avant du blindage	201 400 051	
7	Entretoise hexagonale 5,5 x 18 M3	345 083 180	
8	Entretoise hexagonale 5,5 x 20 M3	345 083 200	
9	Plaquette radiateur ampli final Y	867 522 507	
10	Entretoise de ligne à retard	845 024 115	
11	Flasque inférieure de ligne à retard Flasque supérieure de ligne à retard	847 022 122 867 522 605	
12	Centrage par vérin	831 134 001	
13	Châssis principal	832 222 049	
14	Entretoise M3	845 134 052	
15	Ressort lame	877 132 001	
16	Entretoise hexagonale 5,5 x 30 M3	345 083 300	
17	Bus	873 904 022	



6.6.- VUE DE DESSOUS

Repère	Désignation	Référence ENERTEC	
1	Equerre radiateur de transistors	841 032 057	
2	Equerre blindage CI alim.	841 132 030	
3	Plaquette isolante	867 552 042	
4	Rondelle isolante pour transistor	879 144 011	
5	Anneau pas-fil	253 504 100	



7-1

7 Nomenclature générale Récapitulatif

752280301	NOMEN S/E BLOC ALIM	7-10
752281001	NOMEN CI Z1 ALIMENTATIONS	7-11
752281002	NOMEN CI Z2 BASE DE TEMPS	7-24
752281191	NOMEN CI Z3 AFFICHAGE VOLTEMETRE	7-38
752281101	NOMEN CI Z4	7-39
752284201	NOMEN CI Z6 S/E PANNEAU AVANT	7-41
752281007	NOMEN CI Z7 CARTE Y	7-43
752281008	NOMEN CI Z8 FINAL Y	7-54
752281010	NOMEN CI Z10 FILTRE	7-56
752280501	NOMEN S/E RACCORD.ELECT.ET MECANIQUE	7-57
752280601	NOMEN S/E TUBE CATHODIQUE	7-58
752280603	NOMEN BOITE PA	7-59
752280602	NOMEN LIGNE A RETARD	7-60
752280050	NOMEN IDENTIFICATION FRANCAISE	7-60
752280051	NOMEN IDENTIFICATION ANGLAISE	7-60
752280451	NOMEN INTERCONNEXION CHASSIS DIVERS	7-61
752280053	NOMEN EQUIPEMENT DE PLATINE	7-62
752280400	NOMEN HABILLAGE	7-62
752280610	NOMEN MATERIELS ASSOCIES	7-63

FABRICANT DES ELEMENTS REPERES NO DANS LA NOMENCLATURE

HESISTANCES

M0101	2,7 Ω - 4,7 Ω - 6,2 Ω 10 Ω à 150 kΩ 160 Ω à 100 MΩ	BB 1/8 NK3 BB 1/8	ALLEN BRADLEY SOVCOR ALLEN BRADLEY
N0102	1 Ω à 1 $M\Omega$ 0,22 à 2,2 $M\Omega$ 0,5 à 5,1 $M\Omega$	CR25 LCA 0207 R25 J	COGECO DRALORIC ROHM
NC103	\mid 1 Ω à 1 $M\Omega$ \mid 0,22 à 2,2 $M\Omega$	CR25 LCA 0207	COGECO DRALORIC
N0106	2,2 Ω à 4,7 $M\Omega$ 5% 4,7 Ω à 1 $M\Omega$ 5% 1,2 à 10 $M\Omega$ 10% 2,2 à 4,7 $M\Omega$ 5%	LCA 0411 CR37 CR37 LCA 0411	DRALORIC COGECO COGECO DRALORIC
N0112	 1 Ω à 1 MΩ	SMA 0207	DRALORIC
N0121	4,7 à 22 kΩ	ROP 2	SFERNICE
N0131	20 Ω à 39 kΩ	ROP 4	SFERNICE
N0141	20 Ω à 56 kΩ	ROP 6	SFERNICE
N0190	Réseau 7 x 68 Ω à 470 kΩ	784-1 R - xxx	BECKMANN

CONDENSATEURS

N0205	0,1 μF à 100 μF 1 μF à 330 μF 4,7 μF à 2200 μF		TAG (1 à 11) F S1 - CTS 13 SLVB F5	ITT FIRADEC CHEMI-CON.	
M0221	4,7 μF 10 μF 22 μF 4,7 μF 10 V 47 μF 63 V 100 μF 25 V 100 μF 63 V 470 μF	-	2222-015-90003 2222-015-16109 2222-015-16229 2222-015-14479 2222-016-18479 2222-016-16101 2222-017-18101 2222-017-16471 2222-017-16471	COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO	
N0227	680 à 47000 µF 470 µF		Felsic 038 Felsic 039	SIC SAFCO	

NO242 	470 pF 820 pF 1000 pF 1500 pF 2200 pF 3300 pF 4700 pF 10000 pF 47000 pF	2222-630-03471 2222-630-03821 2222-630-03102 2222-630-03152 2222-630-03222 2222-630-03332 GOX 742 GOY 753 GSY 612	COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO LCC LCC LCC
N0243	68 pF à 470 pF 560 pF à 820 pF 1000 pF à 1800 pF 2200 pF à 3900 pF 4700 pF 10000 pF	GIZ 606 GIZ 608 GIZ 611 GIZ 615 GIX 611 GIX 615	rcc rcc rcc rcc rcc
N0245	1 pF à 3,9 pF 4,7 pF à 6,8 pF 8,2 pF à 22 pF 27 pF 33 pF - 39 pF 47 pF - 56 pF 68 pF - 82 pF - 100 pF 120 pF - 150 pF 180 pF - 220 pF - 270 pF 330 pF	GOA 604 GOC 604 GOC 731 GOC 742 GOC 742 GOU 731 GOU 742 GOU 753 GOU 764 GOU 765	LCC
NO246	1 pF à 3,3 pF 3,9 pF à 6,8 pF 8,2 pF à 12 pF 15 pF à 22 pF 27 pF et 33 pF 39 pF à 56 pF	GUA 606 GUP 606 GUP 608 GUP 611 GUU 608 GUU 611	rcc rcc rcc rcc rcc
NO247	100 pF à 3300 pF 4700 pF et 5600 pF 10000 pF 22000 pF 47000 pF	PLZ 912 E PLZ 912 D PLZ 912 C PLZ 913 E PLZ 913 D	LCC LCC
N0248	1 pF à 150 pF 180 pF - 220 pF 330 pF - 470 pF	PLA 912 E PLA 912 D PLC 912 C	LCC LCC
N0249	47 pF 1000 pF	BDBK - 400 V 20% N1500 1B BDBK-400 V -20+80% R4000	DRALORIC DRALORIC

NO251	0,001 µF	KEI 210	LCC	1
1	0,01 μF	KEG 213	LCC	1
i	0,1 μF	KEF 218	LCC	İ
1	1 μF	KEF 231	LCC	
N0263	0,01 μF - 0,022 μF	IFI 013	LCC	
	0,047 μF - 0,1 μF	IFG 013	LCC	İ
i i	0,22 μF	IFG 018	LCC	İ
1	0,47 μF	IFG 023	LCC	İ
i	1 μF	IFG 031	LCC	1
1	0,1 μF - 400 V	IFI 018	LCC	1

POTENTIOMETRES

N0314	palier 0 6 mm palier 0 8 mm	P14 TRA	SFERNICE	
N0332	montage horizontal montage vertical	VAO5 H VAO5 V	OHMIC	

ABREVIATIONS FOURNISSEURS

AC-PH	Acier Phénix	BEE	Bureau d'Etudes et
ACCEL	ACCEL.		d'Electronique
ACME	ACME	BELZE	Belzer
ADIP	ADIP	BELZR	Belzer
ADR	Application du roulement		Benzing
ADRET	Adret	BEPRO	Best Products
AEG	AEG Téléfunken	BERG	Berg Electronics
AEMGP	AEMGP	BLOCH	
AERTE	Aertech		Tréfileries Bohin
AGDE	Agde	BOSTI	Bostik
AGFA	Agfa Gevaert		Boulay Marc
AGUIL	Aguilar	BOUR	Précicable-Bour
AIEV	A.I.E.V	BOURB	Bourbon et Fils
AKA	Aka	BOURN	
ALCAT	Alcatel	BR-LE	Brion-Leroux
	Allen Bradley	BR-RE	Brand Rex
ALTOF	Altoflex	BTR	BTR
ALTUL		BUHLR	Buhler
	AMB Production	BURND	Burndy
A.M.D			
AMP	A.M.P	CML	C.M.L
AMPHE	Amphénol	CA	Cuivres et Alliages
ANDEV	Analog. Dévices	CADDO	Caddock
ANSLE	Ansley	CAMBI	Cambion
ANZAC	Anzac		Cambion
AP	Angst et Pfister	CAMLO	Camloc France
AP-IN	AP Incorp.	CANET	Canetti
APLIX	Aplix S. A.		Cannon Electric
APR	APR	CAPI	C.A.P.I
APTEX			Casbar
AQ-OR	Aquitaine Organico	CASTO	Castolin
ARCAP	Arcap		Caubère
ARE	A.R.E		Block Manufacture Cebe
ARELC	ARELEC	CEF	
ARENA			Cefilac
	Armstrong		Cehess
	Arnould Electro Industrie		Celduc
ASO		CELLO	La Cellofibre
ASTRL		CEM	CEM
	American Technical Céramics	CEPE	Cie Electronique et
ATI	A.T.I.		Piézoélectrique
	Ato Plastichimie	CFD	Cie Fse Diagramme
ATOMS		CFE	Cie F ^{se} de l'étain
AUGAT		CFI	Cie Fse des Isolants
	Austerlitz Electric	CG	Contrôle graphique
	Auxilec		CGCT
AVDEL	AVDEL	CGS	
	The same of the same		Charpe Frères
	Ste William Baeni		1 Chaume
	Bagajarion		Chemical Electronique
BAHCO			Cherry
	Brossette Alz.		Chicago Miniatures lamps
	Ball Brothers Research Corp.		Chillet
	Barnier		1 Chromex
BASF			Cidecou
	Baudnint Nogent		C et K (Switches)
BB	Burr-Brown		Clare Electronique
BEAL	Béal		Climax France
	Beckman	CLO	Clo Electronique
	Beckman	CMIC	
BEDEL	Bedel	COAXO	Coasco

CODIM	Codima	FIECO	Eleco
	Cofelec		Electrofil
	Coframap	ELF	Elf
COGEC		ELFIT	
COMAT	0		Elma
COMER			Enertec
COMET			
CONNE		EREL	
	Contelec	ERFI	
	Contravès	ERIBE	
COPER	Coper	ERIDI	
	Corcom	ERIE	
	Corel	ERO	
CRC		ES-SE	Enertec Schlumberger
CRELO	Enertec St-Etienne		St-Etienne
		ESTC	E.S.T.C
CRL	CRL (voir Draloric)	ETRI	
CROUZ		EUROF	Eurofarad
CS-SE	Schlumberger St-Etienne	EUROP	Europavia France
CSEE	Cie des Signaux d'Entreprises		•
4000	Electriques	FACA	Faca
CSF	Thomson CSF	FACOM	Facom
CUPRO	Cuprofil	FAG	FAG Roulements
CURTI	Curtis-Instruments		Fairchild
			Faisant
DALE	Dale		Favacoutiq
DALIC	Dalic	FAVAR	Fayard
DATEL	Datel		Forges de Crans
DAU	Dau	FGET	
DAUT	Daut + Rietz		Fifth Dimension inc.
DAVUM	Davum	FIABL	
DE-CA	Descours et Cabaud		
	Decelect	FILEC	
DELEV			Filotex
DESPL			Firadec
DEUTC			Fischer
DEXIO	Dexion Feralco		Flonic-Besançon
DIA-N	Dia Nielsen	FM	FM
DICKS	Dickson	FOMOP	
DIELA	Diela	FONDE	
DORVI	Dorvit	FOP	Fop outillage
DPI	Diffusion Prospection	FRAPI	Frapinox
	Industrie	FRAPP	Frappaz
DR-DI	Drouet-Diamond	FRB	FRB Connectron
DRALD	Draloric Dramond	FRISC	Frischer
DRALO	Draloric		
		GE	Général Electric
DRALW	Draloric	GAGGI	Gaggione
DUPON	Draloric	GAM	Générale Application des
	Dupont de Nemours		Métaux
DYNA	Dyna	GANTO	Gantois
DZUS	Dzus France	GARIN	Garin
		GARRY	
ECC	E.C.C		Gauthier J.
E-E-E	Europe Electronic Equi.	GEKA	
E-E-V	English Electric Valve		Général Electric
E-S-F	Equipt Scientif. Forézien		Général Radio France
EECO	E. E. C. O	GI	Général Instrument France
EFCIS	Thomson-Efcis		Gilby-Fodor
EFCO	EFCO-JM Frankel		Gioux A.
	EGEE		Gobin Daudé
EIMAC	EIMAC		Gore Gore
ELCO	Elco		Gray Hill
		GALLA I I I	Clay IIII

GRW	G.R.W	KODAK Kodak-Pathe
GUITE	Guitel Etienne Mobilor	KONTR Kontron
		KORUN Korundal
HABIA	Habia S. A	KVG K.V.G.
	Harris	
		LAFAB Lafab
HARTI		LAMBD Lambda Electronique
HAUCK		LAMRI Lambert Rivière
HEIMA		LCC LCC-CICE
HEITO		
	Hellermann France	LEGRA Legrand
HENKE	Henkel et Cie	LEJEU Lejeune
HEYMA	Heyman	LERC Lerc
HIRSC	Hirschmann	LETU Letu
HOFFM	Hoffmann	LGC L.G.C
	Honeywell Bull	LIPA Lipa
HP	Hewlett Packard	LIRE Lire
	Hufa France	LITRO Litronix
	Hugoniot	LITTO Litton
		LOG-E Log-Elec.
HYBRI		LOUPO Loupot
IBM	IBM France	LPE Laboratoire Piézoélectricité
ICI	ICI France	LTT Lignes Télégraphiques
IEC	IEC Electronique	Téléphoniques
IER	I.E.R.	relephoniques
IERC	L.E.B.C	
IMPER	Impervia	M/THE Microtherm
IMPEX	Impex	MA-PR Marlin Prunier
IN-SP	Instrument spécialities	MALLO Mallory Durancell
INT-C	Inter Composants	MARCO Marcoussis (Labo de)
INTEL	Intel	MARET Maret
INTIL	Internil.	MAREU Manuf. réunies St-Chamond
IR	International Rectifiers	MARGU Marguet
IRC	LB.C (TEW)	MARQA Marquardt
SSC	1.S.C.	MARQU Marquardt
ISOLA	Isolantine	MATEL Matel
		MATER Matéra
ISOST	Isostat	MATSU Matsuo
III	IIT Instruments et	MAZDA Mazda
	Composants	
JAC-F	JAC France	MECAG Mecagis
JAEGE	Jaeger	MECAL Mecalectro
JAHNI	Jahnichen	MECAN Mecanindus
JALU	Jahr	MEKTR Mektron
JARDI	Jardiller	MENTO Mentor
JEANR	Jeanrenaut	METAD Le Métal Déployé
JEHER	Jeber	METAF Métafram
	Jermyn	METAL Métallo
JEB		METEX Metex Electronic
JOINT	Le Joint Français	METIN Metinox
JUPIT	Jupiter	METOX Metox
JUFII	- agusta	MFOEM MFOEM
VADET	Wakalan Dalil	MFOM MFOM
KABEL	Kabelmétal	MI-AS Microwave Associate Inc.
KAUTT	Klar et Beillsritmidt	MI-PW Microcomputer Power
KEMET		MICRO Micro
	Kemmer (CCI)	MIM Manufacture d'Injection
KEYST		Moderne
KF	Siceron KF	MINES Minesota France
KMC	K. M. C Semiconductors	MKL M. K. L
	Knitter Switch	MMT Manufacture Métallurgique
KNOTT	Knott Electronik	de Tournus
		MOB MOB Outillage
		MOLEX Molex
		MONIN Monin

MONSA	Monsanto	PROTO	Sté Proteaux
MOSSA	Mossalgue	PRUOM	Prud'homme et Fils
MOSTK	Mostek	PYRAL	Pyral
MOTOR	Motorola		
MR	Manufactures Réunies St-Chamond	Q-E	Quartz et Electronique
MSI	MSI Electronic	RADIA	Radiall
MYRRA	MYRRA	RADIO	Radiohm
3M		RAFI	Rafi
3101	3M (Minesota)		
N CHE	Ni Chamical Candanaa	RAPID	Rapid S. A.
N-CHE	Nippon Chemical Condenser National Chemsearch	RAUFI	Raufilam
NA-CH		RAYCH	
NADEL	Nadella	RAYMO	Raymond
NATIO	National (AEMGP)	RCA	R.C.A.
	NB Plastique	RECOR	Record
NEC	Nippon Electric Co Ltd	RES	Radio-Electro Sélection
NEOSI	Néosid	RESIS	Resista
NIC	N.I.C	REXOR	Rexor
NOMEL	Nomel	RHODA	
	Norwe	RHPOU	
NOVAC		RHPRO	
NOVEA		RICHC	Richco
NS	National Semiconductor	RIFA	Rifa
		RITZ	Ritz
OAK	OAK	RMB	RMB
ODENW		RN	Robinson Nugent Europe
OEC	Ouest Electronique Connect.	ROE	Roederstein
OHMIC	Ohmic	ROJAC	Rojac
OLIBO	Olibol	ROSEN	Rosenthal
OMRON	Omron	ROSS	Milton Ross
OPELC	Opelec	ROTRO	Rotron
ORBIT	Orbitec	RTC	Radiotechnique Compelec
OREGA	Oréga	RUBAN	Le Ruban adhésif
OREOR	Oreor	RUBYC	Rubycon
OSRAM	Osram	RUSSN	Russenberger
OTALU	Otalu	RUWID	Ruwido
PAGNO	Pagnon et Cie	S.M.I	S. M. I
PANDU	Pandu	SABIR	Sabir
PASI	Pasi Relais	SADAR	Sadar
PAUL	Paul (Maison du caoutchouc)	SAE	Stauford Applied
PAULS	Paulstra		Engineering
PEREN	Perena	SAFT	Saft
PERMA	Permali	SAGOT	Sagot Nicollier
PERRI	Perrière	SAM	Forges Stéphanoises
PHILI	Philips	SANDV	Sandvik France
PI	P.I Condensateurs	SANEL	Sanel
PICCE		SAPE	S. A. P. E
PIHER	Piher	SAREL	SAREL
PINET	Pinet Léon	SCH-M	Schlumberger Montrouge
PLAST	Plastic	SCHAD	Schadow-Rudolph
	Plessey-France	SCHAF	Schaffner
PMI	Précision Monolithics Inc.	SCHUR	Schurter
POBRU	Potter et Brumfield	SDS	SDS
	Polaroid	SEALE	Sealectro
POLYC	Polycinétique	SECME	Secme
PORTE	Portescap France	SECRE	Secre
PRECI	Précis	SEEM	Seem
PREH	PREH	SEFRA	Sefram
	Prochal	SEG	Solartron
PROLA	Prolabo	SEGOR	
			Segor
PRONR	Proner	SERFL	Serflex

SERME	SERM		
SES	Ses. Sterling	TELED	
SESCO	Sescosem	TELEM	Télémécanique
SEUFF	Seuffer	TELON	Télonic
SFERN	Sfernice	TEROS	Teroson
SFMI	SFMI Crouzet	TERRO	Terrop
SGS	S. G. S	TESA	Tesa
SHIPL	Shipley	TEXAS	Texas Instruments
SHUGA	Shugart	TEXMO	Texmo
SI-GE	Silicon Général	TEXTO	Textool
SIAM	Siam	TH-PA	Thorn-Panelgrapic
SIC	Sic-Safco	THERM	Thermalloy
SID	Sider	THOMA	Thomas
SIDCO	Sidco	TO-PE	Tole perforée de Maubeuge
SIEME	Siemens	TOLKI	Tolkit
SIEML	Siemelec	TOSHI	Toshiba
SIEMS	Siemens	TOURA	Toural
SIGMA	Sigma instruments inc.	TRANM	Transmondial
SIGNE	Signetics	TREFI	Tréfimétaux Berylco
SILEC	Silec	TRELC	Trélec
SILIC	Siliconix	TRW	TRW
SIMMO	Simmonds		
SINAP	Sinaplast	UDD	UDD-FIM
SINCO	Sincora-Chimie	UGINE	Ugine Kuhlmann
SINTR	61-4	UMBRA	
SIS	Schlumberger	UMD	Usine Métallurgique Doloise
SIT	SIT	UNIRO	Uniroyal
SITEC	SITEC	VAC	VAC
SKEGA	Skega	VARO	Varo semi-conductor
SNFA	SNFA	VEITH	Veith
SOCAP	Socapex	VERNE	Verneret
SODIL	Sodilec	VIBRA	Vibrachoc
SODIM	Sodim	VIENO	Viennot
SODIS	Sodistrel	VIGNO	Vignon Choquit
SOGIE	Sogie	VIRAX	Virax
SOPRA	Sopralor	VISHA	Vishay Micromesures
SOUDU	Soudupin	VITRA	Vitramon
SOULA	Soulat-Frères	VOGT	Vogt Bauteile
SOURI	Souriau et Cie	VOLTR	Voltronics
SOVCO	Sovcor	VRN	VRN (= TRW)
SPCE	S. P. C. E		
SPECT	Spectrol	WAKEF	8
SPRAG	Sprague	WALBE	
SRATI	Srati	WARNR	
STAIN	Stainless	WATER	
STANW	Stanwick	WEBER	Weber
STATE	State of the art inc.	WECO	Weco
STAUB	Control of the contro	WELLR	Weller
STETT	Stettner	WICKM	Wickmann
STGUM		WIMA	Wima
STOCK	Stockli	WIRT	Continental Wirt
SUHNE	Suhner		Wonder
SWAGE		WYSS	Wyss René
SWITC	Switchcraft		
SYGMA	Sygma	ZIEHL	Ziehl
SYLVA	Sylvania	ZILOG	Zilog
012111	5,1.4114		
TA	Tekelec-Airtronic		
TCEI	TCEI		
TCK	Transrack		

TECO

TEL-L

TECO

Tel-Labs

7522803	01 N	OMEN S	/E BLOC ALIN	1		5228TK	
	220001252	00	FUSIBLE RET			32	220V
	253507450		PASFIL ANNE				
	300100051		CABLA COSSE			LAITN	
	300120032		CABLA COSSE			LAITN	ETAME
	300500010	00	CABLA LIEN			YLON BLAN	*****
	301224480	00	RIVET AVEU			4,8 ALU	
	304003060 304004121	0.1	RONDEL PLAT	- /	2X 6 X 0		
	304004121	01			2X12 X 1	ACIER	
	304022400	00	RONDEL PLAT		2X 8 X 0		
	304303010	0.1	RONDEL DENT		X 0 X 0	,4 ACIER	INUX
	304322032		RONDEL ONDU		2X 6 X 0	,6 ACIER	CDPB
	309103006	00	VIS C		3 X 6	ACIER	
	309103008		VIS C	M 3	3 X 8	ACIER	
	309103000		VIS C	M 3	3 X 8 3 X 10	ACIER	
	309104010		VIS C	M I	X10	ACIER	
	309104025		VIS C	M L		ACIER	
	309303006		VIS F /120	M 3		ACIER	
	310000300		ECROU H	M 3) A 0	ACIER	
	310000400		ECROU H	M 4		ACIER	
	314600100	00	PIED ROND	8	10 CAOU	I NATU	INOA
	328505175	00	JOINT BANDE		U	CAOUTCH	NOTE
	752281001	00	NOMEN CI Z				5228TK
	752281101	00	NOMEN CI ZI				5228
	864241002		PIEDS STAND		LLOS PORTA	ABLES	SOIPOR
	867022058		PLAQUETTE S				
	867522579		PLAQUETTE C				SEDIL
	868708031	00	PLATINE ARE	RIERE SER	RIGRAPHIEE		5228
	875022007	00	PROTECTEUR	SECTEUR			5228
	876024048	00	RADIATEUR A	ARRIERE E	EXTERIEUR		5228
	149321002		CAP10000	PF-20+1	100 63V CE	ERAM 2	508
	149321002			PF-20+1		ERAM 2	508
	149321002		CAP10000			ERAM 2	508
	149321002		CAP10000			ERAM 2	508
	149321002		CAP10000			ERAM 2	508
	149321002		CAP10000				508
F 0201	220000631	00	FUSIBLE RET				220V
FL0201	898000005	00	COMMUT.SEC				1 4 T.
J 0201	213600016		CONNEC RON				
J 0202	213600016	22	CONNEC RON				
J 0901	213206250	00	CONNEC COA				
J 0902	213206250	00	CONNEC COA			OUD BNC	
J 1201	213206250	00	CONNEC COA			OUD BNC	
J 1301	213206250	00	CONNEC COA	X EMBAS	FEM 1C S	OUD BNC	

7522810	001 NON	MEN C	CI Z1 ALIMENTATIONS 5228TK
	200240800		SUPP 8C DIL 8 SOUD CU-AL ETAME H=4,1
	200241400		SUPP 14C DIL 14 SOUD CU-AL ETAME H=4,1
	200241600		SUPP 16C DIL 16 SOUD CU-AL ETAME H=4,1
	200250101		RADIAT ACCES MICA RECT B 23 TO 126 TO 220
	202290102	00	
	203719005		CABLA SUPPORT TUBE 14 POLES SOUD.
	214447330		CONNEC CI IMP EMB MAL 1C POST
	214447331		CONNEC CI IMP EMB MAL 1C POST
	220000500	00	
	227026008	00	
	233500200		CABLE ORDIN 1C S 0,34 1,3 BLAN
	238502000		CABLE ORDIN 1C S 0,60 2,5 BLAN
	240200050 241395672	00	CABLE COAX 1C 500HM 2 100 PF/M
	243892501	00	CABLE COAX 1C 950HM 3,00"
	252000180	01	
	253504100	01	
	300100051	01	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	300500010		CABLA COSSE SOUDER 1 DIR LAITN ETAME CABLA LIEN BANDE 2,4 92 NYLON BLAN
	300500130		CABLA LIEN BANDE 4,8 186 NYLON BLAN
	301100304	00	
	302000011	01	CABLA DOUILLE DE TEST A RESSORT"
	304303010	01	RONDEL DENTS DE 3 X 6 X 0,4 ACIER INOX
	304303040	00	
	304322025	00	RONDEL ONDUF 2,7X 5 X 0,3 CUPRO BERRYL
	309102508	00	VIS C M 2,5X 8 ACIER INOX
	309103006		VIS C M 3 X 6 ACIER INOX
	309103008		VIS C M 3 X 8 ACIER INOX
	310000300		
	313406250	00	ECROU H M 3 ACIER INOX ECROU SERTI M 2,5 1,5 ET + ACIER CADM
	313406251	00	ECROU SERTI M 2,5 0,8 A 1 ACIER CADM
	565501006	00	
	652280010	00	
	652280061	00	
	652280063	01	SPECIF MONTAGE CABLAGE CI Z1 5228
	652280101	00	SCHEMA ELECT.THT AMPLI ALLUM. Z1 5228TK
	652280802	00	SCHEMA ELECT.ALIM BASSE TENSION 5228
	652280804	00	7220
	652280805	00	5220
	652280806	00	7220
	652280807	00	SCHEMA ELECT.LOGIQUE SYNCHRO 5228
	652280808	00	7220
	652280809	00	SCHEMA ELECT.COMMUTATION SYNCHRO 5228
	75228070102	02	RECAP CI Z1 ALIM 5228
	840014001	01	ECROU SERTI TRAITEMENT M3 16/10 H=3
	841032057	00	EQUERRE RADIATEUR DE TRANSISTORS 5228
	841132030	00	
	857034001	01	75 110-22 (31110)
	867552042	00	PLAQUETTE ISOLANTE 5228
	879144011	00	
A 0001	899200652 890304009	00	JEEO'III
A 0001	030304009	00	CI INT HYBRIDE AMPLI 1GHZ CAHIER DES CHARGES

A 0002 A 0003	890304009 890304009	00		IDE AMPLI	1GHZ	CAHIER DES C	
C 0001 C 0002	156614767 156867010	00	CAP 47 CAP 10	MF-10+50 MF-10+50		CHIMIC RAD	508
C 0002	158224749	0.1	CAP 470	MF-10+50		CHIMIC	
C 0004	156867010	01	CAP 10	MF-10+50		CHIMIC RAD	508
C 0005	158234719		CAP 4700	MF-10+50		CHIMIC	
C 0006	156838910	00	CAP 1	MF-10+50		CHIMIC RAD	508 508
C 0007 C 0008	149010221 156825047	01	CAP 220 CAP 47	PF 5 % MF-10+50		CERAM 1 CHIMIC RAD	
C 0009	158234719	01	CAP 4700	MF-10+50		CHIMIC	500
C 0010	156825047	01	CAP 47	MF-10+50	35V	CHIMIC RAD	508
C 0011	158241013		CAP10000	MF-10+50		CHIMIC	
C 0012	156838910	00	CAP 1	MF-10+50		CHIMIC RAD	
C 0013	156808047 156838947	00	CAP 47 CAP 4,7	MF-10+50 MF-10+50		CHIMIC RAD	508 508
C 0014	149104701	00	CAP 47	PF 5 %		CERAM 1	508
C 0016	145501410	00	CAP 0,1	MF-20+80		CERAM 3 RAD	
C 0017	156819110		CAP 100	MF-10+50		CHIMIC RAD	508
C 0018	149324701		CAP47000	PF-20+80		CERAM 2	762
C 0019	145501410	00	CAP 0,1	MF-20+80		CERAM 3 RAD	
C 0020	149421001 145501410	00	CAP10000 CAP 0,1	PF-20+50 MF-20+80		CERAM 2 CERAM 3 RAD	762 508
C 0021	149101201	00	CAP 0,1 CAP 12	PF 5 %		CERAM 1	508
C 0023	188304310		CAP10000	PF 20 %		POLYEST RAD	
C 0024	188304310		CAP10000	PF 20 %		POLYEST RAD	,
C 0025	147734068	00	CAP 68	PF 10 %		CERAM 1	
C 0026	188304322	00	CAP22000	PF 20 %		POLYEST RAD	
C 0027 C 0028	147736147 147736147	00	CAP 470	PF-20+50 PF-20+50	-	CERAM 2 CERAM 2	
C 0028	188304310	00	CAP10000	PF 20 %		POLYEST RAD	
C 0030	188304310		CAP10000	PF 20 %		POLYEST RAD	
C 0031	149421001		CAP10000	PF-20+50		CERAM 2	762
C 0032	149421001		CAP10000	PF-20+50		CERAM 2	762
C 0033	188304310		CAP10000	PF 20 %		POLYEST RAD CERAM 2	762
C 0034 C 0036	149421001 188304310		CAP10000 CAP10000	PF-20+50 PF 20 %		POLYEST RAD	
C 0038	149421001		CAP10000	PF-20+50		CERAM 2	762
C 0039	149421001		CAP10000	PF-20+50		CERAM 2	762
C 0041	149321002		CAP10000	PF-20+10		CERAM 2	508
C 0042	149100271	2.0	CAP 2,7	PF+-0,25			508
C 0043	149005605	00	CAP 56	PF 5 %		CERAM 1 CHIMIC RAD	508
C 0044 C 0045	156808047 149321002	00	CAP 47 CAP10000	MF-10+50 PF-20+10		CERAM 2	508
C 0046	156826010	01	CAP 10	MF-10+50		CHIMIC RAD	
C 0047	149321002		CAP10000	PF-20+10	0 63V	CERAM 2	508
C 0048	149421001		CAP10000	PF-20+50		CERAM 2	762
C 0049	149421001		CAP10000	PF-20+50		CERAM 2	762
C 0050	149421001		CAP10000 CAP10000	PF-20+50 PF-20+50			762 762
C 0051	149421001 156826010	01		MF-10+50		CHIMIC RAD	
C 0053	156826010	01	CAP 10			CHIMIC RAD	
C 0054	149100271		CAP 2,7	PF+-0,25	P 500V	CERAM 1	508
C 0055	149421001		CAP10000	PF-20+50	500V	CERAM 2	762

C	0056	156826010	01	CAP 10	MF-10+50	35V	CHIMIC RAD	508
C	1	149321002		CAP10000	PF-20+100	63V	CERAM 2	508
C		149321002		CAP10000	PF-20+100	63V	CERAM 2	508
C		149001005	00	CAP 10	PF 5 %		CERAM 1	508
C		149321002		CAP10000	PF-20+100		CERAM 2	508
C		156826010	01	CAP 10	MF-10+50		CHIMIC RAD	
C		149321002		CAP10000	PF-20+100	_	CERAM 2	508
C	_	149321002		CAP10000	PF-20+100		CERAM 2	508
C		149321002		CAP10000	PF-20+100	_	CERAM 2	508
C		156819110	0.0	CAP 100	MF-10+50		CHIMIC RAD	
C		156808047	00	CAP 47	MF-10+50		CHIMIC RAD	
C		156826010	01	CAP 10	MF-10+50		CHIMIC RAD	
C		149321002		CAP10000	PF-20+100		CERAM 2	508
C		149321002		CAP10000	PF-20+100	_	CERAM 2	508
C	0070	149321002 149004705	00	CAP 10000	PF-20+100		CERAM 2	508
C	0071	149511005	00	CAP 47	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0072	156838910	00	CAP 1000 CAP 1	PF 10 % MF-10+50		CERAM 2	508
C	0074	149321002	00	CAP 10000	PF-20+100		CHIMIC RAD CERAM 2	508
C	0075	149321002		CAP 10000	PF-20+100			508
C	0076	149321002		CAP 10000	PF-20+100	-	CERAM 2 CERAM 2	508
C	0077	149001005	00	CAP 10	PF 5 %		CERAM 2 CERAM 1	508 508
C	0078	149321002	00	CAP 10000	PF-20+100	63V	CERAM 2	508
C	0079	149321002		CAP10000	PF-20+100		CERAM 2	508
C	0080	149001005	00	CAP 10	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0081	149321002		CAP10000	PF-20+100		CERAM 2	508
C	0082	156808047	00	CAP 47	MF-10+50		CHIMIC RAD	508
C	0084	149210271		CAP 270	PF 10 %		CERAM 2	508
C	0086	149511005	00	CAP 1000	PF 10 %		CERAM 2	508
C	0087	149511005	00	CAP 1000	PF 10 %		CERAM 2	508
C	8800	149010101		CAP 100	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0089	149010101		CAP 100	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0090	149010101		CAP 100	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0091	156808047	00	CAP 47	MF-10+50		CHIMIC RAD	508
C	0092	149321002		CAP10000	PF-20+100	63V	CERAM 2	508
C	0093	149321002		CAP10000	PF-20+100	63V	CERAM 2	508
C	0094	149211801		CAP 1800	PF 10 %		CERAM 2	508
C	0095	156826022	01	CAP 22	MF-10+50	35V	CHIMIC RAD	508
C	0096	149002705	00	CAP 27	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0097	149002705	00	CAP 27	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0098	149002705	00	CAP 27	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0099	149002705	00	CAP 27	PF 5 %		CERAM 1	508
C	0100	149002705	00	CAP 27	PF 5 %	63V	CERAM 1	508
C	0101	149314702	0.0	CAP 4700	PF-20+80	63V	CERAM 2	508
C	0102	149003305	00	CAP 33	PF 5 %			508
C	0104	149000475	00	CAP 4,7	PF+-0,25P		CERAM 1	508
C	0105	149002705	00	CAP 27	PF 5 %	63V		508
C	0106	149002705	00	CAP 27	PF 5 %		CERAM 1	508
CC	0107	149002705 149002705	00	CAP 27	PF 5 %	63V		508
C	0100	149002705	00	CAP 27 CAP 27	PF 5 %	63V	CERAM 1	508
C	0110	149314702	00	CAP 27 CAP 4700	PF 5 % PF-20+80	63V	CERAM 1	508
C		149003305	00	CAP 4700	PF 5 %	63V	CERAM 2 CERAM 1	508
C		156838947	00	CAP 4,7	MF-10+50		CHIMIC RAD	508
-		. 5 5 5 5 7 1	00	T, 1	10+00	000	CHITHITO WHD	200

C 0113 156826010 C 0114 156826010 C 0115 149314702 C 0116 149314702 C 0117 149314702 C 0118 149314702 C 0119 149314702 C 0120 149314702 C 0121 149100681 C 0122 149000185 C 0123 149002205 C 0124 149314702	01 CAP 10 01 CAP 10 CAP 4700 CAP 4700 CAP 4700 CAP 4700 CAP 4700 CAP 4700 CAP 6,8 00 CAP 1,8	MF-10+50 35V CHIMIC RAD 508 MF-10+50 35V CHIMIC RAD 508 PF-20+80 63V CERAM 2 508 PF-20+80 63V CERAM 2 508 PF-20+80 63V CERAM 2 508 PF-20+80 63V CERAM 2 508 PF-20+80 63V CERAM 2 508 PF-20+80 63V CERAM 2 508 PF-20+80 63V CERAM 2 508 PF-20+80 63V CERAM 1 508 PF+-0,25P 500V CERAM 1 508 PF+-0,25P 63V CERAM 1 508 PF 5 % 63V CERAM 1 508
C 0125 149000825 C 0126 149004705 C 0127 156819110	CAP 4700 00 CAP 8,2 00 CAP 47 CAP 100	PF-20+80 63V CERAM 2 508 PF+-0,25P 63V CERAM 1 508 PF 5 % 63V CERAM 1 508
C 0128 156826010 C 0129 156838947 C 0130 149321002	01 CAP 10 00 CAP 4,7	MF-10+50 25V CHIMIC RAD 508 MF-10+50 35V CHIMIC RAD 508 MF-10+50 63V CHIMIC RAD 508
C 0131 156819110 C 0132 156819110	CAP 100 CAP 100	PF-20+100 63V CERAM 2 508 MF-10+50 25V CHIMIC RAD 508 MF-10+50 25V CHIMIC RAD 508
C 0133 149002205 C 0134 156826010 C 0135 149004705	01 CAP 10	PF 5 \$ 63V CERAM 1 508 MF-10+50 35V CHIMIC RAD 508 PF 5 \$ 63V CERAM 1 508
C 0136 149004705 C 0137 149321002 C 0138 149001205	CAP10000	PF 5 \$ 63V CERAM 1 508 PF-20+100 63V CERAM 2 508
C 0139 149000475 C 0140 149314702 C 0141 149004705	00 CAP 4,7 CAP 4700	PF+-0,25P 63V CERAM 1 508 PF-20+80 63V CERAM 2 508
C 0142 156826010 C 0143 156826022	01 CAP 10 01 CAP 22	PF 5 % 63V CERAM 1 508 MF-10+50 35V CHIMIC RAD 508 MF-10+50 35V CHIMIC RAD 508
C 0145 170531002 C 0146 149511005 C 0147 149000475	00 CAP 1000	MF 10 % 250V POLYEST RAD 1016 PF 10 % 63V CERAM 2 508 PF+-0,25P 63V CERAM 1 508
C 0148 149000475 C 0149 149100561 C 0150 149004705	CAP 5,6	PF+-0,25P 63V CERAM 1 508 PF+-0,25P 500V CERAM 1 508
C 0151 149004705 CR0001 200340040 CR0002 200340040		PF 5 % 63V CERAM 1 508 1N4004 *400 V 1,0 A"
CR0003 200340040 CR0004 200340040 CR0005 200340040	01 DIOD REDRES* 01 DIOD REDRES*	1N4004 *400 V 1,0 A" 1N4004 *400 V 1,0 A"
CR0006 200340040 CR0007 200340040	O1 DIOD REDRES* O1 DIOD REDRES* O1 DIOD REDRES*	1N4004 *400 V 1,0 A" 1N4004 *400 V 1,0 A" 1N4004 *400 V 1,0 A"
CR0008 200340040 CR0009 200302391 CR0010 200302391	01 DIOD REDRES*E 01 DIOD REDRES*E 01 DIOD REDRES*E	1N4004 *400 V 1,0 A" 3Y 239-400* 400V 10 A" 3Y 239-400* 400V 10 A"
CR0011 200302391 CR0012 200302391 CR0013 200302391	01 DIOD REDRES*E 01 DIOD REDRES*E 01 DIOD REDRES*E	3Y 239-400* 400V 10 A" 3Y 239-400* 400V 10 A"
CR0014 200302391 CR0015 200302391 CR0016 200302391	01 DIOD REDRES*B 01 DIOD REDRES*B 01 DIOD REDRES*B	3Y 239-400* 400V 10 A" 3Y 239-400* 400V 10 A"
		-57 100 10 M

CR0017 200344480	01	DIOD SPCIAL	* 1N4448	* 75 V	SWITC"
CR0018 200455033	01	DIOD ZENER		V3* 3,3V	5,0MA"
CR0019 200344480	01		* 1N4448	* 75 V	SWITC"
CR0020 200455150	01		*BZX55C 15	* 15 V	5,0MA"
CR0021 200344480	01			* 75 V	SWITC"
CR0022 200344480	01			* 75 V	SWITC"
CR0023 200340040	01			*400 V	1,0 A"
CR0024 200304090	01			* 12,5K	4 MA"
CR0025 200304090	01			* 12,5K	4 MA"
CR0026 200304090	01		*BY 509	* 12,5K	4 MA"
CR0027 200456100	00		*BZX55C100	*100 V	1 MA"
CR0028 200456200	00		*BZX55C200	*200 V	1,0MA"
CR0029 200456100	00	DIOD ZENER	*BZX55C100	*100 V	1 MA"
CR0030 200456200	00	DIOD ZENER	*BZX55C200	*200 V	1,0MA"
CR0031 200456200	00	DIOD ZENER	*BZX55C200	*200 V	1,0MA"
CR0032 200304090	01	DIOD REDRES		* 12,5K	4 MA"
CR0033 200304090	01	DIOD REDRES		* 12,5K	4 MA"
CR0034 200340040	01	DIOD REDRES		*400 V	1,0 A"
CR0035 200304090	01	DIOD REDRES		* 12,5K	4 MA"
CR0036 200304090	01	DIOD REDRES*		* 12,5K	4 MA"
CR0037 200304090	01	DIOD REDRES*		* 12,5K	4 MA"
CR0038 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0040 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0041 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0042 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0043 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0044 200304090	01	DIOD REDRES*		* 12,5K	4 MA"
CR0045 200304090	01	DIOD REDRES*		* 12,5K	4 MA"
CR0046 200456160	00	DIOD ZENER *	BZX55C160	*160 V	1,0MA"
CR0047 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0048 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0049 200344480 CR0050 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0051 200344480 CR0052 200344480	01	DIOD SPCIAL*	1N4448	* 75 V	SWITC"
그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0054 200344480 CR0055 200344480	01	DIOD SPCIAL*	1N4448	* 75 V	SWITC"
CR0056 200455068	01	DIOD SPCIAL*	1N4448	* 75 V	SWITC"
CR0057 200344480	01	DIOD ZENER *I		- ,	5,0MA"
CR0058 200344480	01	DIOD SPCIAL*	1N4448	* 75 V	SWITC"
CR0059 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0060 2003440040	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0061 200344480	01	DIOD REDRES*		*400 V	1,0 A"
CR0062 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0063 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0064 200344480	01	DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0065 200344480		DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0066 200344480		DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0067 200344480		DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0068 200344480		DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0069 200344480		DIOD SPCIAL*	7 1 1 1 2	* 75 V	SWITC"
CR0070 200344480		DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
CR0070 200344480 CR0071 200344480		DIOD SPCIAL*		* 75 V	SWITC"
200344400	01	DIOD SPCIAL*	1N4448	₹ 75 V	SWITC"

CR0072	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0073	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0074	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0075	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0077	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0078	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0079	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0080	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0081	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0082	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0083	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CROO84	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0085	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0086	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0087	200335950	00	DIOD GENERL*1N3595E3DHD*150V 200 MA"
CR0088	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0089	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0090	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0091	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0092	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0093	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0094	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0095	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0096	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0097	200335950	00	DIOD GENERL*1N3595E3DHD*150V 200 MA"
CR0098	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0099	200340040	01	DIOD REDRES* 1N4004 *400 V 1,0 A"
CR0100	200455180	01	DIOD ZENER *BZX55C 18 * 18 V 5.0MA"
CR0101	200455180	01	DIOD ZENER *BZX55C 18 * 18 V 5,0MA"
CR0102	200455180	01	DIOD ZENER *BZX55C 18 * 18 V 5,0MA"
CR0103	200455180	01	DIOD ZENER *BZX55C 18 * 18 V 5,0MA"
CRO104	200455180	01	DIOD ZENER *BZX55C 18 * 18 V 5,0MA"
CR0105	200455180	01	DIOD ZENER *BZX55C 18 * 18 V 5,0MA"
CR0106	200455180	01	DIOD ZENER *BZX55C 18 * 18 V 5,0MA"
CR0107	200455180	01	DIOD ZENER *BZX55C 18 * 18 V 5,0MA"
CR0108	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0109	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0110	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0111	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0112	200335950	00	DIOD GENERL*1N3595E3DHD*150V 200 MA"
CR0113	200335950	00	DIOD GENERL*1N3595E3DHD*150V 200 MA"
DS0001	201506501	00	VOYANT AMPOUL NEON 65V FIL"
DS0002	201506501	00	VOYANT AMPOUL NEON 65V FIL"
E 0001	221365771	00	CONNEC CAVALIER FEM 2C 0,64 5,08
E 0002	221365771	00	CONNEC CAVALIER FEM 2C 0,64 5,08
E 0003	221365771	00	CONNEC CAVALIER FEM 2C 0,64 5,08
F 0001	220404002	00	FUSIBLE SUPPRT SOCLE 5 X 20 PICO
J 0001	214421058	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO C/DORE 396
J 0002	214421058	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO C/DORE 396
J 0003 J 0004	214422035	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 3C PICO/C DORE 396
J 0004	214421058	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO C/DORE 396
J 0006	214421058	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO C/DORE 396
J 0007	214421058	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO C/DORE 396
0000	214422035	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 3C PICO/C DORE 396

J 0009 214421058 J 0013 214500021	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO C/DORE 396 CONNEC CI IMP EMB FEM 1C PICO TEST 2 ROUG
J 0015 214421058	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO C/DORE 396
J 0018 300101290	01	CABLA COSSE CI IMP PICO 2,8 LAITN ETAME
J 0019 300101290	01	CABLA COSSE CI IMP PICO 2,8 LAITN ETAME
J 0020 214422035	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 3C PICO/C DORE 396
L 0001 212000504	01	SELF BOB D ANTIPARASIT 3 S FEROX 3B
L 0002 212000504	01	SELF BOB D ANTIPARASIT 3 S FEROX 3B
L 0003 212000504	01	SELF BOB D ANTIPARASIT 3 S FEROX 3B
L 0004 212000504	01	SELF BOB D ANTIPARASIT 3 S FEROX 3B
Q 0001 200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0002 200108070	00	TRANST HP SI N*BD 807 * TO 220"
Q 0003 200102142	01	TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
Q 0004 200102142	01	TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
Q 0005 200108060	00	TRANST HP SI P*BD 806 * TO 220"
Q 0006 200108060	00	TRANST HP SI P*BD 806 * TO 220"
Q 0007 200102411	01	TRANST HP SI N*BD 241A * TO 220"
Q 0008 200100652	00	TRANST HP SI N*BDT 65C *DARLI TO 220"
Q 0009 200155510	00	TRANST LP SI N*2N 5551 * TO 92"
Q 0010 200100870	01	TRANST HP SI N*BUX 87 * TO 126"
Q 0011 200155510	00	TRANST LP SI N*2N 5551 * TO 92"
Q 0012 200123693	00	TRANST LP SI N*MPS 2369 * TO 92"
Q 0013 200123693	00	TRANST LP SI N*MPS 2369 * TO 92"
Q 0014 200142581	00	TRANST LP SI P*PN 4258 * TO 92"
Q 0015 200142581	00	TRANST LP SI P*PN 4258 * TO 92"
Q 0016 200142581	00	TRANST LP SI P*PN 4258 * TO 92"
Q 0017 200154010	00	TRANST LP SI P*2N 5401 * TO 92"
Q 0018 200155510	00	TRANST LP SI N*2N 5551 * TO 92"
Q 0019 200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55" TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
Q 0020 200102142	01	INANDI EL DI I DO E I
Q 0021 200102142	01	TRANST LP SI P*BC 214 * X 55" TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
Q 0022 200102142	01	INAMBI EL SI I BO ELT
Q 0023 200104490	01	
Q 0024 200104490	01	
Q 0025 200104490	01	
Q 0026 200104490	01	
Q 0027 200104490	01	
Q 0028 200104490	01	TRANST LP SI P*BFQ 52 * TO 72" TRANST LP SI P*BFQ 52 * TO 72"
Q 0029 200104490	01	TRANST LP SI P*BFQ 52 * TO 72"
Q 0030 200104490 Q 0033 200104410	01	TRANST EC SI N*U 441 *MATCHE TO 71"
	01	TRANST LP SI N*2N 918 * TO 72"
	01	TRANST LP SI N*2N 918 * TO 72"
Q 0035 200109180 R 0001 017700102	00	RES 20 OHM 10 % 0,4 W CARBON FUSIBLE
R 0001 017700102	00	RES 100 K 5 % 0,25W CARBON
R 0002 010421000		POT 2,2K 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI
R 0003 103912200		RES 34 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0004 041326340		RES 619 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0005 041300190		RES 10 K 5 % 0,25W CARBON
R 0000 010420100		POT 1 K 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI
R 0008 041310976		RES 9,76 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0009 041303160		RES 316 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0010 016410200		RES 2 K 5 % 0,25W CARBON
R 0011 041310143		RES 1,43 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM
		Action and Carlot and

	0012	105911000		POT					M PLAC	HOR		CI
	0013	041310324		RES	3,24		1	%		METAL		D PPM
	0014	016420220			22	K	5	%		CARBON	1	
F		041310383		RES	3,83		1	%		METAL		D PPM
	0016	083703822		RES	0,22		5	76		BOBINE	2	
	0017	041320200			20	K	1	7		METAL	50) PPM
_	0018	041320200			20	K	1	7		METAL) PPM
R		016420100			10	K	5	7		CARBON		
R		016410200		RES	2	K	5	7		CARBON		
	0021	016401000			00	OHM	5	7		CARBON		
	0022	016420150	0.0		15	K	5	70		CARBON		
	0023	016410100	00	RES	1	K		70		CARBON		
		016400100			10	OHM	5	4	0,25W	CARBON		
	0025	083703822		RES	0,22	OHM	5	7	1 W	BOBINE		
	0026	083703810		RES	0,1	OHM	5	7	1 W			
	0027	083703810	00	RES	0,1	OHM	5	7		BOBINE		
	0028	016410100	00	RES	1	K	-	7		CARBON		
	0030	016410100 016401000	00	RES	1		5	70		CARBON		
	0030	105900470		RES 1		OHM	5	70		CARBON	MESC.	- 45
	0031	041303010				20%A			M PLAQ			CI
	0033	016400470		RES 3	47	OHM	1	70		METAL	50	PPM
	0034	041320100			10	OHM	5	%		CARBON		-
	0035	041320100			10	K K	1	%		METAL		PPM
R		016421000		RES 10		K	1	%		METAL		PPM
R		016423900		RES 39		K	5	%		CARBON		
R		016410100	00	RES	1	K	5	%		CARBON		
R		016410200	00	RES	2	K	5	%		CARBON		
R		016420100			10	K	5	70		CARBON		
	0041	016410100	00	RES	1	K	5	%		CARBON		
	0042	016400018		RES	1,8	OHM	5	70		CARBON		
	0043	041320511			51,1	K	1	%		METAL		DDM
	0044	105922200				20%A			1 PLAQ	HOR	50	PPM
R	0045	897500295	00	POTC I	BCS 2	. 2MAI	1 +			VOIR P	TAN	
R	0046	016421000		RES 10	00	K	5	%		CARBON	LAIN	5220
R	0047	016421000		RES 10		K	5	%		CARBON		
R	0048	016420510		RES 5		K	5			CARBON		
R	0049	016410430				K		%		CARBON		
		016404700		RES 47		OHM		70		CARBON		
		016420150		RES 1	5	K	5	9		CARBON		
	0052	016423900		RES 39	0	K	5	70		CARBON		
	0053	016420100		RES 1	0	K	5	70		CARBON		
	0054	068100633		RES 3	3	M	5	%	0,5 W			
	0056	068100633	00	RES 3	3	M	5	70	0,5 W			
	0057	016732200		RES		M	5	%		CARBON		
	0058	068100633	00	RES 3	3	M	5		0,5 W			
	0059	016420750		RES 7	5	K	5	70		CARBON		
	0060	105400510	00		1 M	20%A	CAR	TRIM	PLAQ	HOR	CI	
	0061	897500294	00	POTC 1		A VOI	R PL	AN				5228
	0062	033633110		RES 10					0,5 W	CARBON		
	0063	016410510					5			CARBON		
	0064	016420100		RES 1		K	5			CARBON		
	0065	016426200		RES 62						CARBON		
Ц	0066	016421100		RES 11	0	K	5	%	0,25W	CARBON		

R 0068 R 0069 R 0071 R 0072 R 0074 R 0075 R 0076 R 0077 R 0078	016420300 016420150 105942200 105942200 105410310 016405600 016400510 016410510 041310374 105912200		RES RES RES POT	2,2M 10 K 560 51 5,1 3,74 2,2K	20%A 20%A OHM OHM K K 20%A	CER CAR 5 5 5 1 CER	% 0,25W TRIM PLAQ TRIM PLAQ TRIM PLAQ % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W TRIM PLAQ	HOR M VER CARBON CARBON CARBON METAL HOR	CI 50	CI CI PPM CI
R 0080 R 0081 R 0082 R 0083 R 0084 R 0085 R 0086 R 0087	016426200 108600310 016405100 016410100 016400430 016401000 016401500 016400470	00	RES POT RES RES RES RES RES	10 K 510 1 43 100	K 20%A OHM K OHM OHM OHM	5 CER 5 5 5 5 5	TRIM ROND % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W	CARBON HOR O CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	,75	W CI
R 0088 R 0089 R 0090 R 0091 R 0092 R 0093 R 0094	041303830 016410100 016410620 016410330 016400620 041304320 041309530	00	RES RES RES RES RES RES	383 1 6,2 3,3 62 432 953	OHM K K K OHM OHM	1 5 5 5 5 1 1	% 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W %	METAL CARBON CARBON CARBON CARBON METAL METAL	50 50	PPM PPM PPM
R 0095 R 0096 R 0097 R 0098 R 0099 R 0100 R 0101	108600047 016420470 016410100 016410510 016410200 016701000 016401600	00	POT RES RES RES RES RES	2 100 160	K K K K OHM	CER 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	% 0,25W 0,25W % 0,25W % 0,5 W % 0,25W	HOR O CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON		
R 0102 R 0103 R 0104 R 0105 R 0106 R 0107 R 0108 R 0109	041310150 016400680 041310909 041310909 016421000 016421000 016421000 016420100		RES RES RES RES RES RES RES	100	K OHM K K K K K	1 5 1 1 5 5 5 5	% 0,25W 0,25W 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W %	METAL CARBON METAL METAL CARBON CARBON		PPM PPM PPM
R 0110 R 0111 R 0112 R 0113 R 0114 R 0115 R 0116	016431000 016420100 016431000 016431000 016420100 035203122 016410100	00	RES RES RES RES RES RES RES	1 10 1 1	M K M M K OHM	555555555	% 0,25W 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,12W		150	PPM
R 0117 R 0124 R 0125 R 0126 R 0127 R 0128 R 0129	035203211 016420100 016420100 016420470 016421000 016421000 016400100	30	RES RES RES RES	1, 1 10 10 47 100 100	K K K K K K OHM	55555555	% 0,12W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W % 0,25W %	CARBON METAL CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	100	PPM

R O'R O'R O'R	131 132	016431000 016421000 016421000 016421000		RES	1 100 100 100	M K K	5 5 5 5	80 80 80 80 80	0,250	I CARBON I CARBON I CARBON	1	
R O'R	_	016421000 016421000			100	K	5	7	0,25	CARBON	J	
R O		016421000			100	K	5	44 44		CARBON CARBON		
R O		041304990			499	OHM	1	7		METAL		PPM
R 01		016410100	00	RES		K	5	1		CARBON) FFM
R 01		016420100		RES	10	K	5	4		CARBON		
R 01		016431000		RES		H	5	1		CARBON		
R 01		016425100			510	E	5	1		CARBON		
		016421000		RES		K	5	2		CARBON		
R 01	-	016421000		RES		<u>E</u>	5	7		CARBON		
		016421000		RES		K	5	7.		CARBON		
R 01		016421000		RES		K	5	24 24		CARBON		
		016420510		RES	51	K	5	7		CARBON		
		016410510		RES	5,1	K	5	4		CARBON		
R 01	51	016421000			100	K	5	4		CARBON		
R 01		016421000			100	K	5	9		CARBON		
R 01		041310150		RES	1,5	K	1	%		METAL	50	PPM
R 01		016400100		RES	10	OHM	5	%		CARBON		
R 01		016420100		RES	10	K	5	%		CARBON		
R 01		016431000 016420470		RES	1	M	5	%		CARBON		
R 01		016421000		RES RES	47	K K	5	%		CARBON		
R 01		016420470		RES	100 47	K	5	%		CARBON		
R 01		016410110		RES	1,1	K	5	%		CARBON		
R 01		016410100	00	RES	1	K	5	%		CARBON CARBON		
R 01		016420100		RES	10	K	5	%		CARBON		
R 01		016420100		RES	10	K	5	%		CARBON		
R 01		016420100		RES	10	K	5	%		CARBON		
R 01		016420100		RES	10	K	5	%	0,25W	CARBON		
R 01		016420100 016410100	00	RES	10	K	5	%		CARBON		
R 01		016410100	00	RES	1	K K	5	%		CARBON		
R 01		016410100	00	RES	1	K	-	10		CARBON		
R 01		016732200	00	RES	2,2	M	5	%		CARBON CARBON		
R 01		041320133		RES	13,3	K	1	%		METAL	50	PPM
R 01	73 (041304640		RES	464	OHM	1	%		METAL		PPM
R 01		016420100		RES	10	K	5	%		CARBON	50	LLII
R 01'		016420100		RES	10	K	5	%		CARBON		
R 01'		016410510		RES	5,1	K	5	50 50 50 50 50 50 50		CARBON		
R 01'		035203210		RES	1	K	5	%	0,12W		100	PPM
R 01		041310261 035203139		RES	2,61	K	1	%	0,25W			PPM
R 018		041302490		RES		OHM	5	10	0,12W		100	
R 018		041307870		RES		OHM	1	7	0,25W			PPM
R 018		035203118		RES		OHM	5	%	0,12W		100	PPM
R 018	33 (035203120		RES		OHM	5	%	0,12W		100	
R 018		035203120		RES	200	OHM	5	%	0,12W		100	
R 018		035203118		RES		OHM	5	%	0,12W	METAL	100	
R 018	36 (035203118		RES	180	OHM	5	%	0,12W	METAL	100	PPM

R 0187 R 0188 R 0190 R 0191 R 0192 R 0193 R 0195 R 0196 R 0197 R 0198 R 0199 R 0200 R 0202 R 0203 R 0204 R 0205 R 0206 R 0207 R 0208	035203120 035203118 035203118 035203110 035203120 035203120 035203118 035203120 035203120 035203120 035203120 035203130 041310499 041310249 041310698 108600147 035203091 041310174 041310931 041300499 016400100		RES 200 RES 180 RES 180 RES 200 RES 200 RES 180 RES 200 RES 180 RES 200 RES 300 RES 4,99 RES 2,49 RES 6,98 POT 470 U RES 91 RES 1,74 RES 9,31 RES 49,9 RES 10	OHM OHM OHM OHM OHM OHM OHM OHM K K C C OHM K C C OHM	5555555555111ER	77777777777777777777777777777777777777	0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W	METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL CARBON	100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 0,75% 100 50 50	PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM
R 0209 R 0210 R 0211 R 0212 R 0213 R 0214 R 0215 R 0216 R 0217 R 0218 R 0220 R 0221 R 0222 R 0223 R 0222 R 0223 R 0224 R 0225 R 0226 R 0227 R 0228 R 0227 R 0228 R 0229 R 0230 R 0231 R 0232 R 0233 R 0234 R 0235 R 0237 R 0238	016400100 041310383 035203151 035203110 035203210 035203210 041310383 035203151 035203110 035203111 035203111 035203110 041329090 041321100 041329090 041321100 041320499 041329530 016400220 105902200 016404700 016403000 016410100 016403000 016410160 016403000 016401000 016401000 016400100 016400100	00	RES 10 RES 3,83 RES 510 RES 100 RES 270 RES 1 RES 1 RES 3,83 RES 510 RES 100 RES 110 RES 1 RES 909 RES 110 RES 22,1 RES 49,9 RES 953 RES 22	OHM	515555515555111115	RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR	0,25W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,25W	CARBON METAL	50 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 100	PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM

D colle	0161101000		DEC 100 CON 5 5 0 050 00000
R 0243	016401000		RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0244	016401000		RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0245	016404700		RES 470 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0246	016404700		RES 470 OHM 5 \$ 0,25W CARBON
R 0247			RES 470 OHM 5 \$ 0,25W CARBON
R 0248	016420100		RES 10 K 5 % 0,25W CARBON
	035203051		RES 51 OHM 5 \$ 0,12W METAL 100 PPM
	041310165		RES 1,65 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0251			RES 536 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM
	035203010		RES 10 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
	035203010		RES 10 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
	035203110		RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
	035203110		RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
	016401000		RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0257			RES 100 K 5 % 0,25W CARBON
R 0258	016735100		RES 5,1 M 5 % 0,5 W CARBON
R 0259	016701300		RES 130 OHM 5 % 0,5 W CARBON
R 0260	016701300		RES 130 OHM 5 % 0,5 W CARBON
RR0001	087810470	00	RESEAU RES 100 K 7 2 % IDEN SIL 8
RR0002	087813340	00	RESEAU RES 10 K 4 2 % IDEN SIL 8
RR0003	087813340	00	RESEAU RES 10 K 4 2 % IDEN SIL 8
RR0004	087810470	00	RESEAU RES 100 K 7 2 % IDEN SIL 8
RR0005	087813340	00	RESEAU RES 10 K 4 2 % IDEN SIL 8
RROOO6	087813088	00	RESEAU RES 22 OHM 4 2 % IDEN SIL 8
RR0007	087813088	00	RESEAU RES 22 OHM 4 2 % IDEN SIL 8
RR0008	087810470	00	RESEAU RES 100 K 7 2 % IDEN SIL 8
RR0009	087810470	00	RESEAU RES 100 K 7 2 % IDEN SIL 8
S 0001	892800021	00	COMMUTATEUR SIEMENS POUR CI 1 ELEMENT
S 0002	892800021	00	COMMUTATEUR SIEMENS POUR CI 1 ELEMENT
S 0003	892800021	00	COMMUTATEUR SIEMENS POUR CI 1 ELEMENT
S 0004	218114202	00	COMMUT LEVIE 2P BIP INV CI-CD
S 0005	892800021	00	COMMUTATEUR SIEMENS POUR CI 1 ELEMENT
T 0001	889600161	00	TRANSFO CONV 5277 TC69294
TP0001	214447330		CONNEC CI IMP EMB MAL 1C POST
TP0002	214447330	4.755	CONNEC CI IMP EMB MAL 1C POST
U 0001	266007830	00	CI INT LIN BIP*TL 783CKC *REGUL TO 220"
U 0002	266007830	00	CI INT LIN BIP*TL 783CKC *REGUL TO 220"
U 0003	266007230	01	CI INT LIN BIP*UA 723CN *REGUL DIL 14"
U 0004	265000812	00	CI INT LIN BIP*TL 081CP *AMP OP DIL 8"
U 0005	266078050		CI INT LIN BIP MC 7805CT REGUL P TO 220
U 0006	266007230	01	CI INT LIN BIP*UA 723CN *REGUL DIL 14"
U 0007	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
8000 U	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0009	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0010	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0011	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0012	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0013	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0014	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0015	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0016	264040760		CI INT LOG CMS MC 14076BCP BISTA DIL 16
U 0017	264045841	00	CI INT LOG CMS*MC 14584BCP *DIVER DIL 14"
U 0018	260040930	00	CI INT LOG CMC*MC 14093BCP *PORTE DIL 14"
U 0019	264040290	00	CI INT LOG CMS*MC 14029BCP *COMPT DIL 16"
0 001)	204040230		The state of the s

	0020	264040510	01	CI				*MU-PLEX	DIL 16"
U	0021	264040130		CI			13BCP	BISTA	TO 116
U	0022	264045841	00	CI			84BCP	*DIVER	DIL 14"
U	0023	264040010		CI	INT LO		01BCP	PORTE	TO 116
U	0024	264040490	01	CI	INT LOC	CMS MC 140	49UBCF	DIVER	DIL 16
U	0025	264045841	00	CI	INT LOC		84BCP	*DIVER	DIL 14"
U	0026	264040130		CI	INT LOC	CMS MC 140	13BCP	BISTA	TO 116
U	0027	264040660	00	CI	INT LOC	CMS*MC 140	66BCP	*DIVER	DIL 14"
U	0028	260040930	00	CI	INT LOC	CMC*MC 140	93BCP	*PORTE	DIL 14"
	0029	264040660	00	CI	INT LOC		66BCP	*DIVER	DIL 14"
	0030	264040010		CI	INT LOC		01BCP	PORTE	TO 116
	0031	264040130		CI	INT LOC		13BCP	BISTA	TO 116
	0032	264040010		CI	INT LOC		01BCP	PORTE	TO 116
	0033	264040490	01	CI	INT LOG		49UBCP		DIL 16
	0034	264040130		CI	INT LOG		13BCP	BISTA	TO 116
	0035	264040510	01	CI	INT LOG			*MU-PLEX	DIL 16"
	0036	264040130		CI	INT LOG		13BCP	BISTA	TO 116
	0037	264040130		CI	INT LOG		13BCP	BISTA	TO 116
	0038	260040930	00	CI	INT LOG			*PORTE	DIL 14"
	0039	264040290	00	CI	INT LOG			*COMPT	DIL 16"
	0040	264040510	01	CI	INT LOG			*MU-PLEX	DIL 16"
	0041	264040500		CI	INT LOG		OBCP	DIVER	DIL 16
	0042	261041570	01	CI	INT LOG			*DIVER	DIL 16"
	0043	261041570	01	CI	INT LOG			*DIVER	DIL 16"
	0044	264040500		CI	INT LOG		OBCP	DIVER	DIL 16
	0045	264040290	00	CI	INT LOG			*COMPT	DIL 16"
	0046	264040510	01	CI	INT LOG			*MU-PLEX	DIL 16"
	0048	261041320	01	CI	INT LOG	TTL*SN74LS13		*DIVER	DIL 14"
U (0049	261004740	01	CI	INT LOG	TTL*SN 74LS7		BISTA	DIL 14"
U (0050	261004740	01	CI	INT LOG	TTL*SN 74LS7		BISTA	DIL 14"
U (0051	261004000	01	CI	INT LOG	TTL*SN 74LSC			DIL 14"
	0052	890100348	00	CI	INTEGRE	MEMOIRE U52		- 01111	5228
	0053	890100349	00	CI	INTEGRE				5228
U	0054	264040500		CI	INT LOG				2220

7522810	002 NOI	MEN (CI Z2 BASE DE 1	TEMPS	5	228TK
1522010		ILIO C	,1 ZZ DADE DE			
	200240800		SUPP 8C DII	L 8 S0	UD CU-AL	ETAME H=4,1
	200241400		SUPP 14C DI	L 14 SO	UD CU-AL	ETAME H=4,1
	200241600		SUPP 16C DII	L 16 SO	UD CU-AL	ETAME H=4,1
	200242400	00	SUPP 24C DII	L 24 SO	UD CU-AL	
	214421059	00	CONNEC CI IMP			DORE 396
	214429002	00	CONNEC LIMANI			
	214429042	00	CONNEC LIMANI			
	214447330		CONNEC CI IME			
	214513115	01				
	215520011	00				
	238502000		CABLE ORDIN	1C S 0,60	2.5 BLAN	1
	302000011	01				
	652280060		COMMENTAIRE (5228
	652280064	00	SPECIF MONTAG	GE CABLAGE	CI Z2	5228
	652280811		SCHEMA ELECT.			
	652280812		SCHEMA ELECT.	BASE DE T	EMPS B1	5228
	652280813		SCHEMA ELECT.	BASE DE T	EMPS B2	5228
	652280814		SCHEMA ELECT.	COMMUTATE	UR BALAYAC	E B1 5228
	652280815		SCHEMA ELECT.	COMMUTATE	UR BALAYAC	SE B2 5228
	652280201		SCHEMA ELECT.			
	652280817		SCHEMA ELECT.			5228
	652280818		SCHEMA ELECT.		E	5228
			RECAP CI Z2 E			5228
	857034001	01	CABLA PLOT CI	FOURCHE	1.3 MOLET	(SANS PLAN)
	859024001	00	MANCHON RACCO	ORD AXE"	.,5000.	(Onto L Date)
	862554106		AXE RALLONGE			5228
	867532091		PLAQUETTE BLI		R CT 72	5228
	882041004	01	SUPPORT TRANS		. 01 22	7220
A 0001	890304001	00	CI INT HYBRID		YNC CAHIER	DES CHARGES
	890304001	00	CI INT HYBRID	E AMPLI S	YNC.CAHIER	DES CHARGES
	145501410	00		1F-20+80	25V CERAM	
	149010121			PF 5 %		
	149512205	00		F 20 %		
	156826010			F-10+50	35V CHIMI	C RAD 508
			CAP 10 M	F-10+50	35V CHIMI	C RAD 508
C 0006	149321002			F-20+100	63V CERAM	
C 0007	149321002			F-20+100	63V CERAM	
C 0013	177331447	00		IF 10 %	63V POLYE	
C 0014	156808110			IF-10+50		C RAD 508
C 0015	156838947			IF-10+50		C RAD 508
C 0016	163020910		CAP 1 M	IF 20 %	25V CHIMI	
C 0017	149321002			F-20+100	63V CERAM	
C 0018	149314702			F-20+80	63V CERAM	
C 0024	156819110			F-10+50		C RAD 508
C 0025	156819110			F-10+50		C RAD 508
C 0026	149510825	00		F 10 %	63V CERAM	
C 0027	145501410			F-20+80		
C 0028	156826010		,	F-10+50	35V CHIMI	
C 0029	149321002			F-20+100	63V CERAM	
	149010101			F 5 %	63V CERAM	
	149321002		CAP10000 P			
	149001505	00		F 5 %	63V CERAM	
					-	200

C 0034 149002205 C 0035 156819110 C 0036 156819110	CAP	22 PF 5 % 100 MF-10+50		
C 0038 149010271	CAP	100 MF-10+50	25V CHIMIC RAD 508	
C 0039 149001205	OO CAP	270 PF 5 %	63V CERAM 1 508	
C 0041 149510825	00 CAP	12 PF 5 % 820 PF 10 %	63V CERAM 1 508	
C 0042 145501410	OO CAP	- , - /	63V CERAM 2 508	
C 0043 145501410	OO CAP	0,1 MF-20+80 0,1 MF-20+80	25V CERAM 3 RAD 508	
C 0044 149010101	CAP	100 PF 5 %	25V CERAM 3 RAD 508	
C 0045 149002705	OO CAP	27 PF 5 %	63V CERAM 1 508 63V CERAM 1 508	
C 0046 151000188	00 CAP	3,9 PF 27	100V AJUST PTFE 508	
C 0047 149003305 C 0048 142601182	OO CAP	33 PF 5 %	() !!	
	OO CAP	820 PF 5 %	50V CERAM 1 RAD	
C 0049 151000188 C 0050 177330410	OO CAP	3,9 PF 27	100V AJUST PTFE	
C 0051 149003305	01 CAP 00 CAP	0,1 MF 10 %	63V POLYEST RAD 508	
C 0052 177338610	OO CAP	33 PF 5 %	63V CERAM 1 508	
C 0054 177331422	O1 CAP	10 MF 5 %	63V POLYEST RAD 2750	
C 0055 149210561	10/10/1	0,22 MF 20 % 560 PF 10 %	63V POLYEST RAD 750	
C 0056 156838947	OO CAP	4,7 MF-10+50	500V CERAM 2 508	
C 0057 149414701		700 PF-20+50	63V CHIMIC RAD 508	
C 0058 177330347	00 CAP47	000 PF 10 %	500V CERAM 2 508 63V POLYEST RAD 508	
C 0059 156819110	CAP	100 MF-10+50	25V CHIMIC RAD 508	
C 0060 145501410 C 0061 151000188	OO CAP	0,1 MF-20+80	25V CERAM 3 RAD 508	
C 0061 151000188 C 0062 149003305	OO CAP	3,9 PF 27	100V AJUST PTFE	
C 0063 190012310	00 CAP	33 PF 5 %	63V CERAM 1 508	
C 0064 177330510	00 CAP100	- /-	63V POLYPRO RAD 508	
C 0065 149003305	OO CAP	1 MF 10 %	63V POLYEST RAD 750	
C 0066 151000188	OO CAP	33 PF 5 % 3,9 PF 27	63V CERAM 1 508	
C 0067 149321002	CAP100	3,9 PF 27 000 PF-20+100	100V AJUST PTFE	
C 0068 156819110		100 MF-10+50	63V CERAM 2 508	
C 0071 156819110		100 MF-10+50	25V CHIMIC RAD 508	
C 0072 163020010 C 0073 149321002	OO CAP	10 MF 20 %	25V CHIMIC RAD 508 25V CHIMIC RAD 508	
1005	CAP100	000 PF-20+100	63V CERAM 2 508	
C 0074 149321002 C 0075 156838947	CAP100		63V CERAM 2 508	
C 0076 170531002	OO CAP	4,7 MF-10+50	63V CHIMIC RAD 508	
C 0077 149421001	O1 CAP CAP100	0,1 MF 10 % 2	250V POLYEST RAD 1016	
C 0078 149421001	CAP100		500V CERAM 2 762	
C 0079 154907031	OO CAP		500V CERAM 2 762	
C 0080 149101801		10	250V AJUST CERAM TUB	
C 0081 170531002	O1 CAP		500V CERAM 1 508	
C 0082 151000188	OO CAP		250V POLYEST RAD 1016 OOV AJUST PTFE	
C 0083 149101801 C 0084 154907031		40	0011 00011	
- , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,	OO CAP	0,5 PF 3 2	50V AJUST CERAM TUB	
C 0085 149213301 C 0086 170531002	CAP 330	OU PF 10 % 5	00V CERAM 2 762	
C 0087 149421001	O1 CAP	0,1 MF 10 % 2	50V POLYEST RAD 1016	
C 0088 149314702	CAP 1000	PF-20+50 5	00V CERAM 2 762	
C 0089 149321002	CAP 470		63V CERAM 2 508	
C 0090 149211001	CAP 100		63V CERAM 2 508	
C 0091 149321002	CAP 1000		OOV CERAM 2 508	
C 0092 149321002	CAP1000		53V CERAM 2 508 53V CERAM 2 508	
			508 CERAM 2 508	

C 0093 149321002		CAP10000	DE 20.100	63V GEDAN 0
C 0094 156819110		CAP 100	PF-20+100 MF-10+50	500
C 0095 156819110		CAP 100	MF-10+50	25V CHIMIC RAD 508 25V CHIMIC RAD 508
C 0096 170531002	01		MF 10 %	250V POLYEST RAD 1016
C 0097 170531002	01		MF 10 %	250V POLYEST RAD 1016
C 0098 149010331		CAP 330	PF 5 %	63V CERAM 1 508
C 0099 145501410	0.0		MF-20+80	25V CERAM 3 RAD 508
C 0100 149321002		CAP10000	PF-20+100	63V CERAM 2 508
C 0101 149321002		CAP10000	PF-20+100	
C 0102 149321002		CAP10000	PF-20+100	63V CERAM 2 508
C 0103 163020010		CAP 10	MF 20 %	25V CHIMIC RAD 508
C 0104 163020010	00		MF 20 %	25V CHIMIC RAD 508
C 0105 149511005	00		PF 10 %	63V CERAM 2 508
C 0106 156808110	00		MF-10+50	10V CHIMIC RAD 508
C 0107 156826010 C 0108 156826010	01		MF-10+50	35V CHIMIC RAD 508
	01		MF-10+50	
C 0109 149321002 C 0110 149321002		CAP10000		
C 0111 149004705	00		PF-20+100	500
C 0112 149002205	00		PF 5 %	500
C 0114 149002705	00	CAP 22 CAP 27	PF 5 %	63V CERAM 1 508
C 0115 149321002	00	CAP10000	PF 5 % PF-20+100	63V CERAM 1 508
C 0116 149001005	00	CAP 10	PF 5 %	500
C 0117 149321002	00	CAP 10000	PF-20+100	
C 0118 149321002		CAP10000	PF-20+100	500
C 0119 149003905	00	CAP 39	PF 5 %	63V CERAM 2 508 63V CERAM 1 508
C 0120 149004705	00	CAP 47	PF 5 %	63V CERAM 1 508
C 0122 163020010	00	CAP 10	MF 20 %	25V CHIMIC RAD 508
C 0123 149321002		CAP10000	PF-20+100	63V CERAM 2 508
C 0124 156826022	01	CAP 22	MF-10+50	35V CHIMIC RAD 508
C 0125 163028022	00	CAP 22	MF 20 %	10V CHIMIC RAD 508
C 0126 149511005	00	CAP 1000	PF 10 %	63V CERAM 2 508
C 0127 149511005	00	CAP 1000	PF 10 %	63V CERAM 2 508
C 0128 149511005 C 0129 149511005	00	CAP 1000	PF 10 %	63V CERAM 2 508
C 0129 149511005 C 0130 149010101	00	CAP 1000	PF 10 %	63V CERAM 2 508
C 0130 149010101		CAP 100	PF 5 %	63V CERAM 1 508
C 0132 149010101		CAP 100	PF 5 %	63V CERAM 1 508
C 0133 163020010	00	CAP 100 CAP 10	PF 5 %	63V CERAM 1 508
C 0134 163020947	00	CAP 4,7	MF 20 %	25V CHIMIC RAD 508
C 0135 149321002	00	CAP10000	PF-20+100	25V CHIMIC RAD 508 63V CERAM 2 508
C 0136 149321002		CAP 10000	PF-20+100	
C 0137 149010101		CAP 100	PF 5 %	
C 0138 149010101		CAP 100	PF 5 %	63V CERAM 1 508 63V CERAM 1 508
C 0139 156826010	01	CAP 10	MF-10+50	35V CHIMIC RAD 508
C 0140 163020010	00	CAP 10	MF 20 %	25V CHIMIC RAD 508
C 0141 149003305	00	CAP 33	PF 5 %	63V CERAM 1 508
C 0142 156826022	01	CAP 22	MF-10+50	35V CHIMIC RAD 508
C 0143 149010101		CAP 100	PF 5 %	63V CERAM 1 508
C 0144 145501410	00		MF-20+80	25V CERAM 3 RAD 508
C 0145 145501410	00		MF-20+80	25V CERAM 3 RAD 508
C 0146 156826010 C 0147 149010151	01		MF-10+50	35V CHIMIC RAD 508
CR0001 200344480	01	CAP 150	PF 5 %	63V CERAM 1 508
2001 200344400	U	DIOD SPCIAL*	1N4448	* 75 V SWITC"

CR0002	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0003	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0004			
CR0005	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0006	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0007	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0008	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
			그 (그) 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
CR0009	200707001	01	
CR0010	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0011	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0012	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0013	200335950	00	DIOD GENERL*1N3595E3DHD*150V 200 MA"
and the second second second	2003333930	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0014	The state of the s		
CR0015	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0016	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0017	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0018	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0019			
CR0020	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0021	200335950	00	DIOD GENERL*1N3595E3DHD*150V 200 MA"
CR0022	200342440	01	DIOD SPCIAL* 1N4244 * 20 V SWITC"
CR0023	200744840	02	DIOD LUMIN 3 MM ROUGE 254
	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0024			
CR0025	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0026	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0027	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0028	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0029	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0030	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0031	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0032	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0033	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CROO34	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
			그 이 전에 가게 되었다. 하는 선생님은 그리고 있다면 사람이 되었다면 하는데 하는데 하는데 되었다면 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데
J 0001	889504722	00	CONNECT BERG 10 CONTACTS DORES/214465280
J 0002	889504723	00	CONNECT BERG 11 CONTACTS DORES/214465280
J 0008	214421059	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO DORE 396
J 0015	214421059	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 5C PICO DORE 396
K 0001	210901203	01	RELAIS REED 12V 10W 1000 OHM 1C T DIP
L 0001	212600100	01	ACMAG PERLE 3,7X1,2X3,5-4A1 FEROX
		01	
L 0003	212024701		SELF 47 MUH 5 % FER
Q 0001	200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0002	200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0003	200109180	01	TRANST LP SI N*2N 918 * TO 72"
Q 0004	200109180	01	TRANST LP SI N*2N 918 * TO 72"
Q 0005	200102142	01	
Q 0006	200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0007	200142581	00	TRANST LP SI P*PN 4258 * TO 92"
Q 0008	200142581	00	TRANST LP SI P*PN 4258 * TO 92"
Q 0009	200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
	200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0011	200101840	01	111111111111111111111111111111111111111
Q 0012	200123693	00	TRANST LP SI N*MPS 2369 * TO 92"
Q 0013	200123693	00	TRANST LP SI N*MPS 2369 * TO 92"
Q 0014	200102142	01	TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
0.5			

Q	0015	200142581	00	TRANST	LP	SI	P*PN	4258	*	TO 92"
	0016	200142581	00	TRANST	LP	SI	P*PN	4258	*	TO 92"
	0017	200102142	01	TRANST	LP	SI	P*BC	214	*	X 55"
	0018	200103040	01	TRANST	EC	SI	N*J	304	*	TO 92"
	0019	200123693	00	TRANST	LP	SI	N*MPS	2369	*	TO 92"
	0020	200101840	01	TRANST	LP	SI	N*BC	184	*	X 55"
	0021	200101840	01	TRANST	LP	SI	N*BC	184	*	X 55"
	0022	200102142	01	TRANST	LP	SI	P*BC	214	*	X 55"
	0023	200101840	01	TRANST	LP	SI	N*BC	184	*	X 55"
	0024	200102142	01	TRANST	LP	SI	P*BC	214	*	X 55"
	0025	200101840	01	TRANST		SI	N*BC	184	*	X 55"
	0026	200101840	01	TRANST		SI	N*BC	184	*	X 55"
	0027	200101840	01	TRANST		SI	N*BC	184	*	X 55"
	0028	200142581	00	TRANST		SI	P*PN	4258	*	TO 92"
	0029	200142581	00	TRANST		SI	P*PN	4258	*	TO 92"
	0030	200102142	01	TRANST			P*BC	214	*	X 55"
	0031	200142581	00	TRANST			P*PN	4258	*	TO 92"
	0032	200142581	00	TRANST			P*PN	4258	*	TO 92"
	0033	200102142	01	TRANST			P*BC	214	*	X 55"
	0034	200142581		TRANST				4258	*	TO 92"
	0035	200103040	01	TRANST	EC	SI	N*J	304	*	TO 92"
	0036	200123693	00	TRANST				2369	*	TO 92"
	0037	200101840	01	TRANST				184	*	X 55"
Q		200101840	01	TRANST				184	*	X 55"
	0039	200102142	01	TRANST				214	*	X 55"
	0040	200102142	01	TRANST				214	*	X 55"
Q	0041	200101840		TRANST				184	*	X 55"
Q	0042	200142581	00	TRANST			P*PN	4258	*	TO 92"
Q		200101840	01		LP		N*BC	184	*	X 55"
Q	1.1	200101840	01		LP	SI	N*BC	184	*	X 55"
Q		200101840	01	TRANST	LP	SI	N*BC	184	*	X 55"
Q		200101750	01	TRANST	EC	SI	P*J	175	*	TO 92"
Q		200101840	01	TRANST	LP	SI	N*BC	184	*	X 55"
Q	0048	200101750	01	TRANST	EC	SI	P*J	175	*	TO 92"
Q		200101840	01		LP	SI	N*BC	184	*	X 55"
Q		200101750	01	TRANST	EC	SI	P*J	175	*	TO 92"
	0051	200123693	00	TRANST				2369	*	TO 92"
	0052	200102142	01	TRANST				214	*	X 55"
	0053	200123693	00	TRANST				2369	*	TO 92"
	0054	200128940	01	TRANST				2894	*	TO 18"
	0055	200123693	00	TRANST			N*MPS	2369	*	TO 92"
	0056	200128940	01	TRANST			P*2N	2894	*	TO -18"
	0057	200123693	00	TRANST			N*MPS	2369	*	TO 92"
	0058	200128940	01	TRANST			P*2N	2894	*	TO 18"
	0059	200100512	01	TRANST		SI	N*BFT	51	*	TO 39"
	0060	200101840	01	TRANST			N*BC	184	*	X 55"
	0061	200151600	01	TRANST			P*2N	5160	*	TO 39"
	0062	200128940	01	TRANST			P*2N	2894	*	TO 18"
	0063	200136350	01	TRANST				3635	*	TO 5"
	0064	200155510	00	TRANST				5551	*	TO 92"
	0065	200123693	00	TRANST				2369	*	TO 92"
	0066	200123693	00	TRANST				2369	*	TO 92"
	0067	200136350	01	TRANST				3635	*	TO 5"
	0068	200155510	00	TRANST				5551	*	TO 92"
~	5550	200,00010	00					2221		10 72

Q 0069 Q 0070 Q 0071 Q 0072 Q 0073 Q 0074 Q 0075 Q 0076 Q 0077 Q 0078	200102142 200102142 200102142 200102142 200102142 200102142 200101840 200142581 200101840 200142581	01 01 01 01 01 01 01 00 01		SI P*BC SI P*BC SI P*BC SI P*BC SI P*BC SI P*BC SI P*PN SI P*BC	214 214 214 214 214 184 4258 184	* * * * * * * * *		X 55" X 55" X 55" X 55" X 55" X 55" TO 92" X 55" TO 92"
R 0001 R 0002 R 0003 R 0004	035203110 016421000 016420100 035203310		RES 100 RES 100 RES 10 RES 10	OHM 5 K 5 K 5 K 5	% % %	0,12W 0,25W 0,25W 0,12W	METAL CARBON CARBON METAL	100 PPM
R 0005 R 0006 R 0007 R 0008 R 0009	016420390 016410100 016420680 016420360 108600310	00	RES 39 RES 1 RES 68 RES 36 POT 10 K	K 5 K 5 K 5 Z 20%A C	% % % ER TRI	0,25W 0,25W	CARBON CARBON CARBON HOR	0,75W CI
R 0010 R 0012 R 0013 R 0014 R 0015	016420100 016421000 016410100 016420120 016410180	00	RES 100 RES 100 RES 1 RES 12 RES 1,8	K 5 K 5 K 5 K 5	90 90 90 90	0,25W 0,25W 0,25W 0,25W	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	
R 0016 R 0017 R 0018 R 0019 R 0020	035203210 035203210 035203110 035203215 035203110		RES 1 RES 100 RES 1,5 RES 100	K 5 OHM 5 K 5 OHM 5	70 90 90 90	0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W	METAL METAL METAL	100 PPM 100 PPM 100 PPM 100 PPM 100 PPM
R 0021 R 0022 R 0023 R 0024 R 0031	035203220 035203313 035203256 035203110 035203110	00	RES 2 RES 13 RES 5,6 RES 100 RES 100	K 5 K 5 OHM 5 OHM 5	% % % % % %	0,12W 0,12W 0,12W 0,12W 0,12W	METAL METAL METAL	100 PPM 100 PPM 100 PPM 100 PPM 100 PPM
R 0032 R 0033 R 0034 R 0035 R 0036	016401000 016420510 016409100 016420100 016410100	00	RES 100 RES 51 RES 910 RES 10 RES 1	OHM 5 K 5 OHM 5 K 5 K 5	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	0,25W 0,25W 0,25W	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	
R 0037 R 0038 R 0039 R 0040 R 0041 R 0042 R 0043 R 0044	016403600 035203330 016421000 016420510 016420100 016420100 016420100 016410750		RES 360 RES 30 RES 100 RES 51 RES 10 RES 10 RES 10 RES 7,5	OHM 5 K 5 K 5 K 5 K 5 K 5 K 5 K 5 K 5 K 5	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	0,25W 0,12W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W	CARBON	100 PPM
R 0045 R 0046 R 0047 R 0048 R 0049	016410750 041320604 035203110 016420200 016410100	00	RES 7,5 RES 60,4 RES 100 RES 20 RES 1	K 1 OHM 5 K 5 K 5	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	0,25W 0,25W 0,12W 0,25W 0,25W	CARBON METAL METAL CARBON CARBON	50 PPM 100 PPM
R 0050 R 0051	035203110 016405100		RES 100 RES 510	OHM 5 OHM 5		0,12W 0,25W	METAL CARBON	100 PPM

B	0052	016405100		RES 510	OHM	5	%	0.25W	CARBON		
		016422000		RES 200	K	5	%		CARBON		
		016422000		RES 200	K	5	%		CARBON		
		016420100		RES 10	K	5	%				
									CARBON		
		016420100		RES 10	K	5	%		CARBON		!
		897500213	00	POTC+INV 1			10K				5224
		016420200		RES 20	K	5	%	0,25W	CARBON		
		016410330		RES 3,3	K	5	%	0,25W	CARBON		
8	0060	016420200		RES 20	K	5	%	0,25W	CARBON		
8	0061	035203168		RES 680	OHM	5	%	0,12W		100	PPM
8	0062	035203243		RES 4,3	K	5		0,12W			PPM
		035203211		RES 1,1	K	5	%	0,12W			PPM
		035203110		RES 100	OHM	5	%	0,12W			PPM
		035203162		RES 620		5	%				
			00		OHM				METAL		PPM
	-	897500096	00		PTIR		1K 2		OIR PLA		
		035203110		RES 100	OHM	5	%		METAL		PPM
		035203110		RES 100	OHM	5	%		METAL	100	PPM
		016420300		RES 30	K	5	%		CARBON		
		108600122			20%A			IM ROND	HOR C	751	W CI
		016410620		RES 6,2	K	5	%	0,25W	CARBON		
B	0078	016403600		RES 360	OHM	5	%		CARBON		
B	0079	016421000		RES 100	K	5	%		CARBON		
8	0080	016420200		RES 20	K	5	%		CARBON		
	0081	016420100		RES 10	K	5	%		CARBON		
	0082	041310511		RES 5,11		1	%		METAL	50	PPM
	0083	016420300		RES 30	K	5	%			50	FFM
	0084	016407500							CARBON		
				RES 750	OHM	5	%		CARBON		
	0085	041310200		RES 2	K	1	%		METAL		PPM
	0086	041310806		RES 8,06		1	%		METAL	50	PPM
	0087	016410100	00	RES 1	K	5	%		CARBON		
	0088	041301500		RES 150	OHM	1	%	0,25W	METAL	50	PPM
	0089	016400220		RES 22	OHM	5	%	0,25W	CARBON		
3	0090	016410120		RES 1,2	K	5	%	0,25W	CARBON		
3	0091	016410100	00	RES 1	K	5	%	0,25W	CARBON		2
3	0092	041310255		RES 2,55	K	1	%		METAL	50	PPM
3	0093	016402400		RES 240	OHM	5	%		CARBON		
8	0094	016420150		RES 15	K	5	%		CARBON		
		016410100	00	RES 1	K	5	%		CARBON		
		016410200		RES 2	K	5	%		CARBON		
		016410910			K	5	%				
		016410470			K	5 5 5			CARBON		
		015410100	00	, ,		5	76		CARBON		
				RES 1	K	5	%		CARBON		
		016405600			OHM	5	%		CARBON		
		016410150		RES 1,5	K	5	%	0,25W			
		016410160		RES 1,6	K	5	%	0,25W	CARBON		
		016405100		RES 510	OHM	5	%	0,25W	CARBON		
		016403000		RES 300	OHM	5	%	0,25W	CARBON		
		041310100		RES 1	K	1	76	0,25W		50	PPM
R	0107	041310422		BES 4,22		1	%	0,25W			PPM
R		016410150		BES 1,5	K	5	%	0.25W			
		016420100		SES 10	K	5	7	0,25W			
		016400100			OHM	5	7	0,25W			
		016401000			OHM	5	5/2 5/2 B/2	0,25W			
					K	5	7/2	0 254	CARBON		
	-			12		-	10	0,234	ORIDON		

R R R R R	0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122	016400470 016410510 016405100 016410100 016420100 016405100	00	RES RES RES RES	5 47 5 5,1 5 10 10 5 10 10	K OHM K OHM K K OHM K K	555555555		0,25W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W 0,25W	CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON		
R	0123 0124	108600322 016420240	00	POT POT RES	22 H	K 20%	CE 5	R TR	KAR 20%A IM ROND	HOR CARBON		5228 W CI
R	0125 0126 0127	041310249 041310294 041310365		RES RES	2,49	9 K 4 K	1 1 1	%	0,25W 0,25W	METAL METAL	50 50	PPM PPM
R R	0128 0129	016410100 016405100	00	RES RES	1 510	K OHM	5	%	0,25W	CARBON CARBON		PPM
	0130 0131	016420100 016410100	00	RES	10	K K	5	%		CARBON		
	0132	016410100	00	RES	1	K	5	%		CARBON		
	0133	016401000		RES	100	OHM	5	%		CARBON		
	0134	016421000		RES	100	K	5	%	0,25W			
	0135	016420510		RES	51	K	5	%	0,25W			
	0136	016410510		RES	5,1	K	5	%	0,25W			
	0137	016420510	-22	RES	51	K	5	%	0,25W	CARBON		
	0138	016410100	00	RES	1	K	5	%	0,25W			
	0139	016410510	00	RES	5,1	K	5	%	0,25W			
	0140	016410100	00	RES	1	K	5	%	0,25W			
R		016410100 016410100	00	RES	1	K	5	%	0,25W			
R		016410100	00	RES	1	K	5	%	0,25W			
	0144	016410150	00	RES	1	K	5	%	0,25W			
	0145	016410390		RES	1,5	K	5	%	0,25W			
	0146	016410100	00	RES	3,9	K K	5	%	0,25W			
	0147	016410100	00	RES	1	K	5	%	0,25W			
	0148	016405100	00	RES		OHM	5	%	0,25W (
	0149	016410470		RES	4,7	K	5	%	0,25W (
R	0150	016410270		RES	2,7	K	5	%	0,25W			
R	0151	016410100	00	RES	1	K	5	%	0,25W			
	0152	016410150		RES	1,5	K	5	%	0,25W			
	0153	016400430		RES	43	OHM	5	%	0,25W			
	0154	016400360		RES	36	OHM	5	%	0,25W (
	0155	041306980			698	OHM	1	%	0,25W N		50	PPM
	0156	041310604		RES	6,04	K	1	%	0,25W M	1ETAL		PPM
	0157	016401000			100	OHM	5	%	0,25W C			
	0158	016400470		RES	47	MHO		%	0,25W C	ARBON		
	0159	016410160		RES	1,6	K	5	%	0,25W C	ARBON		
	0160	016420150		RES	15	K	5 5 5	%	0,25W C			
	0162	016400100		RES	10	OHM	5	%	0,25W C			
	0163	016401000		RES	10	K	5	%	0,25W C			
		041309530			100	OHM	5	%	0,25W C			
		041310374		RES	953 3,74	OHM	1	%	0,25W M			PPM
	0166	041310154		RES	1,54	K K	1	%	0,25W M			PPM PPM

					waren .						
R 0167	041305110			511	OHM	1			METAL	50	255
	016420100		RES		K	5		-	CARBON		
	016420100		RES		K	5			CARBON		
	016420100		RES	10	K	5			CARBON		
	016420100		RES	10	K	5			CARBON		
	016420100		RES	10	K	5		-	CARBON		
R 0173	016421000		RES		K	5			CARBON		
R 0174	016421000			100	K	5			CARBON		
R 0175	016421000			100	K	5			CARBON		
R 0176	041310200		RES	2	K	1			METAL		PPM
R 0177 R 0178	041310402		RES	4,02	K	1	%	0,25W	METAL	50	PPM
	105931000							PLAQ			CI
R 0179	105931000							PLAQ	HOR		CI
R 0180	016421000		RES		K	5			CARBON		
R 0181 R 0182	105931000				20%A			PLAQ	HOR		CI
	016421500		RES		K	5			CARBON		
R 0183 R 0184	041320681		RES	68,1	K	1			METAL		PPM
	041320681		RES	,	K	1			METAL	50	PPM
R 0185	016420240		RES	24	K	5			CARBON		
R 0186	016410300		RES	3	K	5			CARBON		
R 0187	041310976		RES	9,76	K	1			METAL	50	PPM
R 0188	016421000		RES		K	5			CARBON		
R 0189	016421000		RES		K	5			CARBON		
R 0190	016421000		RES		K	5			CARBON		
R 0191	041310976		RES	9,76		1			METAL	50	PPM
R 0192	041310374		RES	3,74		1			METAL	50	PPM
R 0193	105904700			470 U				PLAQ	HOR		CI
R 0194	041310200		RES	2	K	1		0,25W	METAL	50	PPM
R 0195	016421000			100	K	5	% (0,25W	CARBON		
R 0196	105931000			100 K	20%A	CER	TRIM	PLAQ	HOR		CI
R 0197	105931000		POT					PLAQ	HOR		CI
R 0198	016421500		RES		K	5			CARBON		
R 0199	041320681		RES	68,1	K	1			METAL	50	PPM
R 0200	041320681	00	RES	68,1	K	1			METAL	50	PPM
R 0201 R 0202	016410100	00	RES	1	K	5			CARBON		
R 0202	016410510		RES	5,1	K	5			CARBON		
R 0203	016410150		RES	1,5	K	5			CARBON		
R 0204	041310931		RES	9,31		1	%		METAL	50	PPM
R 0206	041310931 016410470		RES	- / -		1			METAL		PPM
R 0207	041304120		RES	4,7	K	5			CARBON		
R 0208		00		412	OHM	1	%	0,25W	METAL	50	PPM
R 0209	105410247 041306980	00		4,7K	20%A			PLAQ		CI	
R 0211	041310931			698	OHM	1			METAL		PPM
R 0212	016410470		RES	9,31		1			METAL	50	PPM
R 0212	041310301		RES	4,7	K	5		1.7	CARBON		
R 0214	016410470		RES	3,01		1			METAL	50	PPM
			RES	4,7	K	5			CARBON		
R 0215 R 0217	041306040 016420200			604	OHM	1			METAL	50	PPM
R 0217		00	RES	20	K	5			CARBON		
R 0219	016410100	00	RES	1	K	5			CARBON		
	041310383		RES	3,83		1			METAL	50	PPM
R 0220 R 0221	016421000		RES		K	5			CARBON		
	016420100		RES	10	K	5			CARBON		
R 0222	041310301		RES	3,01	K	1	%	0,25W	METAL	50	PPM

R 0227 041310100 RES 1 K 1	R 0223 R 0224 R 0225 R 0226	041310200 016410100 016410200 016410100	00	RES RES RES	2 1 2	K K K	1 5 5 5	70 70 70 70	0,25W 0,25W	METAL CARBON CARBON CARBON	50	PPM
R 0232 041310200 RES 2	R 0227 R 0228 R 0229 R 0230	041310100 041310200 016421000 016420200		RES RES RES	1 2 100 20	K K K	1 5 5	% % % %	0,25W 0,25W 0,25W 0,25W	METAL METAL CARBON CARBON		
R 0236 041301300 RES 130 0HM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO237 016420100 RES 10 K 5 % 0,25W CARBON RES 20 K 5 % 0,25W CARBON RE	R 0232 R 0233 R 0234	041310200 016421000 016420200		RES RES RES	2 100 20	K K K	1 5 5	% %	0,25W 0,25W 0,25W	METAL CARBON CARBON	50	PPM
R 0240 897500296	R 0236 R 0237 R 0238	041301300 016420100 016420200		RES RES RES	130 10 20	OHM K K	1 5 5	% % %	0,25W 0,25W 0,25W	METAL CARBON CARBON	50	PPM
R 0241 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0242 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0244 016401000 RES 3,6 K 5 % 0,25W CARBON R 0244 016401000 RES 91 K 5 % 0,25W CARBON R 0245 016410330 RES 3,3 K 5 % 0,25W CARBON R 0245 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0247 016410240 RES 2,4 K 5 % 0,25W CARBON R 0249 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0250 016407500 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0251 897500312 OP POTC + INT 2P 1K 20%A CI" R 0252 016401500 RES 150 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0253 016401100 RES 110 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0254 041310182 RES 1,21 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0255 041310182 RES 1,21 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0256 041306340 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0257 041310100 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0259 041306500 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0269 016406200 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 00 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 R 00 OHM 5 % 0,25W M		The second secon	00				2044	10	U,25W	CARBON		5228
R 0243 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO243 016410360 RES 3,6 K 5 % 0,25W CARBON RO245 016410330 RES 91 K 5 % 0,25W CARBON RO245 016410330 RES 3,3 K 5 % 0,25W CARBON RO247 016410240 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO247 016410240 RES 2,4 K 5 % 0,25W CARBON RO247 016410240 RES 2,4 K 5 % 0,25W CARBON RO249 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON RO250 016407500 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO251 897500312 OO POTC + INT 2P 1K 20%A CI" R 0252 016401100 RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 150 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM RO256 O41310182 RES 1,82 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO258 016408200 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO264 O413305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO264 O41310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO264 O41310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO265 108600047 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI RO266 O41300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO266 O41300732 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO266 O41300833 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO269 016406200 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO273 O41308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO273 O41308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO273 O41308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO273 O41308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO273 O41308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO273 O41308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO			00					9	0 25W	CARRON)220
R 0243 016410360												
R 0244 016420910												
R 0245 016401030 RES 3,3 K 5 % 0,25W CARBON RO 2446 016401000 RES 100 0HM 5 % 0,25W CARBON RO 247 016410240 RES 2,4 K 5 % 0,25W CARBON RO 248 041310100 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 249 016408200 RES 820 0HM 5 % 0,25W CARBON RO 250 016407500 RES 750 0HM 5 % 0,25W CARBON RO 251 897500312 00 POTC + INT 2P 1K 207A CI" RO 252 016401500 RES 110 0HM 5 % 0,25W CARBON RO 253 016401100 RES 110 0HM 5 % 0,25W CARBON RO 253 016401100 RES 110 0HM 5 % 0,25W METAL 50 PPM RO 255 041310121 RES 1,21 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 256 041306340 RES 634 0HM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 257 041310100 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 258 016408200 RES 820 0HM 5 % 0,25W CARBON RO 259 041305620 RES 820 0HM 5 % 0,25W CARBON RO 259 041305620 RES 562 0HM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 261 041305620 RES 562 0HM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 266 041300333 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 266 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 266 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 266 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 267 041310387 RES 100 0HM 5 % 0,25W CARBON RES 100 0HM 5 % 0,25W CARBON RES 100 0HM 5 % 0,25W CARBON RES 100 0HM 5 % 0,25W CARBON RES 100 0HM 5 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 273 041300887 RES 887 0HM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 273 041300887 RES 887 0HM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 274 041308870 RES 887 0HM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO 275 041308870 RES 887 0HM 1 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25W CARBON RES 887 0HM 1 % 0,25												
R 0246 016401000												
R 0247 016410240							5					
R 0248 041310100												
R 0249 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 750 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 750 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 750 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 150 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 150 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 150 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 150 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 110 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0254 041310121 RES 1,21 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0255 041310182 RES 1,82 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0256 041306340 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 820 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0259 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 ON RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 0413008870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 0413008870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 0413008870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 0413008870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 0413008870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 0413008870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0274 0413008870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 0413008870 R 00 R 0275 016401000 R 00 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000											50	DDM
R 0250 016407500 R 0251 897500312 R 0252 016401500 R 0253 016401100 R 0254 041310121 R 0255 041310182 R 0256 041306340 R 0257 041310100 R 0258 016408200 R 0259 041305620 R 0260 105901000 R 0261 041310383 R 0262 108600310 R 0263 041310383 R 0264 041310383 R 0265 108600047 R 0265 108600047 R 0266 041306320 R 0267 041310383 R 0268 016408200 R 0269 016406200 R 0269 016406200 R 0260 041310383 R 0260											50	LLFI
R 0251 897500312												
R 0252 016401500 RES 150 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0253 016401100 RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0254 041310121 RES 1,21 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0255 041310182 RES 1,82 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0256 041306340 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0258 016408200 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0259 041305620 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0259 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 100 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0269 016406200 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON			00							CAMBON		
R 0253 016401100 RES 110 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0254 041310121 RES 1,21 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0255 041310182 RES 1,82 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0256 041306340 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0257 041310100 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0259 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0269 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0270 016401000 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000			00							CARRON		
R 0254 041310121 RES 1,21 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0255 041310182 RES 1,82 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0256 041306340 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0257 041310100 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 0164010000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000												
R 0255 041310182 RES 1,82 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0256 041306340 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0257 041310100 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0266 041300732 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0266 041300732 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000											50	ррм
R 0256 041306340 RES 634 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0257 041310100 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0259 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0257 041310100 RES 1 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0259 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OR RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 R 000 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0258 016408200 RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0259 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000												
R 0259 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON											50	LLII
R 0260 105901000 POT 100 U 20%A CER TRIM PLAQ HOR CI R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM O262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM O264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM O265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM O267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM O268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM O273 041300887 OR RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON											50	ррм
R 0261 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON								1-			50	
R 0262 108600310 POT 10 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON											50	
R 0263 041310191 RES 1,91 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0265 108600047 POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0264 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0265 108600047 R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 R 0269 016406200 R 0270 016401000 R 0271 016401000 R 0271 016401000 R 0272 041308870 R 0273 041300887 R 0274 041308870 R 0275 016401000 R RES 100 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 R RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 R RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 R RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 R RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 R RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 R RES 100 OHM 5 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 R RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0266 041300732 RES 73,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0267 041310383 RES 3,83 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0268 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON RO270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RO275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON							1					
R 0269 016406200 RES 620 OHM 5 % 0,25W CARBON RO270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON							5					
R 0270 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RO271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0271 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 00 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0272 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0273 041300887 OO RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
R 0273 041300887 00 RES 88,7 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON											50	PPM
R 0274 041308870 RES 887 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON			00									
R 0275 016401000 RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON												
		the state of the state of the										

R 0277 108600147 R 0278 016410110 R 0279 016410200 R 0280 016410240 R 0281 016410300 R 0282 016410910 R 0283 016401300	POT 470 U 20%A CER TRIM ROND HOR OF RES 1,1 K 5 % 0,25W CARBON RES 2 K 5 % 0,25W CARBON RES 2,4 K 5 % 0,25W CARBON RES 3 K 5 % 0,25W CARBON RES 9,1 K 5 % 0,25W CARBON RES 130 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 130 OHM 5 % 0,25W CARBON	,75W CI
R 0284 041302490 R 0285 016405100 R 0286 016710330 R 0287 016400470 R 0288 016710390 R 0289 016401000	RES 249 OHM 1	50 PPM
R 0290 041320200 R 0291 041310205	RES 20 K 1 % 0,25W METAL	50 PPM
R 0291 041310205 R 0292 041310169	RES 2,05 K 1 \$ 0,25W METAL RES 1,69 K 1 \$ 0,25W METAL	50 PPM
R 0293 016400470 R 0294 016710150 R 0295 016410470	RES 47 OHM 5 \$ 0,25W CARBON RES 1,5 K 5 \$ 0,5 W CARBON	50 PPM
R 0296 041302000	RES 4,7 K 5 % 0,25W CARBON RES 200 OHM 1 % 0,25W METAL	50 PPM
R 0297 016710180	RES 1,8 K 5 % 0,5 W CARBON	JO FFM
R 0298 016407500	RES 750 OHM 5 \$ 0.25W CARBON	
R 0299 041302000	RES 200 OHM 1 \$ 0.25W METAL	50 PPM
R 0300 016410470	RES 4,7 K 5 \$ 0,25W CARBON	
R 0301 041310169	RES 1,69 K 1 \$ 0,25W METAL	50 PPM
R 0302 041310205 R 0303 105912200	RES 2,05 K 1 \$ 0,25W METAL	50 PPM
R 0303 105912200 R 0304 041320200	POT 2,2K 20%A CER TRIM PLAQ HOR	CI
R 0305 066020200	RES 20 K 1 0,25W METAL RES 20 K 5 1.5 W METAL	50 PPM
R 0306 016401000		
R 0307 016400470	The state of the s	
R 0308 016710330	The state of the s	
R 0309 016410200	RES 3,3 K 5 5 0,5 W CARBON RES 2 K 5 5 0,25W CARBON	
R 0310 016420130	RES 13 K 5 5 0,25W CARBON	
R 0311 016710150	RES 1,5 K 5 % 0,5 W CARBON	
R 0312 016400470	RES 47 OHM 5 % 0,25W CARBON	
R 0313 041310499	RES 4,99 K 1 % 0,25W METAL	50 PPM
R 0314 041320100 R 0315 016410100 00	RES 10 K 1 % 0,25W METAL	50 PPM
R 0315 016410100 00 R 0316 041320100	RES 1 K 5 % 0,25W CARBON	
R 0317 041320100	RES 10 K 1 % 0,25W METAL RES 10 K 1 % 0,25W METAL	50 PPM
R 0318 041320249	DEC ON O K	50 PPM
R 0319 041320165	RES 24,9 K 1 % 0,25W METAL RES 16,5 K 1 % 0.25W METAL	50 PPM
R 0320 041320162	DES 16 2 %	50 PPM
R 0321 041320165	RES 16,5 K 1 % 0,25W METAL	50 PPM 50 PPM
R 0322 041322210	RES 221 K 1 % 0.25W METAL.	50 PPM
R 0323 041321650	RES 165 K 1 % 0,25W METAL	50 PPM
R 0324 041320249	RES 24,9 K 1 % 0,25W METAL	50 PPM
R 0325 105921000	POT 10 K 20%A CER TRIM PLAQ HOR	CI
R 0326 041320750		50 PPM
R 0327 041310100 R 0328 041321000		50 PPM
R 0328 041321000 R 0329 105924700	DOM III cod	50 PPM
R 0330 041320301	POT 47 K 20%A CER TRIM PLAQ HOR RES 30,1 K 1 % 0.25W METAL	CI
	RES 30,1 K 1 % 0,25W METAL	50 PPM

R 0331 041320301 R 0332 016420100	RES 30,1	K 1 K 5		METAL CARBON	50	PPM
R 0333 016420100 R 0334 041320100 R 0335 016420100	RES 10 RES 10 RES 10	K 5 K 1 K 5	% 0,25W		50	PPM
R 0336 016420100 R 0337 016420100	RES 10 RES 10	K 5 K 5 K 5	% 0,25W	CARBON CARBON CARBON		
R 0338 041305230 R 0339 041320100	RES 523	OHM 1	% 0,25W	METAL		PPM
R 0340 041310100	RES 10 RES 1	K 1				PPM
R 0341 041324750	RES 475	K 1 K 1				PPM
R 0342 105924700					50	PPM
R 0343 041320178	RES 17,8	K 1	TRIM PLAQ % 0.25W		E0	CI
R 0344 897504298 00					50	PPM
R 0345 041307500	RES 750	OHM 1			50	DDM
R 0346 105911000			TRIM PLAQ		50	PPM
R 0347 041310392	RES 3,92				50	PPM
R 0348 016420100	RES 10	K 5		CARBON	50	LITI
R 0349 016420200	RES 20	K 5		CARBON		
R 0350 041310511	RES 5,11				50	PPM
R 0351 041310100	RES 1	K 1				PPM
R 0352 016402400	RES 240	OHM 5		CARBON	,	
R 0353 016420100	RES 10	K 5		CARBON		
R 0354 016420100	RES 10	K 5		CARBON		
R 0355 041331000	RES 1	M 1			00	PPM
R 0356 105914700	POT 4,7K	20%A CER		HOR		CI
R 0357 041320976	RES 97,6	K 1			50	PPM
R 0358 016420100	RES 10	K 5	% 0,25W	CARBON		
R 0359 016420100	RES 10	K 5	% 0,25W	CARBON		
R 0360 105904700	POT 470 U	20%A CER	TRIM PLAQ	HOR		CI
R 0361 041310976	RES 9,76	K 1	% 0,25W	METAL S	50	PPM
R 0362 016420200	RES 20	K 5		CARBON		
R 0363 041320274 00	RES 27,4	K 1	% 0,25W		50	PPM
R 0364 035203436 00	RES 360	K 5	% 0,12W			
R 0365 033222200	RES 220	K 5		CARBON		
R 0366 035203410 R 0367 016420100	RES 100	K 5	% 0,12W		00	PPM
R 0368 016420100	RES 10	K 5		CARBON		
R 0369 041331000	RES 10 RES 1	K 5 M 1		CARBON	20	2211
R 0370 041321430	RES 143	K 1	% 0,25W			PPM
R 0371 105922200			% 0,25W TRIM PLAQ		50	PPM
R 0372 105912200			TRIM PLAQ	HOR HOR		CI
R 0373 041320137	RES 13,7	K 1	% 0,25W		=0	PPM
R 0374 016420100	RES 10			CARBON	50	PPM
R 0375 016400100	RES 10	K 5 OHM 5		CARBON		
R 0376 016431000	RES 1	M 5	% 0.25W	CARBON		
R 0377 016431000	RES 1	M 5	% 0.25W	CARBON		
R 0378 016421000	RES 100	K 5	% 0.25W	CARBON		
R 0379 016420100	RES 10	M 5 K 5 K 5 K 5 K 5		CARBON		
R 0380 016420100	RES 10	K 5	% 0.25W	CARBON		
R 0381 016421000	RES 100	K 5	% 0,25W	CARBON		
R 0382 016410150	RES 1,5	K 5	% 0,25W	CARBON		
R 0383 016422200	RES 220	K 5	% 0,25W	CARBON		
R 0384 016426200	RES 620	K 5		CARBON		

R 0385 R 0386 R 0387 R 0388	016421000 016422200 016420300 016410160		RES 100 K 5 % 0,25W CARBON RES 220 K 5 % 0,25W CARBON RES 30 K 5 % 0,25W CARBON RES 1,6 K 5 % 0,25W CARBON
R 0389 R 0390 R 0391 R 0392 R 0393	016420100 016420100 016400510 016410100 016410330	00	RES 10 K 5 % 0,25W CARBON RES 10 K 5 % 0,25W CARBON RES 51 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 1 K 5 % 0,25W CARBON RES 3,3 K 5 % 0,25W CARBON
R 0394 R 0395 R 0396 R 0397	016401000 016420160 016410270 016401000		RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 16 K 5 % 0,25W CARBON RES 2,7 K 5 % 0,25W CARBON RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0398 R 0399 R 0400 R 0401	016420100 016410180 016410330 016405100		RES 10 K 5 % 0,25W CARBON RES 1,8 K 5 % 0,25W CARBON RES 3,3 K 5 % 0,25W CARBON RES 510 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0402 R 0403 R 0404 R 0405 R 0406	016402000 016410110 035203010 016410100 016402000	00	RES 200 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 1,1 K 5 % 0,25W CARBON RES 10 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 1 K 5 % 0,25W CARBON RES 200 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0407 R 0408 R 0409 R 0410	016402000 016410750 016400100 016421500		RES 200 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 200 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 7,5 K 5 % 0,25W CARBON RES 10 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 150 K 5 % 0,25W CARBON
R 0411 R 0412 R 0413 R 0414	016410100 016401000 108600110 016400100	00	RES 1 K 5 % 0,25W CARBON RES 100 OHM 5 % 0,25W CARBON POT 100 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI RES 10 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0415 R 0416 RR0005 RR0006	035203210 016410100 889200008 889200008	00 00 00	RES 1 K 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 1 K 5 % 0,25W CARBON RESISTANCE RESEAU 5276 RESISTANCE RESEAU 5276
RR0007 RR0008 RT0001 RT0002	087817350 087813240 089705310 089705247	00 00 01 00	RESEAU RES 10 K 5 2 % IDEN SIL 10 RESEAU RES 1 K 4 2 % IDEN SIL 8 RES N/LIN CTN 10 K 10% 0,5 W DISC RES N/LIN CTN 4,7K 10% 0,5 W DISC
S 0001 U 0001 U 0002 U 0003 U 0005	792510051 265000811 266431450 265014580 261531310	00 00 03 00 00	NOMEN COMMUTATEUR BASE DE TEMPS 5228 CI INT LIN BIP TL 081ACP AMP OP DIL 8 TRANST MULTIPL*SL 3145E-DP*DIVER DIL 14" CI INT LIN BIP*MC 1458CP1 *AMP OP DIL 8" CI INT LOG ECL*MC 10H131P *BISTA DIL 16"
U 0007 U 0008 U 0009 U 0010	261510115 265000811 261531310 266403046	00	CI INT LOG ECL*MC 10H131P *BISTA DIL 16" CI INT LOG ECL MC 10115P DIVER DIL 16 CI INT LIN BIP TL 081ACP AMP OP DIL 8 CI INT LOG ECL*MC 10H131P *BISTA DIL 16" TRANST MULTIPL*CA 3046 *DIVER TO 116"
U 0011 U 0012 U 0013 U 0014	264040660 264040660 261510115 261531310	00	TRANST MULTIPL*CA 3046 *DIVER TO 116" CI INT LOG CMS*MC 14066BCP *DIVER DIL 14" CI INT LOG ECL MC 10115P DIVER DIL 16 CI INT LOG ECL*MC 10H131P *BISTA DIL 16"
U 0015 U 0016 U 0017	261510131 264040510 264040511	01	CI INT LOG ECL MC 10131P BISTA DIL 16 CI INT LOG CMS*MC 14051BCP *MU-PLEX DIL 16" CI INT LOG CMS*MC 14051BAL *MU-PLEX DIL 16"

ii.	0018	265000820	00	CI	INT LIN	BIP TL	082CP	AMP OP	DIL 8
U	0019	264040511	00	CI	INT LOG	CMS*MC	14051BAL	*MU-PLEX	DIL 16"
U	0020	265000820	00	CI	INT LIN	BIP TL	082CP	AMP OP	DIL 8
U	0021	261510115		CI	INT LOG	ECL MC	10115P	DIVER	DIL 16
U	0022	264040010		CI	INT LOG	CMS MC	14001BCP	PORTE	TO 116
U	0023	264040710		CI	INT LOG	CMS MC	14071BCP	PORTE	DIL 14
U	0024	264040130		CI	INT LOG	CMS MC	14013BCP	BISTA	TO 116
U	0025	264040010		CI	INT LOG	CMS MC	14001BCP	PORTE	TO 116
U	0026	264040660	00	CI	INT LOG	CMS*MC	14066BCP	*DIVER	DIL 14"
U	0027	265000811	00	CI	INT LIN	BIP TL	081ACP	AMP OP	DIL 8
U	0028	265000820	00	CI	INT LIN	BIP TL	082CP	AMP OP	DIL 8
U	0029	265000820	00	CI	INT LIN	BIP TL	082CP	AMP OP	DIL 8
U	0030	265000820	00	CI	INT LIN	BIP TL	082CP	AMP OP	DIL 8
U	0031	264040660	00	CI	INT LOG	CMS*MC	14066BCP	*DIVER	DIL 14"
U	0032	265000820	00	CI	INT LIN	BIP TL	082CP	AMP OP	DIL 8
U	0033	264040130		CI	INT LOG	CMS MC	14013BCP	BISTA	TO 116
U	0034	264040010		CI	INT LOG	CMS MC	14001BCP	PORTE	TO 116
U	0035	264040130		CI	INT LOG	CMS MC	14013BCP	BISTA	TO 116
U	0036	264040130		CI	INT LOG		14013BCP	BISTA	TO 116
U	0037	264040660	00	CI	INT LOG		14066BCP	*DIVER	DIL 14"
U	0038	264040010		CI	INT LOG		14001BCP	PORTE	TO 116
U	0039	264044330	01	CI	INT LOG	CMS*MC	14433P	*CON A/D	DIL 24"
U	0040	260040930	00	CI	INT LOG		14093BCP	*PORTE	DIL 14"
U	0041	264040500		CI	INT LOG	CMS MC	14050BCP	DIVER	DIL 16
U	0042	890100448		CI	INTEGRE	MEMOIRE	U42 Z2		5228

752281	1191 NO	MEN.	CI Z3 AFFICHAGE VOLTEMETRE 5228
	200241400 200241407 200241600	00	SUPP 166 PINE HEI,
	303910171	00	RONDEL PLAT 10,2X17 X 1 PRESS PAHN
	652280819	02	SCHEMA ELECT. AFFICHAGE VOLTEMETRE 5228
	75228070303 845134043	03	7//
	874041026	00	BOUTON COMMUTATEUR ADISQUE 5537
C 0001			CAP10000 PF-20+100 63V CERAM 2 508
C 0002 CR0001		01	CAP 0,1 MF 10 % 63V POLYEST RAD 508
CR0001		01	2,54
CR0003			2,54
CR0004			DIOD LIMIN 2 2,54
CR0005	200707001	01	DIOD LIMIN 2 NO.
CR0006	200344480	01	
CR0007	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
CR0008 CR0009	200344480	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
J 0001	200344480 214422104	01	DIOD SPCIAL* 1N4448 * 75 V SWITC"
J 0002	214421111	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 10C PICO/D DORE 254 CONNEC CI IMP EMB FEM 11C PICO/D DORE 254
Q 0001	200101840	01	
Q 0002	200101840	01	1 77
Q 0003	200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0004	200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0005 Q 0006	200101840 200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
R 0001	035203210	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55" RES 1 K 5 \$ 0.12W METAL 100 PPM
R 0002	016410100	00	THE THE TOU FFM
R 0003	016400750	(3.15)	RES 1 K 5 % 0,25W CARBON RES 75 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0004	016401500		RES 150 OHM 5 \$ 0.25W CARBON
R 0005	016408200		RES 820 OHM 5 % 0,25W CARBON
R 0006 R 0007	035203310		RES 10 K 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0008	035203210 033231000		RES 1 K 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 1 M 5 % 0.12W CARRON
	041310162		PPS 162 K
R 0010	116210350	00	POT 50 K 5%A BOB P10T AM6,35L20,6 LI=0,25
R 0011	116210350	00	POT 50 K 5%A BOB P10T AM6,35L20,6 LI=0,25
R 0012	041310274		RES 2,74 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM
RR0001 RR0002	087813488	00	RESEAU RES 220 K 4 2 % IDEN SIL 8
RR0003	087813319 087813160	00	RESEAU RES 4,7 K 4 2 % IDEN SIL 8
RR0004	087813160	00	RESEAU RES 150 OHM 4 2 % IDEN SIL 8 RESEAU RES 150 OHM 4 2 % IDEN SIL 8
S 0001	218160102	04	COMMITTE MODILE ATTENDED TO
U 0001	200704020	00	AFFICH +-1 LED 7,6MM ROUGE BU PDD
U 0002	200777400		AFFICH 7SEG LED 8 MM ROUGE CC PDD
U 0003	200777400		AFFICH 7SEG LED 8 MM ROUGE CC PDD
U 0004 U 0005	200777400 266475492	00	AFFICH 7SEG LED 8 MM ROUGE CC PDD
U 0006	264045110	00	CI INT LIN *SN 75492N *INTERF DIL 14"
- 0000	204047110		CI INT LOG CMS MC 14511BCP DECOD DIL 16

5228 NOMEN CI Z4 752281101 SCHEMA ELECT.COMMANDES PLATINE AVANT 5228 652280810 00 5228 75228070400 RECAP CI Z4 CDE PL. AV. 5537 BOUTON COMMUTATEUR ADISQUE 00 874041026 BUTEE POUR CI 5224 00 876544006 2,54 DIOD LUMIN VERTE 3 MM CR0001 200707001 01 2,54 VERTE DIOD LUMIN 3 MM CR0002 200707001 01 2,54 MM VERTE 01 DIOD LUMIN 3 CR0003 200707001 2,54 01 DIOD LUMIN 3 MM VERTE CR0004 200707001 3 MM VERTE 2,54 DIOD LUMIN 01 200707001 CR0005 3 MM VERTE 2,54 DIOD LUMIN 200707001 01 CR0006 2,54 3 VERTE MM 01 DIOD LUMIN CR0007 200707001 2,54 3 MM VERTE 01 DIOD LUMIN 200707001 CR0008 2,54 VERTE DIOD LUMIN 3 MM 01 200707001 CR0009 2,54 3 MM VERTE DIOD LUMIN 200707001 01 CR0010 2,54 3 MM VERTE 200707001 01 DIOD LUMIN CR0011 2,54 3 DIOD LUMIN MM VERTE 200707001 01 CR0012 2,54 3 MM VERTE 01 DIOD LUMIN CR0013 200707001 2,54 3 MM VERTE 200707001 01 DIOD LUMIN CR0014 VERTE 2,54 01 DIOD LUMIN 3 MM 200707001 CR0015 2,54 3 MM VERTE 01 DIOD LUMIN 200707001 CR0016 2,54 VERTE 3 MM DIOD LUMIN 200707001 01 CR0017 254 3 MM ROUGE DIOD LUMIN CR0018 200744840 02 254 3 MM ROUGE 200744840 02 DIOD LUMIN CR0019 254 CR0020 200744840 02 DIOD LUMIN 3 MM ROUGE 2,54 DIOD LUMIN 3 MM VERTE 01 200707001 CR0021 2,54 3 MM VERTE DIOD LUMIN 200707001 01 CR0022 2,54 VERTE 3 MM 01 DIOD LUMIN CR0023 200707001 2,54 3 01 DIOD LUMIN MM VERTE CR0024 200707001 2,54 DIOD LUMIN 3 MM VERTE 01 CR0025 200707001 2,54 3 VERTE DIOD LUMIN MM 200707001 01 CR0026 2,54 3 MM VERTE 01 DIOD LUMIN 200707001 CR0027 3 2.54 DIOD LUMIN MM VERTE 01 CR0028 200707001 2,54 3 MM VERTE 01 DIOD LUMIN CR0029 200707001 2.54 3 MM VERTE DIOD LUMIN CR0030 200707001 01 2,54 MM VERTE 01 DIOD LUMIN 3 200707001 CR0031 2,54 DIOD LUMIN 3 MM VERTE 01 200707001 CR0032 2,54 3 MM VERTE DIOD LUMIN 200707001 01 CR0033 % IDEN SIL 8 2,7 K 7 2 RESEAU RES RR0001 087810319 00 2,7 K % IDEN SIL 8 2 7 00 RESEAU RES RR0002 087810319 2,7 K % IDEN SIL 8 RESEAU RES 7 2 087810319 00 RR0003 2,7 K % IDEN SIL 8 7 2 00 RESEAU RES 087810319 RR0004 2 % IDEN SIL 8 RESEAU RES 2,7 K 7 087810319 00 RR0005 1TOU 2P 1C BRONZ AG 04 COMMUT MODUL 218160102 S 0001 BRONZ AG COMMUT MODUL 2P 1C 1TOU 04 S 0002 218160102 1TOU 04 2P 1C BRONZ AG COMMUT MODUL 218160102 S 0003 1TOU 2P 1C BRONZ AG 04 COMMUT MODUL 218160102 S 0004 1C BRONZ AG 1TOU 2P 04 COMMUT MODUL 218160102 S 0005 COMMUT MODUL 1C BRONZ AG 1TOU 2P 04 218160102 S 0006 COMMUT MODUL 2P 1C BRONZ AG 04 1TOU S 0007 218160102 1TOU 2P 1C BRONZ AG 04 COMMUT MODUL S 0008 218160102 BRONZ AG 2P 1TOU 1C 218160102 04 COMMUT MODUL S 0009 COMMUT MODUL 1C BRONZ AG 218160102 04 1TOU 2P S 0010

S	0011	218160102	04	COMMUT	MODUL	1TOU	2P	1C	BRONZ	AG
S	0012	218160102	04	COMMUT	MODUL	1TOU	2P	1C	BRONZ	AG
S	0013	218160102	04	COMMUT	MODUL	1TOU	2P	1C	BRONZ	AG
S	0014	218160102	04	COMMUT	MODUL	1TOU	2P	1C	BRONZ	AG
S	0015	218160102	04	COMMUT	MODUL	1TOU	2P	1C	BRONZ	AG
S	0016	218160102	04	COMMUT	MODUL	1TOU	2P	1C	BRONZ	AG
S	0017	218160102	04	COMMUT	MODUL	1TOU	2P	1C	BRONZ	AG

7-41

752284201 NO	EN S	JE PANNEAU AVANT CI Z6 5228
214447355 304002061 304302510 304322025	01 00 00	CONNEC CI IMP EMB MAL 1C POST RONDEL PLAT 2,6X 6 X 1 ACIER NICK RONDEL DENTS DE 2,5X 5,5X 0,3 ACIER INOX RONDEL ONDUF 2,7X 5 X 0,3 CUPRO BERRYL
309102506 309102516 313406250 345073101	00	VIS C M 2,5X 6 ACIER INOX VIS C M 2,5X16 ACIER INOX ECROU SERTI M 2,5 1,5 ET + ACIER CADM COLONE ROND 6 X10 3,2 LAITN NICK
652280820 652280821 652280823 652280824		SCHEMA ELEC ENTREE Y VOIE A ET B 5228 SCHEMA PREA. Y PRELE.SYNC VOIE A ET B 5228 SCHEMA VOIE C 5228 SCHEMA AMPLI COMMUN Y 5228
75228070603 840014005	00	RECAP CI Z6 FACE AVANT ECROU SERTI TRAITEMENT M3 16/10 H=7
877112061 C 0001 176505410	00	RESSORT DE MASSE CAP 0,1 MF 10 % 250V POLYEST RAD 100
C 0002 176505410 C 0003 149100471	00	CAP 0,1 MF 10 % 250V POLYEST RAD 100 CAP 4,7 PF+-0,25P 500V CERAM 1 508
C 0004 176505410	00	CAP 0,1 MF 10 % 250V POLYEST RAD 100
C 0005 154907031 C 0006 149010101	00	CAP 0,5 PF 3 250V AJUST CERAM TUB CAP 100 PF 5 % 63V CERAM 1 508
C 0007 149100821		CAP 8,2 PF+-0,25P 500V CERAM 1 508
C 0008 149100561 C 0009 149100561		CAP 5,6 PF+-0,25P 500V CERAM 1 508 CAP 5,6 PF+-0,25P 500V CERAM 1 508
C 0010 149100271		CAP 2,7 PF+-0,25P 500V CERAM 1 508
C 0011 149100271	0.1	CAP 2,7 PF+-0,25P 500V CERAM 1 508
CR0001 200707001 CR0002 200744840	01	DIOD LUMIN 3 MM VERTE 2,54 DIOD LUMIN 3 MM ROUGE 254
CR0003 200707001	01	DIOD LUMIN 3 MM VERTE 2,54
CR0004 200744840 CR0005 200744840	02	DIOD LUMIN 3 MM ROUGE 254 DIOD LUMIN 3 MM ROUGE 254
CR0006 200744840	02	DIOD LUMIN 3 MM ROUGE 254
CR0007 200707001 J 2001 213202900	01	DIOD LUMIN 3 MM VERTE 2,54 CONNEC COAX EMBAS FEM 1C SOUD BNC 500HM
J 2002 213202900	00	CONNEC COAX EMBAS FEM 1C SOUD BNC 500HM
J 2301 213202900 R 0001 035203027	00	CONNEC COAX EMBAS FEM 1C SOUD BNC 500HM RES 27 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0001 033203027		RES 27 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0003 041301000		RES 100 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0004 035203027 R 0005 041301000		RES 27 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0006 041301000		RES 100 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM
R 0007 035203047 R 0008 035203010		RES 47 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 10 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0009 035203120		RES 200 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0010 075363898 R 0011 075233111	01	RES 898 K 0,5 % 0,7 W METAL 25 PPM RES 111 K 0,5 % 0,3 W METAL 50 PPM
R 0012 035203039	00	RES 39 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0013 035203110		RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0014 035203110 R 0015 035203110		RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
RR0001 087810248		RESEAU RES 680 OHM 7 2 % IDEN SIL 8

NOMENCLATURE 5228

	0001	218112208	00	COMMUT LEVIE 2P UNI	UNI	PICO
S	0002	892700025	00	COMMUTATEUR A GLISSIERE VOIR PLAN		5224
S	0003	892700032	00	COMMUTATEUR SEUFFER 2 POSITIONS		5228
S	0005	218112208	00	COMMUT LEVIE 2P UNI	UNI	PICO
S	0006	892700025	00	COMMUTATEUR A GLISSIERE VOIR PLAN		5224
S	0007	892700032	00	COMMUTATEUR SEUFFER 2 POSITIONS		5228
S	0009	892700025	00	COMMUTATEUR A GLISSIERE VOIR PLAN		5224
S	0010	892700032	00	COMMUTATEUR SEUFFER 2 POSITIONS		5228
S	0011	218112208	00	COMMUT LEVIE 2P UNI	TINTT	
			00	COLUMN 2F UNI	UNI	PICO

7-43

752281007	NOMEN CI	Z7 CARTE Y	5228TK
2144	21026 00	ONNEC CI IMP EMB FEM	2C PICO/C DORE 254
2144	21039 00	ONNEC CI IMP EMB FEM	3C PICO DORE 396
2144	21059 00	ONNEC CI IMP EMB FEM	5C PICO DORE 396
2144	47330	ONNEC CI IMP EMB MAL	1C POST
2144		ONNEC CI IMP EMB MAL	
2144	47337	ONNEC CI IMP EMB MAL	1C POST
		ONNEC CI IMP EMB MAL	
2204	01004 00	USIBLE SUPPRT PINCE 5	
2702	00512 00	RANST TRI DE 2 BFQ 51	/200100513
2702	00910 00	RANST TRI DE 2 BFR 90	/200100513 /200100901
3020	00011 01	ABLA DOUILLE DE TEST A	RESSORT"
3043	02510 00	CONDEL DENTS DE 2,5X 5,	5X 0,3 ACIER INOX
3043	03010	CONDEL DENTS DE 3 X 6	X O.4 ACIER INOX
3043	22032 00	ONDEL ONDUL 3,2X 6	X 0,4 CUPRO BERRYL
3091	02506	IS C M 2,5X 6	ACIER INOX
3091	03006	ISC M 3 X 6	ACIER INOX
3100	00300	CONDEL ONDUL 3,2X 6 IS C M 2,5X 6 IS C M 3 X 6 CCROU H M 3	ACIER INOX
	06251 00	CROU SERTI M 2,5 0,	8 A 1 ACIER CADM
3134	06251 00	CCROU SERTI M 2,5 0,	8 A 1 ACIER CADM
		FILIER HEXA 5 X10	M 3 LAITN NICK
6522	80062 00	SPECIF CABLAGE J6 CI Z7 CCHEMA ELECT.Z7 AMPLI CO	5228
6522	80701 00	CHEMA ELECT.Z7 AMPLI CO	MMUN Y 5228TK
6522		CHEMA Z7 PREA.Y PRELE.S	
6522	80820	SCHEMA ELEC ENTREE Y VOI SCHEMA ELECTR AMPLI Y VO	E A ET B 5228
6522	80703	CHEMA ELECTR AMPLI Y VO	DIE A ET B 5220
6522	80823	CHEMA VOIE C SCHEMA SOMME.Y SEP TRACE RECAP CI Z7 AMPLI Y CQUERRE BLINDAGE ARRIERE CQUERRE BLINDAGE SOUS CI	5220
0522	00020	CHEMA SUMME. I SEP TRACE	5220
9)110	12252 00	COURDER DI INDACE APPIEDE	DE DECADE 5228
8/110	12255 00	OUERRE BLINDAGE ANNIENE	v 5228
8/110	12266 00	QUERRE BLINDAGE ENTREE	V VOIES A ET B 5228
0410	12200	QUERRE BLINDAGE SUR CI	1 10122 11 21 2 3444
8411	12088 00	QUERRE BLINDAGE ENTREE	Y VOIES A B C 5228
8590	44033 00	MANCHON RACCORD DE TJ	5224
8625	54105 00	XE PROLONGATEUR DE CELL	ULU TJ 5228
	04022 00	MANCHON RACCORD DE TJ AXE PROLONGATEUR DE CELL BUS RECOUPE PAS 15,24 /2	227022013
	12063 00	RESSORT DE MASSE	5228
	41004 01	SUPPORT TRANS GM"	
8990	09752 00	PLAN DE MONTAGE MANCHON	DE TJ 5224
A 0001 8903	04009 00	CI INT HYBRIDE AMPLI 1GH	
A 0002 8903	04009 00	CI INT HYBRIDE AMPLI 1GH	
A 0003 8903	04009 00		HZ CAHIER DES CHARGES
A 0004 8903	04009 00		HZ CAHIER DES CHARGES
C 0001 1491	01501		OOV CERAM 1 508
	00391	CAP 3,9 PF+-0,25P 50	
	07031 00		OV AJUST CERAM TUB
	370010 00		OOV CERAM 1 RAD 508
	07031 00		SOV AJUST CERAM TUB
	00561	CAP 5,6 PF+-0,25P 50	
	373122 00		DOV CERAM 1 RAD 508
	00181	CAP 1,8 PF+-0,25P 50	
C 0009 1491	01501	CAP 15 PF 5 % 50	DOV CERAM 1 508

						tanked a	
C 0010	149100391		CAP 3,9	PF+-0,25P		CERAM 1	508
C 0011		00	CAP 0,5	PF 3 2	250V	AJUST CER	AM TUB
C 0012		00	CAP 10	PF 2 %	100V	CERAM 1 R	AD 508
	149100561	•	CAP 5,6		500V	CERAM 1	508
		00				AJUST CER	
C 0014		00	CAP 0,5				AD 508
C 0015		00	CAP 220				
C 0016	149100181		CAP 1,8			CERAM 1	508
C 0017	149211001		CAP 1000	PF 10 %	500V	CERAM 2	508
C 0018	149001005	00	CAP 10	PF 5 %	63V	CERAM 1	508
C 0019	149211001		CAP 1000	PF 10 %	500V	CERAM 2	508
C 0020	149211001		CAP 1000		500V	CERAM 2	508
C 0021	149321002		CAP10000	PF-20+100		CERAM 2	508
		00	CAP 1	PF+-0,25P		CERAM 1	508
C 0022		00					508
C 0024		00	CAP 2,2	PF+-0,25P			
C 0025		00	CAP 10	PF 5 %	_	CERAM 1	508
C 0026	149000475	00	CAP 4,7	PF+-0,25P	_	CERAM 1	508
C 0027	149001205	00	CAP 12	PF 5 %	63V	CERAM 1	508
C 0028	149000225	00	CAP 2,2	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
C 0029		00	CAP 6,8	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
		00	CAP 5,6	PF+-0,25P		CERAM 1	508
		00	CAP 4,7	PF+-0,25P		CERAM 1	508
C 0031	149000475	00					508
C 0032	149211001		CAP 1000				
C 0033	149001005	00	CAP 10	PF 5 %	_	CERAM 1	508
C 0034	149211001		CAP 1000			CERAM 2	508
C 0035	149211001		CAP 1000	PF 10 %	500V	CERAM 2	508
C 0036	149321002		CAP10000	PF-20+100	63V	CERAM 2	508
C 0037	149000105	00	CAP 1	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
C 0039	149000225	00	CAP 2,2	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
				PF 5 %	63V	CERAM 1	508
C 0040	149001005	00					
C 0041	149000475	00	CAP 4,7	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
C 0042	149001205	00	CAP 12	PF 5 %	63V	CERAM 1	508
C 0043	149000225	00	CAP 2,2	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
C 0044	149000685	00	CAP 6,8	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
C 0045	149000565	00	CAP 5,6	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
C 0046	149000475	00	CAP 4,7	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
C 0047	149321002		CAP10000	PF-20+100	63V	CERAM 2	508
C 0048	149321002		CAP10000	PF-20+100		CERAM 2	508
			CAP 1000			CERAM 2	508
C 0049	149211001					CERAM 2	508
C 0050	149321002		CAP10000	PF-20+100			
C 0051	149000275	00	CAP 2,7			CERAM 1	508
C 0053	149211001		CAP 1000			CERAM 2	508
C 0054	155700700	01	CAP 7			CERM M/H	
C 0055	149321002		CAP10000	PF-20+100	63V	CERAM 2	508
C 0056	149211001		CAP 1000		500V	CERAM 2	508
C 0057	149211001		CAP 1000		500V	CERAM 2	508
C 0058	155300101	00	CAP 1			CERM M/H	
		00	CAP 1000			CERAM 2	508
C 0059	149211001						
C 0060	149321002		CAP 10000			CERAM 2	508
C 0061	149211001		CAP 1000			CERAM 2	508
C 0062	149211001		CAP 1000			CERAM 2	508
C 0063	149321002		CAP10000	PF-20+100			508
C 0064	149000275	00	CAP 2,7	PF+-0,25P	63V	CERAM 1	508
C 0066	149211001		CAP 1000				508
C 0067	155700700	01				CERM M/H	
0 0001	.55100100	-	3335				

C 0068	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	CERAM 2 508
C 0069	149211001		CAP 1000		CERAM 2 508
C 0070	149211001		CAP 1000		CERAM 2 508
		00			
C 0071	155300101	00	CAP 1		CERM M/H RG/CR CI
C 0072	149211001		CAP 1000		CERAM 2 508
C 0073	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	CERAM 2 508
C 0074	149211001		CAP 1000	PF 10 % 500V	CERAM 2 508
C 0075	149414701		CAP 4700	PF-20+50 500V	
C 0076	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	
C 0077	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	
C 0078	149001505	00	CAP 15		
C 0079	149321002	00			
			CAP10000	PF-20+100 63V	(B) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
C 0080	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	
C 0081	149000685	00	CAP 6,8		
C 0082	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	CERAM 2 508
C 0083	149211001		CAP 1000	PF 10 % 500V	
C 0084	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	
C 0085	149000225	00	CAP 2,2		CERAM 1 508
C 0086	155300256	01	CAP 2,5		CERM M/H RG/CR CI
C 0087	149321002	01	CAP10000		
C 0088					CERAM 2 508
	149211001	00	CAP 1000		CERAM 2 508
C 0089	155300101	00	CAP 1		CERM M/H RG/CR CI
C 0090	149211001		CAP 1000	PF 10 % 500V	CERAM 2 508
C 0091	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	CERAM 2 508
C 0092	149211001		CAP 1000	PF 10 % 500V	CERAM 2 508
C 0093	149005605	00	CAP 56		CERAM 1 508
C 0094	149211001		CAP 1000		CERAM 2 508
C 0095	149321002		CAP10000		CERAM 2 508
C 0096	149211001		CAP 1000		
C 0097	149321002		CAP 10000		
		00			CERAM 2 508
C 0098	149000225	00	CAP 2,2		CERAM 1 508
C 0099	155300256	01	CAP 2,5		CERM M/H RG/CR CI
C 0100	149321002		CAP10000		CERAM 2 508
	155700700	01	CAP 7	/ 35PF 160V AJ	CERM M/H RG/CR CI
C 0102	149000225	00	CAP 2,2		CERAM 1 508
C 0103	155700700	01	CAP 7		CERM M/H RG/CR CI
C 0104	155700700	01	CAP 7	/ 35PF 160V AJ	
C 0105	149211001		CAP 1000		CERAM 2 508
C 0106	149321002		CAP10000		
C 0107	149211001		CAP 1000		
C 0108	149211001				CERAM 2 508
		00	CAP 1000		CERAM 2 508
C 0109	149001005	00	CAP 10		CERAM 1 508
C 0110	149001005	00	CAP 10		CERAM 1 508
C 0111	149211001		CAP 1000	PF 10 % 500V	CERAM 2 508
C 0112	149321002		CAP10000	PF-20+100 63V	CERAM 2 508
C 0113	149321002		CAP10000		CERAM 2 508
C 0114	149000685	00	CAP 6,8		CERAM 1 508
C 0115	149321002		CAP10000		CERAM 2 508
C 0116	149010101		CAP 100		
C 0117	149000685	00			
C 0118	156826010				CERAM 1 508
		01	CAP 10		CHIMIC RAD 508
C 0119	156808047	00	CAP 47		CHIMIC RAD 508
C 0120	156826010	01	CAP 10		CHIMIC RAD 508
C 0121	149000475	00	CAP 4,7	PF+-0,25P 63V	CERAM 1 508

C 0122	149000475	00	CAP	4,7 P	F+-0,25P	63V	CERAM	1 1	508
C 0123	149000225	00			F+-0,25P		CERAM		508
C 0124		01	CAP 10		F-10+50		CHIMI		
C 0125		01	CAP 10		F-10+50		CHIMI		
C 0126	156819110	0 1	CAP 100		F-10+50				
C 0127			CAP 100				CHIMI		
C 0128	156826010	0.1			F-10+50		CHIMI		
		01	CAP 10		F-10+50		CHIMI		
		01	CAP 10		F-10+50		CHIMI		508
C 0130	156826010	01	CAP 10		F-10+50		CHIMI		
C 0131	156826010	01	CAP 10		F-10+50	35V	CHIMI	C RAD	508
C 0132	149010101		CAP 100) P	F 5 %		CERAM		508
C 0133	149010101		CAP 100) P			CERAM		508
C 0134	149010101		CAP 100) P			CERAM		508
C 0135	149010101		CAP 100				CERAM		508
C 0136	149010101		CAP 100				CERAM		
C 0137	149321002		CAP10000		F-20+100		CERAM		508
C 0138	155300451	01				034	CERAM	2	508
C 0139	155300101	00				SV AJ	CERM	M/H RC	CR CI
C 0140	149321002	00			3PF 6:	SV AJ	CERM I	M/H RC	CR CI
C 0141			CAP10000		F-20+100		CERAM		508
	149321002		CAP10000		F-20+100		CERAM		508
C 0142	149321002		CAP10000		F-20+100		CERAM		508
C 0143	149321002		CAP10000		F = 20 + 100	63V	CERAM	2	508
C 0144	149321002		CAP10000	PE	7-20+100	63V	CERAM	2	508
C 0145	149321002		CAP10000	PE	F-20+100		CERAM		508
C 0148	149211001		CAP 1000				CERAM		508
C 0149	149211001		CAP 1000	PE			CERAM	2	
CR0002	200455062	01	DIOD ZEN				,2V		508
CR0003	200335950	00	DIOD GEN			ID*150	1, 200	5,0MA	
CR0005	200455062	01	DIOD ZEN	ED *D7				MA"	
CR0006	200335950		DIOD GEN	CDI * 1N	13505530	12* 6	,20	5,0MA	"
CR0007	200342440	01		TAL *				MA"	
CR0008	200342440		DIOD SPC		1N4244	* 20			SWITC"
		01	DIOD SPC		1N4244	* 20			SWITC"
CR0009	200342440	01	DIOD SPC		1N4244	* 20			SWITC"
CR0010	200342440	01	DIOD SPC		1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0011	200342440	01	DIOD SPC		1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0012	200342440	01	DIOD SPC		1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0013	200342440	01	DIOD SPC	IAL*	1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0014	200342440	01	DIOD SPC	IAL*	1N4244	* 20			SWITC"
CR0016	200455062	01	DIOD ZENE	ER *BZ	X55C 6V		,2V	5,0MA	
CR0017	200455051	01	DIOD ZENE					5,0MA	
CR0018	200342440	01	DIOD SPC		1N4244	* 20	V	J, OMA	SWITC"
CR0019	200342440	01	DIOD SPC		1N4244	* 20	V		
CR0020	200342440	01	DIOD SPC		1N4244				SWITC"
CR0021	200342440	01	DIOD SPC				V		SWITC"
CR0022	200342440				1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0023		01	DIOD SPC		1N4244	* 20	V		SWITC"
	200342440	01	DIOD SPC		1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0024	200342440	01	DIOD SPCI		1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0025	200342440	01	DIOD SPC1		1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0026	200342440	01	DIOD SPCI		1N4244	* 20	V		SWITC"
CR0027	200342440	01	DIOD SPCI		1N4244	* 20	V		SWITC"
J 0002	214421026	00	CONNEC CI		EMB FEM		PICO/C	DORE	254
J 0003	214421026	00	CONNEC CI		EMB FEM		PICO/C		254
J 0004	2111121026	00	CONNEC CI						
	214421026	00	COMMEC CI	IMP	TWR LFW	20	100/0	()()RF	2511
J 0005	214421026	00	CONNEC CI		EMB FEM		PICO/C		254 254

J 0007 214421026	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 2C PICO/C DORE 254
J 0008 214421026	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 2C PICO/C DORE 254
J 0012 214421026 K 0001 210900835	00	CONNEC CI IMP EMB FEM 2C PICO/C DORE 254 RELAIS REED 12V 10W 1000 OHM 1C T DIP
K 0001 210900835 L 0001 872530574	00	
L 0001 872530574 L 0002 872530619	00	SELF L1 5228 SELF L2 5228
Q 0001 200103100	01	TRANST EC SI N*U 310 * TO 52"
Q 0002 200109180	01	TRANST LP SI N*2N 918 * TO 72"
Q 0003 200100531	00	TRANST LP SI N*BFQ 53 * TO 72"
Q 0004 200103100	01	TRANST EC SI N*U 310 * TO 52"
Q 0005 200109180	01	TRANST LP SI N*2N 918 * TO 72"
Q 0006 200100531	00	TRANST LP SI N*BFQ 53 * TO 72"
Q 0007 652280074	00	TRANST DISTRIB Q7 Q8 /270200910 CI Z7 5228
Q 0008 652280074	00	TRANST DISTRIB Q7 Q8 /270200910 CI Z7 5228
Q 0009 652280076	00	TRANST DISTRIB Q9 Q10 /270200910 CI Z7 5228
Q 0010 652280076	00	TRANST DISTRIB Q9 Q10 /270200910 CI Z7 5228
Q 0011 652280070	00	TRANST DISTRIB Q11 Q12 /270200512 Z7 5228
Q 0012 652280070	00	TRANST DISTRIB Q11 Q12 /270200512 Z7 5228
Q 0013 200102142	01	TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
Q 0014 652280077	00	TRANST DISTRIB Q14 Q15/270200910 CI Z7 5228
Q 0015 652280077	00	TRANST DISTRIB Q14 Q15/270200910 CI Z7 5228
Q 0016 652280078	00	TRANST DISTRIB Q16 Q17/270200910 CI Z7 5228
Q 0017 652280078	00	TRANST DISTRIB Q16 Q17/270200910 CI Z7 5228
Q 0018 652280081	00	TRANST DISTRIB Q18 Q19/270200512 CI Z7 5228
Q 0019 652280081	00	TRANST DISTRIB Q18 Q19/270200512 CI Z7 5228
Q 0020 200102142	01	TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
Q 0021 200104410	00	TRANST EC SI N*U 441 *MATCHE TO 71"
Q 0022 200100531	00	TRANST LP SI N*BFQ 53 * TO 72"
Q 0023 200100531	00	TRANST LP SI N*BFQ 53 * TO 72"
Q 0024 652280079	00	TRANST DISTRIB Q24 Q25/270200910 CI Z7 5228
Q 0025 652280079	00	TRANST DISTRIB Q24 Q25/270200910 CI Z7 5228
Q 0026 652280082	00	TRANST DISTRIB Q26 Q27/270200512 CI Z7 5228
Q 0027 652280082	00	TRANST DISTRIB Q26 Q27/270200512 CI Z7 5228
Q 0028 200102142	01	TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
Q 0029 652280083	00	TRANST DISTRIB Q29 Q30/270200512 CI Z7 5228
Q 0030 652280083	00	TRANST DISTRIB Q29 Q30/270200512 CI Z7 5228
Q 0031 652280080	00	TRANST DISTRIB Q31 Q32/270200910 CI Z7 5228
Q 0032 652280080	00	TRANST DISTRIB Q31 Q32/270200910 CI Z7 5228
Q 0033 652280084	00	TRANST DISTRIB Q33 Q34/270200513 CI Z7 5228
Q 0034 652280084	00	TRANST DISTRIB Q33 Q34/270200513 CI Z7 5228
Q 0035 200102142	01	TRANST LP SI P*BC 214 * X 55"
Q 0036 200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0037 200101840	01	TRANST LP SI N*BC 184 * X 55"
Q 0038 200109790	00	TRANST LP SI P*BF 979 * SOT 37"
Q 0039 200109790	00	TRANST LP SI P*BF 979 * SOT 37"
Q 0040 200109790	00	TRANST LP SI P*BF 979 * SOT 37"
R 0001 035203043		RES 43 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0002 035203022		RES 22 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0003 035203030 R 0004 035203118		RES 30 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
R 0004 035203118 R 0005 075363898	0.1	RES 180 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 898 K 0,5 % 0,7 W METAL 25 PPM
R 0006 075233111	01	
R 0007 035203039	00	RES 111 K 0,5 % 0,3 W METAL 50 PPM RES 39 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM
		NED 37 OHR 3 / U. ZW MEIAL TOU PPM
R 0008 035203127		RES 270 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM

				5.2		i and		
R 0009	075363988	01		K	0,5		METAL	25 PPM
R 0010	075232101		RES 10,1	K	0,5	% 0,3 W	METAL	50 PPM
R 0011	035203162		RES 620	OHM	5		METAL	
R 0012	035203043		RES 43	OHM	5		METAL	100 PPM
R 0013	035203022		RES 22	OHM	5			
							METAL	100 PPM
R 0014	035203030		RES 30	OHM	5		METAL	100 PPM
R 0015	035203118		RES 180	OHM	5	% 0,12W	METAL	100 PPM
R 0016	075363898	01	RES 898	K	0,5	% 0.7 W	METAL	25 PPM
R 0017	075233111	00	RES 111	K	0,5		METAL	50 PPM
R 0018	035203039		RES 39	OHM	5		METAL	100 PPM
R 0019	035203127		RES 270	OHM	5			
R 0020	075363988	01	RES 988				METAL	100 PPM
R 0021		01		K	0,5		METAL	25 PPM
	075232101		RES 10,1	K	0,5		METAL	50 PPM
R 0022	035203162		RES 620	OHM	5		METAL	100 PPM
R 0023	035203022		RES 22	OHM	5	% 0,12W	METAL	100 PPM
R 0024	075344100	01	RES 1	M	1		METAL	50 PPM
R 0025	033239100		RES 9,1	M	5		CARBON	
R 0026	035203120		RES 200	OHM	5		METAL	
R 0027	108600322		POT 22 K					100 PPM
_								0,75W CI
	041331000		RES 1	M	1		METAL	100 PPM
R 0029	041324990		RES 499	K	1		METAL	50 PPM
R 0030	035203310		RES 10	K	5	% 0,12W	METAL	100 PPM
R 0031	035203310		RES 10	K	5		METAL	100 PPM
R 0032	035203210		RES 1	K	5		METAL	100 PPM
R 0033	016406800		RES 680	OHM	5		CARBON	
R 0034	035203051		RES 51		5			
R 0035	035203031			OHM			METAL	100 PPM
			RES 220	OHM	5		METAL	150 PPM
R 0036	108600110			20%A				0,75W CI
R 0037	035203111		RES 110	OHM	5	% 0,12W	METAL	100 PPM
R 0038	108600047		POT 47 U	20%A	CER			0,75W CI
R 0039	016410200		RES 2	K	5		CARBON	
R 0040	108600022			20%A				0,75W CI
R 0041	035203039		RES 39	OHM	5			
R 0042	035203110		RES 100	OHM			METAL	100 PPM
R 0043	035203010				5		METAL	100 PPM
			RES 10	OHM	5		METAL	100 PPM
	108600122		POT 220 U		CER			0,75W CI
R 0045	035203115		RES 150	OHM	5	% 0,12W	METAL	100 PPM
R 0046	035203115		RES 150	OHM	5	% 0,12W	METAL	100 PPM
R 0048	035203110		RES 100	OHM	5		METAL	100 PPM
R 0049	041320100		RES 10	K	1		METAL	50 PPM
R 0050	016710100		RES 1	K	5		CARBON	
R 0051	041320100		RES 10	K	1			
R 0052	041310249						METAL	50 PPM
			RES 2,49		1		METAL	50 PPM
R 0053	035203075		RES 75	OHM	5		METAL	100 PPM
R 0054	041301000		RES 100	OHM	1	% 0,25W	METAL	50 PPM
R 0055	041300604		RES 60,4	OHM	1	% 0,25W		50 PPM
R 0056	041300402		RES 40,2	OHM	1	% 0,25W		50 PPM
R 0057	035203033		RES 33	ОНМ	5		METAL	100 PPM
R 0058	035203024		RES 24	OHM	5		METAL	
R 0059	897500304	00	POT DBCS+II					100 PPM
R 0060		00				+10KAR 20		
	035203056		RES 56	OHM	5	% 0,12W		100 PPM
R 0061	035203110		RES 100	OHM	5	% 0,12W		100 PPM
R 0062	035203116		RES 160	OHM	5	% 0,12W	METAL	100 PPM
R 0063	041306650		RES 665	OHM	1	% 0,25W		50 PPM

R 0064 035203113 R 0065 041303010 R 0066 041301000 R 0067 041310165 R 0068 108600210 R 0069 035203022 R 0070 075344100 R 0071 033239100 R 0072 035203120 R 0073 108600322 R 0074 041331000 R 0075 041324990 R 0076 035203310 R 0077 035203310 R 0077 035203310 R 0078 035203210 R 0079 016406800 R 0080 035203051 R 0081 035203122 R 0082 108600110 R 0083 035203111	01	RES 130 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 301 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 100 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 1,65 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM POT 1 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI RES 22 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 1 M 1 % 0,7 W METAL 50 PPM RES 9,1 M 5 % 0,12W CARBON RES 200 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM POT 22 K 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI RES 1 M 1 % 0,25W METAL 100 PPM RES 499 K 1 % 0,25W METAL 100 PPM RES 499 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 10 K 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 10 K 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 10 K 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 10 K 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 51 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 51 OHM 5 % 0,25W CARBON RES 51 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 220 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 220 OHM 5 % 0,12W METAL 150 PPM POT 100 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI RES 110 OHM 5 % 0,12W METAL 150 PPM
R 0084 108600047 R 0085 016410200 R 0086 108600022 R 0087 035203039 R 0088 035203010 R 0090 108600122 R 0091 035203115 R 0092 035203115 R 0094 035203110 R 0095 041320100 R 0096 016710100 R 0097 041320100 R 0098 041310249 R 0099 035203075 R 0100 041301000 R 0101 041300604 R 0102 041301000 R 0101 041300604 R 0102 041300402 R 0103 035203033 R 0104 035203033 R 0104 035203024 R 0105 897500304 R 0106 035203056 R 0107 035203110 R 0108 035203116 R 0109 041306650 R 0110 035203113 R 0111 041303090 R 0112 041301000 R 0113 041310165 R 0114 108600210 R 0115 035203115 R 0117 035203051 R 0117 035203051	00	POT 47 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI RES 2 K 5 % 0,25W CARBON POT 22 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI RES 39 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM POT 220 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W CI RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 10 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 10 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 2,49 K 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 75 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 60,4 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 40,2 OHM 1 % 0,25W METAL 50 PPM RES 33 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 33 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 56 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 30 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 31 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 31 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 31 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 31 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 31 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 31 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 31 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 31 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 50 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 100 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM RES 150 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PPM

	0111010100				
R 0119	041310130	RES 1,3	K 1		METAL 50 PPM
R 0120	108600122	POT 220 U			
R 0121	041310130	RES 1,3	K 1		METAL 50 PPM
R 0122	041303010	RES 301	OHM 1		METAL 50 PPM
R 0124	035203039	RES 39	OHM 5	% 0,12W	METAL 100 PPM
R 0125	035203315	RES 15	K 5	% 0,12W	METAL 100 PPM
R 0126	108600310	POT 10 K	20%A CE		
R 0127	035203115	RES 150	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0128	035203051	RES 51	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0129	035203051	RES 51	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0130	035203262	RES 6,2	K 5		METAL 100 PPM
R 0131	108600247	POT 4,7K			
R 0132	035203262	RES 6,2	K 5		
R 0133	035203202	RES 11	K 5		
R 0134	035203024				METAL 100 PPM
			OHM 5		METAL 100 PPM
R 0135	035203311	RES 11	K 5		METAL 100 PPM
R 0136	108600122	POT 220 U			
R 0137	041304530	RES 453	OHM 1		METAL 50 PPM
R 0138	016400150	RES 15	OHM 5		CARBON
R 0139	041309090	RES 909	OHM 1		METAL 50 PPM
R 0140	016400150	RES 15	OHM 5		CARBON
R 0141	041304530	RES 453	OHM 1		METAL 50 PPM
R 0142	035203118	RES 180	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0143	035203118	RES 180	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0144	041303010	RES 301	OHM 1	% 0,25W	METAL 50 PPM
R 0145	041303010	RES 301	OHM 1	% 0,25W	METAL 50 PPM
R 0146	035203039	RES 39	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0147	035203039	RES 39	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0148	035203120	RES 200	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0149	108600122	POT 220 U			HOR 0,75W CI
R 0150	041305110	RES 511	OHM 1		METAL 50 PPM
R 0151	041305110	RES 511	OHM 1		METAL 50 PPM
R 0152	035203118	RES 180	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0153	035203118	RES 180	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0154	016410220	RES 2,2	K 5		CARBON
R 0155	035203051	RES 51	OHM 5	\$ 0,12W	
R 0156	016400470	RES 47	OHM 5		CARBON
R 0157	016420150	RES 15	K 5		CARBON
R 0158	035203051	RES 51	OHM 5		METAL 100 PPM
R 0159	035203110	RES 100	OHM 5	% 0,12W	
R 0160	035203115	RES 150	OHM 5	% 0,12W	
R 0161	035203051	RES 51	OHM 5	% 0,12W	
R 0162	035203051	RES 51	OHM 5	% 0,12W	
R 0163	041310130	RES 1,3	K 1	% 0,12W	
R 0164	108600122	POT 220 U	20%A CE		
R 0165	041310130		K 1		HOR 0,75W CI
R 0166	041303010	RES 1,3 RES 301	OHM 1	% 0,25W 0,25W	
R 0168	035203039				
R 0169	035203039		OHM 5	% 0,12W	
R 0170	108600310		K 5	% 0,12W	
R 0170			20%A CEI		HOR 0,75W CI
	035203115	RES 150	OHM 5	% 0,12W	
R 0172	035203051	RES 51	OHM 5	% 0,12W	
R 0173	035203051	RES 51	OHM 5	% 0,12W	
R 0174	035203262	RES 6,2	K 5	% 0,12W	METAL 100 PPM

R 0175	108600247		POT	4.7K	20%A	CER	TRIM ROND	HOR	0,75	W CI
R 0176	035203262		RES	6,2	K	5		METAL		PPM
R 0177	035203311		RES	11	K	5		METAL		PPM
R 0178	035203024		RES	24	OHM	5		METAL		PPM
R 0179	035203311		RES	11	K	5		METAL		PPM
R 0180	108600122				20%A				0,75	
R 0181	041304530		RES		OHM	1			,	
R 0182	016400100		RES					METAL		PPM
R 0183	041309090			10	OHM	5		CARBON		
			RES	-	OHM	1		METAL		PPM
R 0184	016400100		RES	10	OHM	5		CARBON		
R 0185	041304530		RES		OHM	1		METAL		PPM
R 0186	035203118		RES	180	OHM	5		METAL	100	
R 0187	035203118		RES	180	OHM	5		METAL	100	PPM
R 0188	041303010		RES	301	OHM	1	% 0,25W	METAL	50	PPM
R 0189	041303010		RES	301	OHM	1	% 0,25W	METAL	50	PPM
R 0190	035203039		RES	39	OHM	5	% 0,12W	METAL		PPM
R 0191	035203039		RES	39	OHM	5		METAL	100	
R 0192	035203120		RES		OHM	5		METAL		PPM
R 0193	108600122			220 U			,		0,75	
R 0194	041305110		RES		ОНМ	1		METAL		PPM
R 0195	041305110			511	OHM	1		METAL		PPM
R 0196	035203118			180	OHM	5				
R*0197	035203118		RES	180	OHM	5		METAL		PPM
R 0198	016410220		RES					METAL		PPM
R 0199	035203051			2,2	K	5	% 0,25W	CARBON		
			RES	51	OHM	5		METAL		PPM
R 0200	016400470		RES	47	OHM	5	% 0,25W	CARBON		
R 0201	016420150		RES	15	K	5		CARBON		
R 0202	035203051	7.2	RES	51	OHM	5		METAL	100	PPM
R 0203	075344100	01	RES	1	M	1	% 0,7 W	METAL	50	PPM
R 0204	016724700		RES	470	K	5		CARBON		
R 0205	016400510		RES	51	OHM	5	% 0,25W	CARBON		
R 0206	035203110		RES	100	OHM	5		METAL		PPM
R 0207	035203110		RES	100	OHM	5		METAL		PPM
R 0208	035203051		RES	51	OHM	5		METAL		PPM
R 0209	016410100	00	RES	1	K	5		CARBON		
R 0210	035203051		RES	51	OHM	5		METAL		PPM
R 0211	041310154		RES	1,54	K	1		METAL		PPM
R 0212	041302320	00	RES		2000000	1	, , _ ,	METAL		
R 0213	035203039		RES	39	OHM	5		METAL		PPM
R 0214	108600210		POT				TRIM ROND			PPM
R 0215	041310154		RES						0,75	
R 0216	041306650		RES	1,54	K	1		METAL		PPM
R 0217	035203051				OHM	1		METAL		PPM
			RES	51	OHM	5	% 0,12W		100	PPM
	016400510		RES	51	OHM	5		CARBON		
R 0219	035203133		RES		OHM	5	% 0,12W	METAL	100	PPM
R 0220	016400390		RES		OHM	5	% 0,25W	CARBON		
R 0221	041310137		RES	1,37	K	1	% 0,25W	METAL	50	PPM
R 0222	041310137		RES	1,37	K	1	% 0,25W	METAL	50	PPM
R 0223	041303740		RES		OHM	1	% 0,25W			PPM
R 0224	108600122		POT	220 U	20%A	CER	TRIM ROND	HOR		
R 0226	897504414	00		NTIO RE			897500306			228
R 0227	035203233		RES	3,3	K	5	% 0,12W	METAI.	100	
R 0228	035203130		RES		OHM	5	% 0,12W		100	
R 0229	035203133		RES		OHM	5	% 0,12W		100	
						-	, 12W	THLINL	100	L L II

F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246	035203120 041301000 041301000 035203039 035203120 108600122	RES RES RES POT RES RES RES RES	200 100 100 39 200 220 511 511 39 180	U	OHM OHM OHM OHM OHM OHM OHM OHM OHM OHM	5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR	0,125 0,255 0,257 0,127 0,127 0,257 0,257 0,127 0,127 0,128 0,257 0,257 0,257	METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL METAL CARBOI CARBOI CARBOI	100 50 100 100 0,75 50 100 100 100	PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM
R	0247	041304530	RES	453		OHM	1	%	0,25W	CARBON METAL		PPM
	0248	035203056	RES	56		OHM	5			METAL	100	PPM
	0249	035203010	RES	10		OHM	5	%		METAL	100	PPM
	0250	041302610	RES				1	%		METAL	50	PPM
	0,251	041302610	RES				1	70	0,25W	METAL	50	PPM
	0252	035203068	RES				5	%		METAL	100	PPM
	0253	035203010	RES	10			5	70		METAL	100	PPM
	0254	035203056	RES	56			5	%	0,12W	METAL	100	PPM
	0255	041304530	RES				1	%	0,25W	METAL	50	PPM
	0256	041305360	RES			OHM		70	0,25W	METAL	50	PPM
	0257	041308870				OHM		%	0,25W	METAL	50	PPM
	0258	041308870		887		OHM	1	%	0,25W	METAL	50	PPM
	0259	016400390		39		OHM	5	%	0,25W	CARBON		
	0260	041303010	RES	301		OHM	1	%	0,25W	METAL	50	PPM
	0261	108600210		1	K	20%A	CER	TRI	M ROND	HOR	0,751	W CI
	0262	016405100				OHM	5	%	0,25W	CARBON		
	0263	016405100	RES	510		OHM	5	%	0,25W	CARBON		
	0264	108600210	POT	1	K	20%A	CER	TRI	M ROND	HOR	0,75	W CI
	0265	108600310	POT	10	K	20%A	CER	TRI	M ROND	HOR		
	0266	108600410		100	K	20%A	CER	TRI	M ROND		0,75	
	0267	016400390	RES	39		OHM	5	%	0,25W	CARBON		
	0268	041310140	RES	1,4		K	1	%	0,25W	METAL	50	PPM
	0269	041310140	RES	1,4	-	K	1	%	0,25W	METAL		PPM
	0270	035203116	RES			OHM	5	%	0,12W	METAL		PPM
	0271	035203039	RES	39		OHM	5	%	0,12W			PPM
		041305360	RES			OHM	1	%	0,25W			PPM
	0273	041302610	RES	261		OHM	1	%	0,25W			PPM
	0274	041305360	RES			OHM	1	%	0,25W			PPM
	0275	035203116	RES	160		OHM	5	%	0,12W		100	
	0276	035203039		39		OHM	5	%	0,12W		100	
	0277	041304530	RES			OHM	1	%	0,25W			PPM
	0278	035203113	RES			MHO	5	%	0,12W		100	
	0279	041304530	RES .			OHM	1	%	0,25W			PPM
	0280	035203113	RES			OHM	5	%	0,12W		100	
	0281	075340511	RES !			MHO		%	0,5 W			PPM
	0282	016420510	RES			K		%		CARBON	50	
R	0283	075340511	RES 5			MHC		%	0,5 W		50	PPM
								**	-, - "		50	

R 0285 0	016420510 016431000 016410220	RES RES	1	K M K	5 5 5		CARBON CARBON	
	35203062	RES		OHM	5	% 0,12W		100 PPM
	35203062	RES		OHM	5	% 0,12W		100 PPM
	16420150	RES		K	5		CARBON	
	041310105	RES			1	% 0,25W		50 PPM
	16400510	RES		OHM	5	% 0,25W		
	16400470	RES		OHM	5		CARBON	
	016400510	RES	51	OHM	5		CARBON	
	041310105	RES	1,05	K	1	% 0,25W	METAL	50 PPM
R 0295 C	16406200	RES	620	MHO	5	% 0,25W	CARBON	
R 0296 C	041310953	RES		K	1	% 0,25W	METAL	50 PPM
R 0297 C	041310162	RES	1,62	K	1	% 0,25W		50 PPM
R 0298 1	108600210	POT			CER	TRIM ROND		0,75W CI
	041310953	RES		K	1		METAL	50 PPM
	016406200	RES		MHO	5	% 0,25W		
	108600147			20%A				0,75W CI
	035203110		100	OHM	5	% 0,12W		100 PPM
	035203110	RES		OHM	5		METAL	100 PPM
	35203068	RES		OHM	5	% 0,12W		100 PPM
	035203210	RES		K	5	% 0,12W		100 PPM
	035203147		470	MHO	5	% 0,12W		100 PPM
	035203147	RES	10.0	OHM	5		METAL	100 PPM
	035203110	RES		OHM	5		METAL	100 PPM
	035203110		100	OHM	5		METAL	100 PPM
	392500136 00		MUTATEU					5228
	392500136 00		MUTATEU					5228
	210401275 01		MUT POU		TOU		*	DEP PROF
	210401275 01	COM			TOU		, 1 A INI	
	265003551 00			BIP		000	AMP OP	TO 5-8
	265003551 00		INT LIN			000	AMP OP	TO 5-8
U 0003 2	265000812 00	CI	INT LIN	BIP*	LL	081CP *	AMP OP	DIL 8"

752281	008 NO	MEN	CI Z8 FINAL	Y	5228TK
	200270902 214447330	00	CONNEC CI	IMP EMB MA	
	214447331			IMP EMB MA	
	214513115	01	CABLA DOU	LLE DE TES	ST 1MM SOUD"
	239001500		CABLE SOUR	L 1C S 0,	,12 1,2 BLAN
	270200230	00	TRANST TR	DE 2 BFC	2 23 /200100231
	270200510	00		DE 2 BF7	751 /200100512
	270238669		TRANST TRI		3866 A /200138661
	270800900				R 90 /200100901
	304322032			OUL 3,2	2X 6 X O,4 CUPRO BERRYL
	309103008		VIS C	М 3	X 8 ACIER INOX X 6 ACIER INOX
	309203006		VIS F / 90	M 3	X 6 ACIER INOX
	345083180		PRINCI HEA	A 5,	DATO M 3 LATTN NICK
	345083200		ENTRET HEX	A 5,	
	376003430			5	ALUMI H=12,9
	652280801 75228070804			CT Z8 AMPL	
	857034001		RECAP CI Z		
	867522507	00	DI AOUETTE	CI FOURCH	E 1,3 MOLET (SANS PLAN)
	882041004	01	SUPPORT TR	AMS CAN	AMPLI FINAL Y 5228
C 0001	149321002	01	CAP10000		10 F311 0FD411 0 ==0
C 0002	149000275	00	CAP 2,7	PF - 20+10	00 63V CERAM 2 508 FP 63V CERAM 1 508
C 0003	149511005	00	CAP 1000		
C 0004	149321002	00	CAP10000	PF-20+10	· · ·
C 0005	149511005	00			
C 0006	155300351	01			63V CERAM 2 508 63V AJ CERM M/H RG/CR CI
C 0007	149321002		CAP10000		0 63V CERAM 2 508
C 0008	149321002		CAP10000	PF-20+10	0 63V CERAM 2 508
C 0009	149511005	00	CAP 1000	PF 10 %	
C 0010	154903031	02	CAP 0,5	1-	
C 0011	149321002		CAP10000		
C 0012	149324701		CAP47000	PF-20+80	63V CERAM 2 762
C 0013	149000155		CAP 1,5	PF+-0,25	P 63V CERAM 1 508
C 0014	149000155		CAP 1,5	PF+-0,25	P 63V CERAM 1 508
C 0015	149511005	00	CAP 1000	PF 10 %	63V CERAM 2 508
CR0001	200335950	00	DIOD GENER	L*1N3595E3	DHD*150V 200 MA"
CR0002	200335950	00	DIOD GENER	L*1N3595E3	
CR0003	200342440	01	DIOD SPCIA		* 20 V SWITC"
CR0004	200342440	01	DIOD SPCIA		
CR0005 L 0001	200455027 212052022	01	DIOD ZENER		2V7* 2,7V 5,0MA"
L 0001	212052022	00		0,22 MUH 10	
Q 0001	652280073	00		0,22 MUH 10	
Q 0002	652280073	00	DISTRIB Q1 DISTRIB Q1		/270800900 5228
Q 0003	652280072	00	DISTRIB Q3		/270800900 5228
Q 0004	652280072	00	DISTRIB Q3		/270200230 5228
Q 0005	652280071	00	DISTRIB Q5		/270200230 5228 510 CIZ8 5228
Q 0006	652280071	00	DISTRIB Q5		
Q 0007	652280075	00	DISTRIB Q7-		
Q 0008	652280075	00	DISTRIB Q7-	-Q8/2702386	669 CIZ8 5228
R 0001	041300768	00	RES 76,8		6 0,25W METAL 100 PPM
R 0002	035203039		RES 39		6 0,12W METAL 100 PPM

D 0040 0140400011 ===	PPM PPM PPM PPM PPM
R 0009 041302000 RES 200 OHM 1 % 0,25W METAL 50 H	PM PM PM PM PM
, o, 25% IIII AE 50 I	PM PM PM PM
R 0010 041310374 RES 3 74 K 1 % 0 254 METAI 50 I	PM PM PM
JO INDIAL JO	PM
R 0011 041310232 RES 2,32 K 1 % 0,25W METAL 50 H	PM
R 0012 041310374 RES 3,74 K 1 % 0,25W METAL 50 F	
R 0013 041310232 RES 2,32 K 1 % 0,25W METAL 50 F	DM
R 0014 035203156 RES 560 OHM 5 % 0,12W METAL 100 F	L I.I
R 0015 108600122 POT 220 U 20%A CER TRIM ROND HOR 0,75W	CI
DOUT OUTS SO THE SO ON THE	
R 0017 041305620 RES 562 OHM 1 % 0,25W METAL 50 F R 0018 035203039 RES 39 OHM 5 % 0.12W METAL 100 F	
P 0010 011202550	
P 0020 OU1202EE0	
D 0001 OH1000FOF OF THE TOTAL	
P 0022 025202020	
P 0022 OUIZOF620	
P 0021 075210201 01 PEG 201	
P 0025 0752H0201 01 PEG 201	
P 0026 075210201	
D COOK OFFICIAL DO P	
P 0028 025202010	
D 0020 025000000	PM
D 0021 016700000	PM
D COCC OFFICION	214
P 0022 0752H0052	
D 00211 0111205110	
P 0026 0752H0052	
P 0027 0752 0052	M
R 0037 075349953 01 RES 95,3 OHM 1 % 0,7 W METAL 50 P. R 0038 016700200 RES 20 OHM 5 % 0,5 W CARBON	M
P 0020 035303330	M
R 0040 035203051 RES 51 OHM 5 % 0,12W METAL 150 PM	
R 0041 035203051 RES 51 OHM 5 % 0,12W METAL 100 PI	
R 0042 889200005 00 RESEAU RES 94 OHM 4 1 % VOIR PLAN	M
RT0001 089705347 00 RES N/LIN CTN 47 K 10% 0,5 W DISC	

7	522810	10 NOM	EN C	I Z10 FILTRE 5228TK
		214447796 652280020 652280852 75228071000	01 00 00	CONNEC CI IMP FIC FEM 1C POST PV VER SPECIF DE CABLAGE CI Z10 5228TK SCHEMA ELECTRIQUE CI Z10 5228 RECAP CI Z10 5228
_		857034001	01	CABLA PLOT CI FOURCHE 1,3 MOLET (SANS PLAN)
	0001	155300451	01	CAP 4,5 / 15PF 63V AJ CERM M/H RG/CR CI
	0002	149001205	00	CAP 12 PF 5 % 63V CERAM 1 508
	0001	872530614	00	SELF DE FILTRES CI Z10 5228
L	0002	872530614	00	SELF DE FILTRES CI Z10 5228

7-57

752280501 NOMEN S/E RACCORD.ELECT.ET MECANIQUE 5228TK

253500201 253507460 300100051 300120032 300500010 301282106 304002050 304003050 304003061	00	PASFIL OBLONG 33 X19 PVC GRIS PASFIL ANNEAU 8,1 1,6 POLYE CABLA COSSE SOUDER 1 DIR LAITN ETAME CABLA COSSE SOUDER 1 DIR LAITN ETAME CABLA LIEN BANDE 2,4 92 NYLON BLAN RIVET AVEUG CP 3,2X 5,2 ACIER ZING RONDEL PLAT 2,6X 5 X 0,5 LAITN NICK RONDEL PLAT 3,2X 5 X 0,5 LAITN NICK RONDEL PLAT 3,2X 6 X 1 ACIER NICK
304303510 304303010 304303010	00	
304303040	00	RONDEL DENT LDI 3,2X 8,7X 0,5 CUPRO BERYL
304304040	01	RONDEL DENT LDI 4 X11,2X 0,6 ACIER CDPB
304322032	00	RONDEL ONDUL 3,2X 6 X 0,4 CUPRO BERRYL
304322032	00	RONDEL ONDUL 3,2X 6 X 0,4 CUPRO BERRYL
309102506	00	VIS C M 2,5X 6 ACIER INOX
309103006		VIS C M 3 X 6 ACIER INOX
309103006		VIS C M 3 X 6 ACIER INOX
309103006		VIS C M 3 X 6 ACIER INOX
309103008		VIS C M 3 X 8 ACIER INOX
309103008		VIS C M 3 X 8 ACIER INOX VIS C M 3 X 8 ACIER INOX
309203008		VIS F / 90 M 3 X 8 ACIER INOX
3092040.08		VIS F / 90 M 4 X 8 ACIER INOX
309303006		VIS F /120 M 3 X 6 ACIER INOX
309303006		VIS F /120 M 3 X 6 ACIER INOX
309404010		VIS H M 4 X10 ACIER INOX
310000300		ECROU H M 3 ACIER INOX
310000300		ECROU H M 3 ACIER INOX
313408400	00	ECROU INSERT M 4 LAITN
313922106	00	VIS CBL POZ 2,2X 6 AUTO*ACMXC ZN6 PB"
345083120	00	ENTRET HEXA 5,5X12 M 3 LAITN NICK
345083300	00	ENTRET HEXA 5,5X30 M 3 LAITN NICK
345093100	00	PILIER HEXA 5 X10 M 3 LAITN NICK
373000015	01	PASFIL BANDE PLIOBORD 1,5 PE-BD NATU
652280809	00	SCHEMA ELECT.COMMUTATION SYNCHRO 5228
652280819		SCHEMA ELECT.AFFICHAGE VOLTEMETRE 5228
752280601	00	NOMEN S/E TUBE CATHODIQUE 5228TK
752280602	00	NOMEN LIGNE A RETARD 5228TK
752280603	00	NOMEN BOITE PA 5228TK
752281008	00	NOMEN CI Z8 FINAL Y 5228TK
831134001	00	PION DE CENTRAGE"
832222049	00	CHASSIS PRINCIPAL POUR TUBE TEKTRO 5228TK
840014001	01	ECROU SERTI TRAITEMENT M3 16/10 H=3
841022146	00	EQUERRE DE MISE A LA MASSE PLAT.X 5224
841022327		EQUERRE MASSE CI AFFICHAGE Y 5228
841022342		EQUERRE BLINDAGE COTE X 5228
841112078		EQUERRE SUPPORT CI ALIMENTATION 5228
845134052		ENTRETOISE M3 HAUTEUR=28MM"
845224001	01	ENTRET CARE"
867022196		ETIQUETTE (25X38) LISTE TELEPHONE AGENCE SAV
868209008	00	PLATINE AVANT MODIFICATION 5228

	.877112063 00	RESSORT D	E MASSE		5228
	877132001 04	RESSORT L	AME"		
	877132001 04	RESSORT L	AME"		
	879072002 01	RONDEL PL	AT	EP 2	NEOPR
BT0001	202200901 00	PILE 9	V 0,52	PAH 6LF22 ALC	CALINE/MANGANESE
C 0144	149001805 00	CAP 18	PF 9	5 % 63V CI	ERAM 1 508
R 0014	068034900 00	RES 9	M	7 0.6 1	V CERMET
R 0241	016400200	RES 20	OHM 5		CARBON
7522806	01 NOMEN S	/E TUBE CA	THODIQUE	2	5228TK

201400051 TUB CAT ACCES SUPPORT AVANT DU BLINDAGE. 201400052 TUB CAT ACCES SUPPORT ARRIERE DU BLINDAGE. 201415010 TUB CAT 1C RECT 156MM P31 GRAT AVEC BOBINE 214513115 O1 CABLA DOUILLE DE TEST 1MM SOUD" CABLE RUBAN 2C 3000HM 0,7X10,8 17 PF/M 243800088 252000250 01 GAINE RETRAC 6,4MM NOIR" 304303040 00 RONDEL DENT LDI 3,2X 8,7X 0,5 CUPRO BERYL 304304040 01 RONDEL DENT LDI 4 X11,2X 0,6 ACIER CDPB M 3 X10 309103010 VIS C ACIER INOX 309104012 VIS C M 4 X12 ACIER INOX 565504027 00 RUBAN ADHESIF 2F 32M 19 X1,1 BLANC 841222021 00 EQUERRE SUPPORT DE TUBE 5228

871512053 00 BLINDAGE DE TUBE TEKTRONIX POUR 5228

899200657 00 PLAN EQUIPEMENT TUBE 5228TK"

752280	603	NOMEN	BOITE	PA					52	285	ľK	
	201400035		TUB	CAT	ACCES	CABL	E	18" +	CONNEC	F	EM.	
	214500900		CON	VEC I	ROND FI	CHE	MA	L 10	SOUD	BAN	VAN R	OUG
	239000022		CABI	E TI	HT 1	CS	0,	33 3,	4 ROUG	E		
	253504100		PASE	FIL	ANNEAU			4 0	,8 CAC	UT	ROUG	E
	253505001		PASE	FIL	ANNEAU			4,5 1	CAO	UT	NOIR	
	300500010		CABI	A L	IEN BAN	DE	2	,4 92	NYLON	BI	AN	
	300502320		CABI	LA L	IEN BAN	IDE	2	,4 200	NYLON	BI	LAN	
	302025330		OEII			3	,3	X 2,5X	3,3	LA	AITN	NICKL
	549212001				E DEMOU	LAGE	11					
	558019002		PLAS	RES	SINE EP	OXY	LI	QUIDE"				
	652280803		SCHE	EMA E	ELECT.T	HT A	MP	LI ALL	UMAGE			5228
	867572024		PLAC	UET?	TE ISOL	ANTE	P	A				5228
	871052008		BLIN	IDAGE	TE ISOL E DE PA DE PA							5228
	873512052		BOIT	IER	DE PA							5228
12 12 12 1	899000301		PLAN	MON	IT.CABL	AGE .	BO:	ITIER	PA		5	228TK
	147736147		CAP	470) PF	-20+	50	3000A	CERAM	2		
C 0002									CERAM			
C 0003			CAP	470) PF	-20+	50	3000V	CERAM	2		
C 0004	147736147		CAP	470) PF	-20+	50	3000V	CERAM	2		
C 0005	147736147		CAP	470) PF	-20+	50	3000V	CERAM	2		
C 0006	147736147		CAP	4/0	Pr	-20+	50	30000	CERAM	2		
C 0007	147736147		CAP	470	PF	-20+	50	3000V	CERAM	2		
C 0008	147736147	00	CAP	470	PF PF	-20+	50	3000V	CERAM	2		
C 0009	147736147	00	CAP	470	PF	-20+5	50	3000V	CERAM	2		
C 0010	147736147	00	CAP	470	PF.				CERAM			
C 0011	147765210	00	CAP	1000	PF	20			CERAM			
C 0012	147765210	00	CAP	1000	PF	20			CERAM			
C 0013	147765210	00	CAP	1000	PF	20			CERAM			
C 0014	147765210		CAP	1000		20			CERAM			
C 0015	147765210	00	CAP	1000	PF	20			CERAM			
C 0016	147765210	00	CAP	1000	PF	20			CERAM			
C 0017	147765210	00	CAP	1000	PF	20			CERAM			
C 0018	147765210		CAP	1000	PF	20	%	6000V	CERAM	2		
C 0019	147736147	00	CAP	470	PF-				CERAM			
C 0020	147736147	00	CAP	470	PF-	-20+5	50	3000V	CERAM	2		
CR0001	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50	9	* 12	2.5K	4	MA"	
CR0002	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50	9		2,5K	4	MA"	
CR0003	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50	9		2,5K	4	MA"	
CR0004	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50	9		2,5K	4	MA"	
CR0005	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50	9		2,5K	4	MA"	
CR0006	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50	9		,5K	4	MA"	
CR0007	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50			,5K	4	MA"	
CR0008	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50	9		,5K	4	MA"	
CR0009	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50			,5K	4	MA"	
CR0010	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50			,5K	4	MA"	
CR0011	200304090	01	DIOD	RED	RES*BY	50			,5K	4	MA	
CR0012	200304090	01			RES*BY	50			,5K	4	MA"	
CR0013	200304090	01			RES*BY	50			,5K	4	MA"	
CR0014	200304090	01			RES*BY	50			,5K	4	MA"	
CR0015	200304090	01			RES*BY	50				4	MA"	
CR0016	200304090	01			RES*BY	50			,5K	4	MA"	
CR0017	200304090	01			RES*BY	50				4	MA"	
							-		,	15.		

CR0018 CR0019 CR0020 R 0001	200304090 200304090	01	DIOD REDRES*BY 509 * 12,5K 4 MA"
7522806	02 NO	OMEN I	LIGNE A RETARD 5228TK
	244047689 252000301 253000006 253000007 300150761 309203035 565501007 840014002 845024115 847022122 867522605	01 01 00 00 00 02 00 00 00	GAINE RETRAC 4,8MM NOIR" MANCHON CAOUT 2 X20 ROUG HELAVIA MANCHON CAOUT 2 X20 NOIR HELAVIA CABLA COSSE CLIPS SERTI 2,8 LAITN ETAME VIS F / 90 M 3 X35 ACIER INOX ADHESIF RUBAN 1F 33M 25 X0,19 PVC NOIR ECROU SERTI TRAITEMENT M3 20/10 H=3 ENTRETOISE POUR 2°LIGNE A RETARD 5228 FLASQUE INFERIEURE DE LIGNE A RETARD 5228 PLAQUETTE BLINDAGE 5228
7522800	50 00 NO	MEN I	DENTIFICATION FRANCAISE 5228
J 1901 J 1902		00 00 00 00 00 00 00	PLATINE AVANT X FRANCAISE PERSONNALISE PLATINE AVANT SYNCHRO FRANCAISE PERSONNALISE PLAQUETTE LOGO VERS FRANCAISE CANON POUR AXE DIAMETRE 4M/M CONNEC ROND EMBASE FEMELLE 1C SOUD TEST 2 CONNEC ROND EMBASE FEMELLE 1C SOUD TEST 4 CONNEC COAX EMBASE FEMELLE 1C SOUD BNC CONNEC ROND EMBASE FEMELLE 1C SOUD BANAN 4 ROUGE CONNEC ROND EMBASE FEMELLE 1C SOUD TEST 4
7522800	51 00 NO	MEN I	DENTIFICATION ANGLAISE 5228
J 0801 J 0802 J 0901 J 1901 J 1902	309102506 313922106 834524005 863044002 866700262 866700265 866700269 869544022 215541031 215506400 213206250 215506001 215506400	00 00 00 00 00 00 00 00	THE TELEPHONE

7-61

752280451	NOMEN I	INTERCONNEXION CHASSIS DIVERS 5228TK
	020 02	
214429	007 00	CONNEC LIMAND ACCES CONTACT FEM A SERTIR
214429	011 00	
214429	0041 00	CONNEC LIMAND ACCES BOITIER FEM 4C AV OREIL
214447	439	CONNEC CARRE FIC FEM 1C SERT MINI PV
214447	439	CONNEC CARRE FIC FEM 1C SERT MINI PV
214447	439	CONNEC CARRE FIC FEM 1C SERT MINI PV
214447	439	CONNEC CARRE FIC FEM 1C SERT MINI PV
233500	200	CONNEC CARRE FIC FEM 1C SERT MINI PV CONNEC CARRE FIC FEM 1C SERT MINI PV CONNEC CARRE FIC FEM 1C SERT MINI PV CABLE ORDIN 1C S 0,34 1,3 BLAN
236501	500	CABLE SOUPL TO S 1,20 2,5 BLAN
238502		CABLE ORDIN 1C S 0,60 2,5 BLAN
241395		CABLE COAX 1C 950HM 3,00"
250500	400	GAINE PVC 4 MM NOIR"
252000	116 01	GAINE RETRAC 1,6MM NOIR"
252000	301 01	GAINE RETRAC 4,8MM NOIR"
252700	032 00	GAINE TRESSEE 3 MM GRIS RILSAN GAINE TRESSEE 5 MM NOIR RILSAN
252700	051 00	GAINE PVC 4 MM NOIR" GAINE RETRAC 1,6MM NOIR" GAINE RETRAC 4,8MM NOIR" GAINE TRESSEE 3 MM GRIS RILSAN GAINE TRESSEE 5 MM NOIR RILSAN
253000	012	MANICUON CAOUT 6 VOE NOTE UET ATTA
253000	050	MANCHON CAOUT 3,5X20 VERT HELAVIA
253000	052	MANCHON CAOUT MANCHO
253000	053	MANCHON CAOUT 3,5X20 ROUG HELAVIA
253000		MANCHON CAOUT 3,5X20 NOIR HELAVIA
253000		MANCHON CAOUT 3,5X20 BLAN HELAVIA
253000		MANCHON CAOUT MANCHO
253000		MANCHON CAOUT 3,5X20 BRUN HELAVIA
253000		MANCHON CAOUT 3,5X20 VIOL HELAVIA
253000		MANCHON CAUUI 3,5X20 ORAN HELAVIA
253507		PASFIL ANNEAU 6,1 1,6 POLYE
300171		CABLA COSSE CLIPS SERTI 2,8 LAITN ETAME
300500		CABLA LIEN BANDE 2,4 92 NYLON BLAN
300500		CABLA LIEN BANDE 2,4 92 NYLON BLAN
300500		CABLA LIEN BANDE 2,4 92 NYLON BLAN
300500		CABLA LIEN BANDE 2,4 92 NYLON BLAN
309603 859024		VIS HC M 3 X 3 CUV ACIER
862524		
889504		AXE RALLONGE POT MARCHE+RETICULE 5228
889504		CONNEC BOIT 2 ALVEOLES PRIS DANS 2144 50391 CONNEC BOIT 4 ALVEOLES PRIS DANS 2144 50391
889504		CONNEC BOIT 4 ALVEOLES PRIS DANS 2144 50391
889504		
889504		CONNECT PERC PARETTE 3C PAS 3 81 (2144 50391
889504		CONNECT BERG BARETTE 2C PAS 3,81 /214465595 CONNECT BERG 2 CONTACTS 214465272
889504		CONNECT MOLEX MALE 5 CONTACTS/214422056
889504		CONNECT MOLEX MALE 5 CONTACTS/214422056
889504		CONNECT MOLEX MALE 3 CONTACTS/214422037
J 0014 889504		CONNECT MODER MALE 3 CONTACTS/2/4422037 CONNEC BOIT 3 ALVEOLES PRIS DANS 2144 50391
J 0021 889504		CONNEC BOIT 1 ALVEOLE PRIS DANS 2144 50391
T 0201 889600		TRANSFO.TA 69450 5228
1 3231 309000	.55	3220

752280053	NOMEN E	EQUIPEMENT DE PLATINE	5228
219614516		BOUTON ACCESS CAPUCH 14,5	
219614590		BOUTON ACCESS CAPUCH 10	GRIS
219614592		BOUTON ACCESS CAPUCH 10	ROUG
219621231 219621331		BOUTON REPERE 4 10 PIN	
219621344		BOUTON REPERE 4 14,5 PIN BOUTON REPERE 6 15 PIN	
219621351		BOUTON REPERE 6 15 PIN BOUTON REPERE 6,35 14,5 PIN	CE GRIS TR 4,2
219623231			CE GRIS CLAIR CE GRIS
219623331	01		
309104008		VIS C M 4 X 8	ACIER INOX
345074020		COLONE ROND 8 X 2	4,3 LAITN NICK
752120500		NOMEN BOUTON B DE T	5212
859541005			
867542141	00		
867542272	00	PLAQUETTE CACHE INTER PLAQUETTE CACHE INTER COURTE	5220- 5224
867542279	00	PLAQUETTE CACHE INTER	5227
877541007	00		
879032027	00	RONDELLE POUR AXE DIA.6,35	5220-5224
752280400	NOMEN H	ABILLAGE	5228
301100055	00	RIVET CREUX ROULE 7,3 5,5X 4	LAITN
301240070			,6 ACIER ZING
301248101	00	RIVET AVEUG 4,8X10	.5 ALU
304005110	01	RONDEL PLAT 5,2X10 X 1	ACIER NICK
304008150	00	RONDEL PLAT 8,5X15 X 0,5	
304353083		RONDEL ONDUF 8,1X13,8X 0,2	ACIER CARB
310504010	00	VIS F / 90HC M 4 X10	ACIER
310504012		VIS F / 90HC M 4 X12	ACIER
314602015		PIED ROND 20 15 PVC	NOIR VIS
835041023	00		
835041024	00	COUVERCLE	5032
840014001	01		
845014001	00		5221
862534039 867522088	00	AXE DE POIGNEE SERIE OSCILLOS	
	00	PLAQUETTE RENFORT	5032
867522460 869022022	00	PLAQUETTE RENFORT POIGNEE	5220-24
869041020	00	POIGNEE	5224
869514011	00	BAGUE DE POIGNEE	5032
			5221
887222156	\cap	CAPOT SUPERIFUE	F000
887222156 887222157	00	CAPOT SUPERIEUR CAPOT INFERIEUR	5228 5228

752280610	NOMEN M	ATERIELS ASSOCIES 5228	rk
90230410	0	NOMEN PARE SOLEIL	PS2304
95006700		SONDE 100MHZ, 1/100, 100MOHM, 4PF_1,5	M_11
953002000		TABLE ROULANTE (PETIT MODELE)"	_
953203000		NOMEN SACOCHE	53203
95325000	00	NOMEN VALISE 53250	53250
95331000		NOMEN RECAP.MISE EN RACK 5220-5224	- 53310
70300000	00	S/E CORDON SECTEUR VERSION EUROPE	
70301000		S/E CORDON SECTEUR VERS.ANGLAIS	
75220001	5 00	S/E COUVERCLE DE PROTECTION"	
86354100	2 02	PARE SOLEIL VISIERE 8X10"	
89032100		C.DES C.SONDE SCOPE 1/10-350MHZ-50	074